


細胞外小胞を利用した治療用製剤の製造におけるPSアフィニティ法の有用性評価

山根 昌之 1 , 神保 遼 2 , 石止 貴将 1 , 請川 亮 1 , 西部 隆宏 1 , 阿部 寛幸 2 , 土屋 淳紀 3 , 寺井 崇二 2

- 1) 富士フイルム株式会社 バイオサイエンス&エンジニアリング研究所
- 2) 新潟大学大学院 医歯学総合研究科 消化器内科学分野
- 3) 山梨大学 医学部 内科学講座消化器 内科学教室

細胞外小胞(Extracellular Vesicle、EV)は、細胞が放出する脂質二重膜の小胞であり、脂質、核酸、タンパク質といった多様な生理活性物質を含んでいる。近年、間葉 系幹細胞(MSC)由来のEVが疾患治癒効果を有することが明らかとなり、医療における治療用製剤としての利用への期待が高まっている。これまでに、EVの精製には超遠心分 離法、タンジェンシャルフローろ過法、サイズ排除クロマトグラフィー法などの手法が提案されてきたが、我々はEV表面のホスファチジルセリン(PS)を標的とした、少ない工程で高い再 現性が期待できるアフィニティ精製技術、PSアフィニティ法を開発している。このPSアフィニティ法は、リッタースケールの培養上清からのEV大量精製にも対応可能である。また、我々は EV製造に最適化した培地についても検討し、高性能な培地を開発している。この培地はMSCの成長およびEVの生成を最適化するために設計されており、PSアフィニティ法と併せて 使用することで、さらに優れた性能を発揮することが期待される。今回の研究では、治療用製剤の製造を想定したEV精製工程におけるPSアフィニティ法の有用性を評価するため、 EVの回収率、純度および生物活性について他の精製技術と比較した。その結果、回収率および純度のいずれにおいても、PSアフィニティ法で精製したEVが優れていることが確認さ れた。さらに、インターフェロンγで刺激した脂肪組織由来MSCのEVが有する抗炎症マクロファージ誘導効果を指標に生物活性を評価したところ、PSアフィニティ法で精製したEVは他 の精製法よりも高い生物活性を示した。これらの結果から、PSアフィニティ法はEVを利用した治療用製剤の精製工程において有用な技術である可能性が示され、また我々の高性 能な培地と組み合わせることで、より効果的な治療用製剤の開発に寄与できると考えられる。



治療領域に必須なEV精製フローと我々が開発したEV製造技術 MSC由来EVの製造に最適化した培地

MSC增殖用培地

MSCulture™培地

MSCの増殖に最適化した血清培地

高い増殖能を実現



- MSCのEV産生に最適化した無血清培地
- EV産生量の向上

EV-UpTM培地

ホスファチジルセリン (PS) に結合するTim4タンパク質を用いたEV精製:同原理で小スケール〜大スケール精製可能



レジン固相化型の大量精製技術 培養上清を送液

MassivEV™ EV Purification Column PS

- 高純度・高回収率でインタクトなEV精製
- 高い再現性
- 簡便にLスケールの培養上清から精製

MagCaptureTM Exosome Isolation Kit PS Ver.2

• TFF

開発したEV製造用培地の性能評価

MSCulture

EV-Up

実験方法

EV濃縮·Buffer交換

①増殖培地を用いて一定量まで脂肪組織由来 (AD) MSCを拡大しインターフェロンγ (IFNy) を添加

拡大培地:無血清培地(市販品) or MSCulture™培地

②EV産生用培地に置換

EV産生用培地: Advanced DMEM (血清不含) or EV-Up培地

③EV精製 EV精製方法:UC

④EV解析

実験方法

解析方法:粒子数、抗炎症活性

粒子数解析

培養上清5mLから回収できた粒子数 粒子数 (x 10¹⁰particles)

AD-DMEM

EVの抗炎症効果解析

各種方法で精製したEVを添加したマウス由来培養マクロファージのM1マーカー、M2マーカーのmRNA発現 cd206 tnfa Ctrl EV産生 EV産生 EV-Up EV-Up

(A) AD MSC培養上清から各手法で回収されたEV粒子数。(B) 各法で精製されたEVを添加したマウス由来培養マクロファー ジのM1およびM2マーカーレベルのRT-PCR解析結果。開発した培地を使用することで、EV産生量とEV活性が大幅に向上した。

PSアフィニティ法を用いたEV精製の回収率、純度評価

EV産生

粒子数·純度解析

①IFNyで刺激したAD MSCの培養上清を MSCulture™培地とEV-Up™を用いて調製


②種々のEV大量精製技術を用いてEVを精製 小スケール: PSアフィニティ法、UC 大スケール: PSアフィニティ法、TFF、TFF+SEC


精製方法の詳細

小スケール:5mL培養上清からの精製 大スケール:200mL培養上清からの精製

③EV解析

解析方法:粒子数、純度





(A),(C) AD MSCの培養上清から各手法で回収されたEV粒子数。(B),(D) EVサンプルの総タンパク質1ngに含まれるEV粒子数。 EV回収率、純度共にPSアフィニティ法で精製されたEVが優れていることが示唆された。

PSアフィニティ法を用いて精製したEVの抗炎症活性評価

実験方法

①IFNyで刺激したAD MSCの培養上清を MSCultureTM培地とEV-UpTMを用いて調製


②EV精製

EV精製方法: PSアフィニティ法、UC

③EV解析

解析方法:抗炎症活性

EVの抗炎症効果解析



各精製方法で精製されたEVを添加したマウス由来 培養マクロファージのM1およびM2マーカーレベルの RT-PCR解析結果。PSアフィニティ法で精製したEV では抗炎症活性が大幅に向上した。

まとめ

• 我々が開発した培地を使用することによりEVの産生量とEVの抗炎症活性が向上した。

- PSアフィニティ法は高回収率、高純度の精製とEVの抗炎症活性の向上を可能にすることが示された。
- PSアフィニティ法を利用したEVの大量精製手法も高回収率、高純度でのEVの精製が可能であることが確認された。
- 今後は、四塩化炭素誘発肝線維症モデルマウスを用いた試験で大量精製したEVの効果を確認する予定である。

COI

筆頭者は富士フィルム 株式会社の社員です。