


和光純薬工業株式会社



共存物質の影響を受けにくいタンパク質の定量キット

Protein Blot Assay Kit wako

タンパク質定量用

タンパク質を効率的に PVDF 膜へプロットさせて、色素の発色によりタンパク質濃度を測定するキットです。

- 特長**
- ① SDS(4%) や Triton X-100(2%) などの共存物質の影響を抑える。
 - ② 定量範囲は 1 Blot を $20\mu\text{l}$ とした場合、 $0.4 \sim 8\mu\text{g}$ 。
 - ③ 液相法と比較して、タンパク質の種類による色調の差が少ない。
 - ④ 発色試液はガラス、プラスチック器具への汚染が少ない。

キット構成

	(96 Blot 用 / 480 Blot 用)
・ PVDF 膜	1 枚 / 5 枚
・ ろ紙	4 枚 / 20 枚
・ プロットング溶液	30ml / 150ml
・ 洗浄液	30ml / 150ml
・ 発色試液	60ml / 310ml
・ BSA 標準液 (2mg/ml)	1ml / 1ml

291-57001	96Blot 用	8,000 円
297-57003	480Blot 用	28,000 円

詳しくは、p.22 をご参照下さい。

目次

百年前の化学

「1902 年の化学を顧みて」

芝 哲夫2

総説

「水質検査における大腸菌群検査 - 新たな特定酵素基質培地 -」 山縣 文夫10

シリーズ

< Talking of LAL >

「第 46 話 最近のカプトガニ事情」

土谷 正和16

< How to 組織イメージング >

「第 6 回 非上皮性腫瘍 3 線維性組織の腫瘍」

石川喜美男、三瓶 接子、宮 哲正、

久川 芳三、牛込新一郎6

< 脳科学一口メモ >

「パーキンソン病とその治療薬」

北村 佳久20

テクニカルレポート

「ポリマー系親水性逆相抽出カラム Presep-RPP の使用例 血中濃度モニタリング薬物分析の前処理」 吉田貴三子14

新製品フラッシュ

プロテインプロットアッセイキットウコー ...1,22

キッコーマン(株)ルシフェール、ルシバック、

ルミテスター5

カルキトックス™8

4% パラホルムアルデヒド-りん酸緩衝液、グリ

セリン、ネオプルー9

ELMEX AquaTest12

エストラジオール分析用溶媒、クロロフェノール

類標準品、農薬標準品、フタル酸エステル

分析用標準品13

昭和電工(株)Shodex 固相抽出カートリッジ、

シコニン誘導体15

MIMOTOPES 社 固相有機合成用担体ランタン

新型水溶性グラフトポリマー17

Molecular Probes 社 チラミッドシグナル増感

検出キット18

DFI19

イノシトールりん脂質代謝関連物質21

オリエンタル酵母(株)エコスクエア23

リンパ球分離溶液(ヒト用)、(株)シバヤギ レビ

ス® インスリン- マウス(U タイプ)24

ホスホイノシチド 3- キナーゼ p110 γ , ヒト, 組換

え体, 溶液, 発色基質溶液 / 錠剤, (株)ニッポン

イメージティー カスタムオリゴ合成サービス

.....25

指示薬溶液26

ネガティブゲル染色 MS キット27

プレセップ® RPP、プレセップ®-C アルミナ

.....28

1902 年の化学を顧みて

大阪大学名誉教授 芝 哲夫

放射性崩壊説が提唱されトリウム X が発見される

イギリスの E. Rutherford とその助手の F. Soddy がトリウムの放射能の崩壊現象を詳しく研究し、この年、Philosophical Magazine 誌上に“ The Cause and Nature of Radioactivity ”と題する論文を発表した^{1,2)}。その研究で、後にラジウムの同位体とわかるトリウム X を発見し、放射性崩壊が $N_t = N_0 \cdot e^{-kt}$ の一次反応に従うという法則を見出した³⁾。




写真 1. E. Rutherford

ギブスが統計力学書を著した

アメリカの J. W. Gibbs が熱力学の化学への応用を志し、この年に大著“ Elementary Principles in Statistical Mechanics ”を著し、統計熱力学の基礎を築いた。

空気液化による窒素、酸素の分離が行われる

フランスの G. Claude によって、空

気をジュール-トムソン効果と断熱膨張の原理で液化し、それを蒸留して窒素を分離するクロード式装置が発明され、Air Liquid 社の設計によって完成された。ドイツの C. V. Linde もこの年、空気液化により酸素の大量採取を行っている。

アンモニアから硝酸を得るアンモニア酸化法が開発される

Wi. Ostwald がアンモニアと酸素を白金触媒下で短時間で反応させることによって工業的に硝酸を得る方法を完成させた^{4,5,6)}。これをオストワルドのアンモニア酸化法といわれる。この方法は F. Haber と C. Bosch の空中窒素固定法と結びついて、19 世紀末のチリ硝石枯渇による硝酸供給に対する不安を解消する化学の勝利の基となった反応である。しかし Ostwald はこの触媒に高価な白金を使用していたのに対して、後に C. Bosch と A. Mittasch

は鉄 マンガン ビスマスの混合触媒でそれに代る同等の活性を見出した⁷⁾。



写真 2. Wi. Ostwald



写真 3. ドイツ Grossbothen の Ostwald の研究所 Haus Energie

触媒反応機構の定量的証明が行われる

W. Federlein は亜リン酸が過硫酸カリウムとヨウ化水素の触媒でリン酸に酸化される反応において、はじめて触媒の中間反応機構の定量的証明に成功した⁸⁾。

活性水素定量法が開発される

水酸基の活性水素はグリニヤール試薬マグネシウムヨードメチルと反応させて発生するメタンによって定量することができることが、L. Tschugaeff によってはじめて指摘された⁹⁾。後に T. Zerewitinoff は Tschugaeff の奨めによって、この方法を定量化することを試み、図 1 のような装置を使って、発生したメタンをガスビュレットに集めて体積を測定するという活性水素定量法を確立した¹⁰⁾。さらに Zerewitinoff はこの定量法がカルボキシル基、スルフィド基、アミノ基、イミノ基にも適用できることを証明した¹¹⁾。




図 1. Zerewitinoff の活性水素測定装置

蛋白質の鎖状ポリペプチド説が提唱される

F. Hofmeister¹²⁾ と E. Fischer¹³⁾ が蛋白質はアミノ酸が酸アミド結合によって鎖状に連結した構造の分子であることをはじめて提唱し、Fischer はこれをポリペプチドと呼んだ。このポリペプチド説を実証するために Fischer は 1907 年にロイシン 3 分子とグリシン 15 分子を順次結合して、オクタデカペプチドを合成し、蛋白質に類似する性質を認め、今日のペプチド化学の基礎を築いた¹⁴⁾。それによって、E. Fischer はペプチド化学の父といわれている。そしてこの年、E. Fischer は糖、プリン合成の研究によってノーベル化学賞を受賞した。



写真 4. 実験室における E. Fischer

ヒドロキシプロリン発見される

E. Fischer がゼラチンの加水分解物中に蛋白質の構成アミノ酸としてはそれまで知られていなかった L-ヒドロキシプロリンを発見した¹⁵⁾。このアミノ酸はゼラチンやコラーゲンなどの限られた蛋白質中にのみ存在するが、ゼラチン中の含量は約 14% と多い。その水酸基の立体配置は 1940 年に至って金子武夫によって決定された¹⁶⁾。

ペプチド合成のアジド法が開発される

T. Curtius によって、N 保護アミノ酸ヒドラジドに亜硝酸の作用で得られるアジドを用いて、現在でもペプチド結合形成反応に使われているアジド法が開発された¹⁷⁾。



写真 5. T. Curtius

ホルモンの呼称生まれる

イギリスの生理学者 E. H. Starling と W. M. Bayliss は腸粘膜からセクレチンというペプチドが分泌され、膵臓からの膵液の分泌による消化を促進することを見出し、神経伝達とは異なる化学物質による情報伝達があることを発見した。Starling はこのような化学情報伝達物質のことをギリシア語の刺激するという意味の hormone ホルモンと呼ぶことを提唱した。この1年前に高峰譲吉によって結晶化されていたアドレナリンもホルモンであることになった。

染色体が遺伝子そのものであることが指摘された

メンデルの遺伝の法則は 1865 年に提唱されて以来、長く無視されていたが、1900 年になって、H. De Vries によって再発見された。一方、細胞分裂における染色体の役割が W. Flemming や E. van Beneden によって研究されていたが、1902 年にアメリカの遺伝学者 W. S. Sutton によって、染色体こそがメンデルの遺伝因子であることが指摘された。

志賀潔が化学療法剤トリパンレッドを発見

ドイツの P. Ehrlich の化学療法の研究の助手を務めていた志賀潔が色素トリパンレッドに睡眠病の病原体のトリパノゾーマを殺す作用があることを発見した。化学療法の最初の研究といえる。

限外顕微鏡発明される

ドイツの化学者 R.A. Zsigmondy はコロイド粒子により光が散乱するティンダル現象を利用して、コロイド溶液に送られた光線の直角の方向の散乱

光を顕微鏡で観察する限外顕微鏡を発明し、普通の顕微鏡では見えないコロイド粒子を観察することに成功した。Zsigmondy はこの研究によって 1925 年のノーベル化学賞を受賞した。

油脂硬化法が開発される

W. Norman は液状の不飽和脂肪酸のオレイン酸をニッケル触媒を用いる接触水素化によって、固体の脂肪酸のステアリン酸に変えることにはじめて成功した¹⁸⁾。この油脂硬化法はマーガリンや石鹸製造に直ちに應用されて、大きい工業的価値をもたらした¹⁹⁾。

コッパース式コークス炉作られる

ドイツの H. Koppers によって石炭の高温乾留に用いられるコッパースのコークス炉がこの年に作られた。この炉は多くの改良が加えられて、現在でも広く使用されている。

わが国に電気化学工業始まる

野口遵、藤山常一らが三居沢にカーバイド製造所を設立し、150W、電気炉 1 基で操業を開始した。わが国の電気化学工業の初めである。

六桜社が設立される

杉浦六右衛門により新宿角筈に六桜社が設立され、生田益雄により印画紙の製造が開始された。小西六写真工業の起こりである。

わが国ではじめて板ガラス製造が行われる

島田孫市が岩崎俊弥と提携して創った大阪の島田硝子製造所において、板ガラスの展延装置が完成して、日本ではじめて板ガラスの製造が開始された。

ウィスリツェヌス逝く

乳酸の研究や幾何異性の研究を行い、ライプチヒ大学学長を務めた Johannes Adolf Wislicenus (1835-1902) が 12 月 6 日に享年 67 歳で死去した。

アーベル逝く

ニトロセルロースとニトログリセリンから無煙火薬コーダイトを発明し、ロイヤルソサイエティ、ロンドン化学会会長を務めた Frederick Augustus Abel (1827-1902) がこの年 9 月 6 日に 75 歳で逝去した。

〔参考文献〕

- 1) Rutherford, E., Soddy, F. : Phil. Mag., 4, 370, 569 (1902)
- 2) Rutherford, E., Soddy, F. : J. Chem. Soc., 81, 321 (1902)
- 3) Rutherford, E., Soddy, F. : Phil. Mag., 5, 445, 561, 576 (1903)
- 4) Ostwald, Wi. : Brit. P. 8 3000 (1902 / 1903)
- 5) Ostwald, Wi. : US. P. 858 904 (1902 / 1907)
- 6) Ostwald, Wi. : Chemiker-Zeitg., 27, 457 (1903)
- 7) Bosch, C., Mittasch, A. : D. R. P. 283 824 (1914 / 1915)
- 8) Federlein, W. : Z. Physik. Chem., 41, 565 (1902)
- 9) Tschugaeff, L. : Ber., 35, 391 (1902)
- 10) Zerewitinoff, Th. : Ber., 40, 2023 (1907)
- 11) Zerewitinoff, Th. : Z. Anal. Chem., 50, 68 (1911)
- 12) Hofmeister, F. : Naturw. Rundschau, 17, 529, 545 (1902)
- 13) Fischer, E. : Chemiker-Ztg., 26, 939 (1902)
- 14) Fischer, E. : Ber., 40, 1754 (1907)
- 15) Fischer, E. : Ber., 35, 266 (1902)
- 16) 金子武夫 : 日本化学会誌, 61, 207 (1940)
- 17) Curtius, T. : Ber., 35, 322 (1902)
- 18) Norman, W. : D. R. P. 141 029 (1902 / 1903)
- 19) Hefele, J. : Chemiker-Ztg., 76, 769 (1952)

ルシフェラーゼによる衛生検査

KIKKOMAN ルシフェール/ルシパック & ルミテスター

従来の衛生検査は微生物を培地で増殖させてその数を測定していたため、検査の結果が出るまでに2日から数日を要していましたが、キッコマンのATP測定試薬は、迅速・簡単・高性能。その場での測定を可能にしました。

ATP測定・関連試薬キット

〔ルシフェールの特長〕 ATP抽出効率が高く、再現性の良い微生物測定が可能です。
ATP消去剤の併用で手軽に高感度の微生物測定が可能です。

ルシフェール 250 プラス

本品は、ルミテスターを用いて 10^{-16} molのATPまで測定が可能です。高性能ATP抽出試薬が付属しており、夾雑物の多い試料でも高い抽出効果で再現性の良い微生物測定が行えます。

ATP消去剤を併用して測定の際の妨害となる微生物以外のATPを分解することにより、最大で大腸菌にして1,000

個/mL(100個/測定)までの微生物測定が可能です。

〔キット内容〕

- ▶ 発光試薬 50回用 × 5
- ▶ 溶解液 50回用 × 5
- ▶ ATP抽出試薬 50回用 × 5

300-09231 250回用 37,500円



清浄度検査キット

ルシパック


〔特長〕

綿棒一体型で、簡単・スピーディーにふき取り検査ができます。作業者の手指や製造環境の清浄管理にお使い頂けます。



303-09221 100回用 29,000円

〔使用法〕



ポータブルルミノメーター ルミテスター C-100N

〔特長〕

小型・軽量...大きさはビデオカセットサイズ、重さは700g。
高感度・ワイドダイナミックレンジ... $4 \times 10^{-13} \sim 1 \times 10^{-6}$ mol/l
簡単・迅速...サンプルをセットしスタートボタンを押すだけ。
10秒で測定できます。

307-09361 1台 550,000円



〔関連商品〕

コード No.	品名	容量	希望納入価格(円)
307-09241	ルシフェール HS セット	100回用	40,000
302-09291	ルシフェール 250	250回用	31,000
304-09251	ルシフェール ATP 消去剤	250回用	25,000
301-09261	ルシフェール ATP 標準試薬	20回用	5,000
302-09311	ルシフェール BH	22回用	20,000
306-09331	ルシフェール CT	55回用	22,000

コード No.	品名	容量	希望納入価格(円)
309-09321	ルシフェール Milk	100回用	45,000
303-09341	ルシフェール Meat	100回用	38,000
308-09531	ルシフェールサルモネラ	45回用	39,000
308-09411	専用プリンター	1台	30,000
300-09351	ルミチューブ 3.5ml 用 (1,000本入り)	1個	12,000

第6回 非上皮性腫瘍(3) 線維性組織の腫瘍

KIA 株式会社 ケーアイエー細胞病理研究所 石川喜美男、三瓶 接子
株式会社 保健科学研究所 宮 哲正、久川 芳三
京浜予防医学研究所 診断病理センター 牛込新一郎

線維組織から発生する腫瘍には、数多くあるが、ここでは紙面の都合上代表的な腫瘍について解説する。

線維腫

膠原線維主体の良性腫瘍で、皮膚の真皮や鼻咽頭などに発生しやすい。豊富な膠原線維の間に、紡錘形の線維芽細胞が見られる。一般的に硬い腫瘍を形成するが、脂肪を含む軟らかいものもある。また、球状～太い線維状に増生した弾性線維が膠原線維と混在して見られる弾性線維腫も線維腫の1種で、高齢者の肩甲骨下に発生することが多い。これらの腫瘍の診断には、鍍銀染色、マッソントリクローム染色、エラスチカワンギーソン染色などが用いられる。その他、神経線維腫などもあり、鑑別としてクリューバー・パレラ染色、ボディアン・石川法などの神経染色法が、また抗体とし

てS-100蛋白が用いられる。

線維肉腫

線維芽細胞から発生する悪性腫瘍で、皮下組織、軟骨、骨などに発生しやすい。分化型では組織学的に、異型性を示す紡錘形の線維芽細胞が充実性に束を形成し、魚骨様形態像 herring-bone pattern を示すことが多い。組織像では太い膠原線維の間に、核異型や核分裂像のある腫瘍細胞が束状に配列して見られる。鍍銀染色で、膠原線維は褐色の太い荒縄状に見えることが多い。電顕像では、膠原線維の間に存在する腫瘍細胞の粗面小胞体(r-ER)が発達、拡張しているのが特徴である。また、細胞密度の高い低分化型では膠原線維は少なく細網線維が多く見られる。腫瘍細胞の中には、HE染色やマッソントリクローム染色などで好酸性に染まる筋線維芽細胞も見られることもある。

隆起性皮膚線維肉腫

腹壁などの軀幹に好発し、皮膚の表面に隆起状に発育する腫瘍。稀に遠隔転移をきたす場合もあり、良悪性の境界あるいは中間群に位置する。腫瘍は全体にわたって特徴的な花むしる模様 storiform pattern を作る。鍍銀染色では、特に明瞭である。

悪性線維性組織球腫

一般的に組織球性腫瘍とされている悪性腫瘍だが、組織学的に種々の像を呈する。線維芽細胞様の紡錘形細胞と多形性を示す組織球様の性質をもつ細胞が、膠原化した基質の間に見られることが多い。鍍銀染色などで、花むしる状配列 storiform pattern が多くの例で見られる。免疫学的検索では α -AT、 α -ACT および CD68 などが陽性を示すことが多く、電顕像にもライソゾームが発達し組織球の性格が見られる。




図1. 線維腫 左:HE染色、右:マッソントリクローム染色 ×4. 皮膚に発生した腫瘍で、長い紡錘形の線維細胞や線維芽細胞からなる。全体的に膠原線維に富み、硬い腫瘍である。左では、膠原線維が青色に染色され豊富なが分かる。




図2. 弾性線維腫 左:HE染色、右:エラスチカ・ワンギーソン染色 ×4. 左では膠原線維に混じって、球状～太い線維状の弾性線維が桃色に増生しているのが分かる。右では、弾性線維が黒紫色～黒褐色、膠原線維は赤色、血管中膜の平滑筋線維は黄色に染色されている。




図3. 線維肉腫 左:HE染色、右:鍍銀染色 ×10. 左では束状に配列した腫瘍細胞は、herring-bone pattern を示している。右では豊富な膠原線維が褐色に染色される。




図4. 線維肉腫(前図と同一症例) 透過型電子顕微鏡(以下TEMと略) ×2000. 細胞密度の高い部分のTEM像で、核小体を認める腫瘍細胞の核は、不整形を示している。細胞の粗面小胞体(r-ER)は発達、拡張しているのが線維芽細胞の特徴でもある。




図5. 線維肉腫 左:HE染色、右:マッソン・トリクローム染色 × 4 . 写真の中心部では、細胞密度が高い。右では中心が好酸性に染色され筋線維芽細胞が増殖している。




図6. 線維肉腫(前図と同一症例) 左:鍍銀染色、右:酵素抗体法(desmin抗体) × 4 . 左では、周辺は膠原線維が豊富なため、褐色の中心部は黒色に鍍銀され、細網線維が豊富である。右はdesminで陽性を示す筋線維由来の細胞を認める。




図7. 線維肉腫(前図と同一症例) × 20 . 膠原線維の発達した部分で、腫瘍細胞は束状に配列し、核異型が目立つ。右では膠原線維は太い荒縄状に見える。細網線維はわずかに認められる。




図8. 線維肉腫(前図と同一症例) 左:HE染色、右:鍍銀染色 × 20 . 比較的細胞密度の高い部分で核異型のある腫瘍細胞が増殖している。前図に比較し、右では膠原線維に乏しく、細網線維を多く認められる。




図9. 線維肉腫(前図と同一症例) 左:マッソン・トリクローム染色(図5右の拡大) 右:鍍銀染色 × 20 . 左では核異型の強い腫瘍細胞の細胞質が好酸性に染色された筋線維由来の細胞が認められる。右では膠原線維よりも細網線維が豊富である。




図10. 線維肉腫(前図と同一症例) TEM像 左: × 2000、右: × 7000 . 線維芽細胞の腫瘍細胞の中に混じって、筋線維芽細胞も見られる。粗面小胞体r-ERが発達した細胞質には6nm ~ 10nmのmyofilamentsが認められる。また、この細線維の中には密度の高い細線維(focal desity)を有した部分も認められる。右はその拡大像である。このmyofilamentsはマッソン・トリクローム染色で好酸性に染色される。




図11. 隆起性皮膚線維肉腫 肉眼像 × 1 . 真皮、皮下を侵す線維性腫瘍で、皮膚表面に隆起している。




図12. 隆起性皮膚線維肉腫 左:HE染色、中:マッソン・トリクローム染色、右:鍍銀染色 × 10 . この腫瘍の特徴的な像である、花むしろ模様を認める。右の鍍銀像では、この形態が明瞭に分かる。




図 13. 悪性線維性組織球腫 左:HE 染色 × 10、右:鍍銀染色 × 20. 大小不同のある腫瘍細胞が多数認められ、クロマチンの増量したもの、核異型のあるものなど多彩な像を示している。右では、膠原線維が褐色調に見え「花むしろ状配列 storiform pattern」を呈している。




図 14. 悪性線維性組織球腫(前図と同一症例) 酵素抗体法(左:ピメンチン抗体、右:CD68 抗体) × 20. ピメンチン抗体では陽性に染まる線維芽細胞様の腫瘍細胞が多数認められる。右では大型の多核の組織球様細胞が組織球系マーカーである CD68 抗体に強陽性を示している。




図 15. 悪性線維性組織球腫(前図と同一症例) TEM 像 × 2000. 拡張し発達した粗面小胞体を認め線維芽細胞の特徴を示す。腫瘍細胞内にはライソゾーム(Ly)や細胞突起が見られ、組織球様の性格も持っている。




図 16. 悪性線維性組織球腫(前図と同一症例) TEM 像 × 2000. 多核で核異型のある腫瘍細胞の細胞質にはライソゾームが認められ、細胞膜には小足が認められる。また、粗面小胞体も発達し、線維芽細胞由来の性格も持っている。

〔参考文献〕

- 1)石川栄世, 遠城寺宗知, 牛込新一郎 他: 軟部腫瘍アトラス. 東京文光堂. 第一版第一刷. 1989.
- 2)石川喜美男, 三瓶接子 他: 軟部腫瘍の免疫組織化学と電顕像 - 低分化な軟部腫瘍への応用 -. 第 20 回日臨技病理研修会テキスト. 1994.
- 3)田所衛, 石川喜美男, 三瓶接子 他: 実践病理組織細胞学カラー図鑑. HBJ. 1997.

脱脂もできる脱灰液

Kalkitox™ (カルキトックス™)

病理研究用

脱灰の前処理として、骨、歯は十分に固定されていることが重要である上、脂肪組織を多く含む骨組織は脱灰液の浸透をよくするためにアルコール系等による脱脂が必要とされています。本品、カルキトックス™ はある程度の脱脂作用も兼ね備えた脱灰液としてそのままお使い頂けます。また、低温脱灰が可能であり、免疫染色にも適しています。

〔使用方法〕

固定処理された組織を脱灰液カルキトックス™ に浸漬します。脱灰液は通常、組織重量の約 50 ~ 100 倍量を使用し、途中、新しい液に交換することをお勧めします。脱灰時間は約一晩ですが、組織の大きさにより多少異なる

ります。カルキトックス™ は低温脱灰(4℃ 冷蔵庫内)も可能です。脱灰完了後は、硫酸ナトリウム溶液で数時間 ~ 一晩中和処理し、十分水洗して下さい。その後は、脱水・中間剤処理・パラフィン包埋へと工程を進めて下さい。

〔組成〕

塩酸、EDTA を主成分として調製しています。

〔保存方法〕

25℃ 以下保存

112-00651	1ℓ	3,600 円
-----------	----	---------

〔関連商品〕 脱灰中和剤

コード No.	品名	規格	容量	希望納入価格(円)
196-11985	5% 硫酸ナトリウム溶液	病理研究用	500ml	3,000




図 1. 大腸がん(腺がん)の骨転移 HE 染色 × 20. (低温脱灰) 核はヘマトキシリンに細胞質はエオシンに染色されている。粘液や骨は淡青色に染色されている。




図 2. 同一症例 酵素抗体法(変異型がん抑制遺伝子 p53 抗体) × 20(低温脱灰) 腫瘍細胞の核に陽性を示している。

(写真提供 株式会社ケーアイエー細胞病理研究所 石川喜美男先生)

4% Paraformaldehyde Phosphate Buffer Solution

組織固定用

酵素組織化学・免疫組織化学用、また電子顕微鏡検査用固定液としてパラホルムアルデヒドを使用した各種固定液が知られていますが、中でも4%パラホルムアルデヒド-りん酸緩衝液は最も汎用で基本的な固定液です。免疫染色法ではタンパク系抗原の固定に使用されます。


本品は調製済みですので非常に便利です。

組成

パラホルムアルデヒド(組織固定用グレードを使用).....20g

0.1mol/l りん酸緩衝液(pH 7.4)..... 500ml

染色例



ヒトリンパ節(L-26)×40

163-20145 500ml 2,300円

蛍光顕微鏡用封入剤

Glycerol

蛍光顕微鏡用

蛍光抗体法の標本作製時に使用される低蛍光ブランクの封入剤です。各種グリセリン系封入剤調製用の他、蛍光標識二次抗体の溶解時、また保存液にも使用されます。

〔規格〕

含量(GC): 99.0%以上

実用試験: 試験適合

075-04751 250ml 照会

青色シリカゲル


Neo BLUE

本品は、有機系色素をインジケータートして含有する青色シリカゲルです。


従来の塩化コバルトを使用したタイプと比較して、より安全にご使用いただけます。

吸湿による色の変化は、従来通り青色から赤色です。


コバルトフリー



吸湿前



相対湿度 20%



相対湿度 50%

再生法: 100 ~ 130 で3時間乾燥

コード No.	品名	容量	希望納入価格(円)
145-07361	Neo BLUE ,1 ~ 2mm (粒度 1.18 ~ 1.7mm : 60%以上)	500g	照会
143-07367		13kg	照会
142-07371	Neo BLUE ,2 ~ 4mm (粒度 1.7 ~ 4mm : 90%以上)	500g	照会
140-07377		13kg	照会
149-07381	Neo BLUE ,3 ~ 5mm (粒度 3.35 ~ 4.75mm : 80%以上)	500g	照会
147-07387		13kg	照会

〔関連商品〕(インジケータ: 塩化コバルト)

コード No.	品名	容量	希望納入価格(円)
191-00445	Silica Gel, Small Granula(1 ~ 2mm)blue(with moisture indicator)	500g	1,470
192-00475	Silica Gel, Medium Granula(2 ~ 4mm)blue (with moisture indicator)	500g	1,250
198-00477		12.5kg	照会
199-00505	Silica Gel, Large Granula(3 ~ 6mm)blue (with moisture indicator)	500g	1,350
195-00507		12.5kg	照会

水質検査における大腸菌群検査 新たな特定酵素基質培地

財団法人 東京顕微鏡院 立川研究所 山縣 文夫

1. はじめに

上水(飲料水)の供給源として水道を普及させた最も強い動機の一つがいわゆる「消化器系伝染病」の蔓延といわれています。例えばコレラは19世紀以降だけで6回のPandemieが知られており、その余波で我が国でも明治時代に大流行があり、年間10万人以上の死者を出したことが2回も記録されています。我が国の代表的な経口伝染病である赤痢(現在は2類感染症に分類されます)は1960年代を節目として急速に患者数が減少しましたが、その理由は患者の強制隔離よりも糞口サークルを遮断できる生活環境を実現したことと考えられています¹⁾。この遮断に水道の整備が大きな役割を果たしたことは明らかです。

しかし、最近でも飲料水による集団感染症がしばしば認められています。例えば1982年に井戸水によるカンピロバクターと毒素原性大腸菌の混合感染があり、7,751名の患者が発生しました。その後も時々水系感染によるカンピロバクター症が報告されています。1998年に飲料水を介して700名以上の集団赤痢の流行がありましたし、1999年には長野県で15世帯73名に供給されていた小規模水道による腸管出血性大腸菌O157の流行が見られました。水道から供給される「水」は微生物学的に見て安全性が保証されていることが重要となります。

上水に関連する微生物試験には目的別に、水質基準項目、原水の汚染指標、水の異臭味及び着色、水道施設への障害、などがあり、種々の微生物について検査が行われています。このなかで最も重要なものが、水道法による水質基準に記載されている一般細菌と大腸菌群の二つです。一般細菌は原水が様々な処理を受け、最後に確実な塩素処理などの消毒を受けたか、その質が保たれているかを知るため

に調べられています。一方の大腸菌群は先に述べた糞口サークル、即ち糞便性の病原菌を含む汚水などによって汚染されているかどうかを知るために検査されています。


消化器系病原菌の汚染指標菌としては、病原菌の存在と並行することなど幾つかの条件がありますが、水系が糞便汚染された場合に大腸菌群は条件に合致する他の汚染指標菌よりも多数存在するため、上水の安全性確保観点から最適の指標と考えられています。

2. 大腸菌群とその検査法

大腸菌群は従来からの定義では、「グラム陰性、無芽胞の桿菌で、乳糖を分解して酸とガスを産生する好気性または通性嫌気性の菌」とされています。この定義は一群の属、種などに共通するものではないため、同じ菌種でも菌株毎に当てはまるものとそうでないものがあります。水を試料とする場合にはLB-BGLB法(乳糖ブイオン-ブリリアントグリーン乳糖胆汁ブイオン培地法)で検査を行うことが一般的です。その概略を図1に示します。試験は3段階からなり、その培養時間は推定試験で48時間、確定試験で48時間、完全試験で24+48時間となりますので、培養時間だけでも計7日間となります^{2,3)}。明らかな陰性の場合には2日で結果が得られますが、疑陽性となると1週間以上も必要となり、最終的に陰性の場合でもその間は陽性に準じて扱えば水の利用に不

便を来しますし、陰性に準じて利用し続けていて陽性であった場合には大きな問題となりかねません。

1989年、アメリカEnvironmental Protection Agency(EPA)はMMO-MUG(Minimal Medium ONPG-MUG培地)法を正式に採用しました⁴⁾。この方法は従来の大腸菌群の定義とは離れて、乳糖の分解に欠かせないβガラクトシダーゼ活性が陽性であることを新たな定義と考えたものです。βガラクトシダーゼ活性により培地中のONPG(o-ニトロフェニルβDガラクトピラノシド)を栄養素として発育できる菌が存在すれば培地色が黄変する(図2)ことを指標にしています。さらに、目的菌の増殖に必要な最少の栄養素だけを含む培地として他の菌の発育を抑制します。この方法では大腸菌群を構成する最も重要な菌種である大腸菌の一部が乳糖分解時にガスを産生せず、従来法では陰性となる問題を解決できます。この例のようにMMO-MUG法では従来法よりも広い範囲の菌を陽性として捕らえると考






図 2. ガラクトシダーゼによる ONPG の加水分解と o ニトロフェノールの遊離による黄色への発色




図 3. グルクロニダーゼによる MUG の加水分解と 4 メチルウンベリフェロンの遊離による蛍光(青紫色)の発生

えられています。したがって、MMO - MUG 法と従来法では結果が乖離することもあります。β ガラクトシダーゼは乳糖の分解に関与する特異酵素であり、乳糖非分解のβ ガラクトシダーゼ陽性菌は潜在的乳糖分解菌と考えられるため、より確実に大腸菌群を検出できるとも考えられています。何よりこの方法では 24 時間で従来法の確定試験の結果に相当する結果が得られるため、大幅な時間短縮が可能となりました。さらに、MUG が大腸菌に特異な酵素とされるβ グルクロニダーゼの基質であるため、大腸菌が存在すれば MUG(4 メチルウンベリフェリル β D グルクロニド)が分解されて青紫色の蛍光を発する 4 メチルウンベリフェロンとなる(図 3)ため、24 時間後に蛍光を調べることで大腸菌の有無を知ることができます⁵⁾。

この MMO - MUG 法は 1992 年に水質基準に関する省令で追加採用され(1993 年版の上水試験方法⁶⁾に収載されました。)従来法とともに利用されてきました。現在、MMO - MUG 法は培地を構成する成分の一つが一般には入手できないため 1 社のみが発売しており、比較的高価なため、その迅速・正確・簡便といった特長にも関わらず広く

普及しているとは言い難い状況にあります。

3. 特定酵素基質培地

ONPG や MUG は特定の酵素により分解されるため「特定酵素基質」と呼ばれています。特定酵素基質としては他にβ ガラクトシダーゼの基質として X GAL(5 プロモ 4 クロロ 3 インドリル β D ガラクトピラノシド)や PNPGL、MAGENTA GAL などが、β グルクロニダーゼの基質として X GLUC も知られています。X GAL は我が国でも食品検査の分野ではおよそ 10 年前から MUG と組合せて迅速な大腸菌群・大腸菌検出試薬として利用されてきています。食品衛生検査指

針では 1996 年に発行された追補の参考に、発色(発光)酵素基質法として数種類の合成酵素基質が収載されており⁷⁾、数社から粉末培地やキットとして市販されています。これらは既に広く利用されています。

2001 年版の上水試験方法には、こうした特定酵素基質を組合せた大腸菌群検査法が新たに 3 方法追加収載され、合計 4 方法となっています。(表 1)

今回の上水試験法の改訂に際して X GAL - MUG 法⁸⁾のキット 2 種を中心に検討に参加する機会を得ました。それぞれのキットには特性があり、標準菌株を用いた検討でキットによって検出し難い菌株がそれぞれにあることが明らかとなりましたが、全体としては基準とする MMO - MUG 法とほぼ一致する結果となりました。各地の水道原水を用いた検討で、X GAL - MUG 法キットは MMO - MUG 法のキットとよく相関する結果を得ました。特定の原水で 24 時間培養では陽性となり難いとの指摘もありましたが、標準菌株での検討から推測できるように、キット間の特性の差が影響したものであり有意の差ではないと考えています。

さらに、X GAL - MUG 法キットの一つに、基本試薬組成は変更せずにピルビン酸などを添加して(ピルビン酸添加 X GAL - MUG 法⁹⁾キットとは組成が異なります)損傷菌の発育支持能力を高めたキット(AquaTest 10)

表-1. 特定酵素基質法として上水試験方法 2001 年版に収載された 4 方法の組成(上水試験方法 2001 年版より一部を改変して使用)

	MMO-MUG 培地	IPTG 添加 ONPG-MUG 培地	X GAL MUG 培地	ピルビン酸添加 X GAL MUG 培地
ガラクトシダーゼの基質	ONPG	ONPG IPTG	X GAL IPTG	X GAL IPTG
グルクロニダーゼの基質	MUG	MUG	MUG	MUG
他の栄養素		トリプトース トリプトファン	トリプトース トリプトファン ソルビトール	ペプトン
塩類	塩化 Na 塩化 Ca 硫酸 NH ₃ 硫酸 Mg 硫酸 Mn 硫酸 Zn 亜硫酸 Na	塩化 Na 硫酸 NH ₃ 硫酸 Mg	塩化 Na	ピルビン酸 Na 塩化 Na 硝酸 K
その他	ソラニウム アンホテリシン B	ラウリル硫酸 Na	ラウリル硫酸 Na	ラウリル硫酸 Na
緩衝剤	HEPES HEPESNa	TMAO	リン酸二水素 K リン酸水素二 K	リン酸二水素 K リン酸水素二 K
pH	7.3 ± 0.1	6.2 ± 0.1 → 7 ~ 8	6.8 ± 0.1	7.1 ± 0.2

を新たに検討しました。対照には MMO - MUG 法、ピルビン酸添加 X GAL - MUG 法 (以下「P 法」) LB 法 (LB - BGLB 法のうち推定試験部分のみを 2 倍濃度 LB 培地で実施) を用いました。

図 4 は大腸菌群で最も重要な菌種の *E.coli*、図 5 は *C.freundii* での結果の 1 例です。菌の濃度はおよそ 10^3 個 / ml、菌に損傷を与えるため約 0.15 mg/l の塩素で 0 ~ 300 秒処理してあります。同じ菌種でも菌株により成績は多少異なりますが、基本的には図 4、5 に示すとおり、MMO - MUG 法及び P 法との間では 37、24 時間培養後の結果に有意の差は見られません。本誌 Vol.69 No.4 にお示したように、他の大腸菌群を代表するような菌種でも有意差は見られません。

水道の原水となる河川水 5 種を用いたの結果も本誌 Vol.69 No.4 で御紹介しましたが、その際同時に測定した蛍光の有無で大腸菌に限った MPN を求め、MMO - MUG 法と比較した結果を表 2 に示します。塩素 180 秒接触後の MPN はほとんど 1.8 未満となるため省略しましたが、MMO - MUG 法及び P 法と比べて同等かそれ以上の値が得られ、大腸菌の検出に優れた能力を有していると考えられます。

4. おわりに

今回の改訂により大腸菌群の検査方法に複数の特定酵素基質法が収載されたので、検査する側の選択の幅が広がりました。特に、 β ガラクトシダーゼの基質として青色のインジゴ系色素を遊離する X GAL (図 6) が認められたこ




図-4. 4方法間の陽性管数の比較 (*E.coli*) 図-5. 4方法間の陽性管数の比較 (*C.freundii*)

図 4,5. *E.coli* と *C.freundii* の約 10^3 個 / ml の菌液を AquaTest 10、MMO - MUG 法、P 法、LB 法 (2 倍濃度 LB 培地) の各培地 30 本に 10ml ずつ投入し、37、24 時間後 (LB 法は 48 時間後) に陽性となった培地数を表す。横軸は菌を約 0.15mg/l の濃度の塩素で処理した時間を表す。


表 2. 5 種の河川水を用い、塩素処理前について 5 本法による大腸菌の MPN を求めた。判定は 37、24 時間後に行なった。測定は各試料につき 2 回ずつ行なった。

	試料 1		試料 2		試料 3		試料 4		試料 5	
	1 回目	2 回目	1 回目	2 回目	1 回目	2 回目	1 回目	2 回目	1 回目	2 回目
AquaTest 10	2	0	70	22	17	13	0	0	0	0
P 法	2	0	11	6.8	4.5	7.8	0	0	0	4
MMO MUG 法	0	0	17	14	21	6.8	0	0	0	2

とから、黄色の α - ニトロフェノールを遊離する ONPG に比べて試料の持つ背景色の影響を受け難く、判定のし易い検査方法が利用できるようになりました。また、MMO - MUG 法のキットに比べて X GAL 系のキットは遥かに使用し易い価格です。手間はかかるが経済的と考えられている従来の LB - BGLB 法と比べても、培地の作製に必要な手間や試薬、器具、機器、スペースなどの費用を考慮し、結果が 24 時間で得られることや確定試験が必要ないことなどを考え合わせると、X GAL を用いた検査キットは経済性にも優れており、迅速性と正確性を考えるとむしろ望ましい検査方法であると思われます。

【参考文献】

- 1) 小張 一峰 p8 ~ 15 健康と環境 No.1 1987 編集発行：財団法人東京顕微鏡院
- 2) 上水試験方法 2001 年版 発行所：社団法人日本水道協会
- 3) 上水試験方法 解説編 2001 年版 発行所：社団法人日本水道協会
- 4) Federal Register, 54 P27544 ~ 27568 & P29998 ~ 30002, 1989
- 5) Edberg, S.C., et al; Appl. Environ. Microbiol. 54 P1595 ~ 1601, 1988
- 6) 上水試験方法 1993 年版 発行所：社団法人日本水道協会
- 7) 食品衛生検査指針 追補 2 1996 年 監修 厚生省生活衛生局 発行所：社団法人 日本食品衛生協会
- 8) Brenner, K. P., et al; Appl. Environ. Microbiol. 59 P3534 ~ 3544, 1993
- 9) 小高 秀正; Nissui Technomedia, 4 P36 ~ 52, 2001



ELMEX

水中の大腸菌群・*E. coli* 検査用培地
(X-Gal-MUG 培地 (ピルビン酸ナトリウム添加))

コード No.	メーカーコード	品 名	容 量	希望納入価格 (円)
305-09421	AT-10	AquaTest 10	10ml 用 x 200 本入	28,000
302-09431	AT-50	AquaTest 50	50ml 用 x 100 本入	40,000

サンプルご希望の方は、資料請求カードにてお申込み下さい。

環境中のエストロジオールの分析に！

Dichloromethane

エストロジオール分析用

環境ホルモンの一つと言われているエストロジオール分析の際の抽出溶媒としてお使いいただけます。

安定剤： 2-Methyl-2-butene
0.0005 ~ 0.005%

〔規格〕

含量(GC)：99.0%以上

エストロジオール分析適合性：適合

043-28375 500ml 2,700 円

〔関連商品〕 環境分析用溶媒

コードNo.	品名	容量	希望納入価格(円)
018-17815	Acetone	500ml	1,900
015-17825	Acetonitrile	500ml	2,600
041-28055	Dichloromethane	500ml	2,600
048-28065	Diethyl Ether	500ml	4,200
055-06895	Ethyl Alcohol (99.5)	500ml	4,000
085-07655	Hexane	500ml	1,800
135-13855	Methanol	500ml	1,800

クロロフェノール類標準品

クロロフェノール類は、2,4-D や 2,4,5-T といった農薬の中間体等、各種製品原料として製造されています。しかしこれらは、難分解性であるといった性質から、しばしば完全に焼却処分されずダイオキシン類の前駆物質となることが知られています。また、これらの物質は、上水試験法でも基準項目として測定されているものもあります¹⁾。

この度、当社ではクロロフェノール類の標準品、サロゲート類を在庫しました。

〔参考文献〕

1) 「上水試験方法」, p468, (日本水道協会 2000)

非標識クロロフェノール類

コードNo.	メーカーコード	品名	規格	容量	希望納入価格(円)
505-34371	A-013	2-Chlorophenol [ACS]	-	100mg	3,600
509-34391	A-014	3-Chlorophenol [ACS]	-	100mg	3,600
505-37311	A-015	4-Chlorophenol [ACS]	-	100mg	3,600
501-34611	A-016	2,3-Dichlorophenol [ACS]	-	100mg	3,600
049-26611	-	2,4-Dichlorophenol Standard	環境分析用	500mg	5,000
508-34621	A-018	2,5-Dichlorophenol [ACS]	-	100mg	3,600
506-34421	A-019	2,6-Dichlorophenol [ACS]	-	100mg	3,600
505-34631	A-020	3,4-Dichlorophenol [ACS]	-	100mg	3,600
502-34641	A-021	3,5-Dichlorophenol [ACS]	-	100mg	3,600
509-34651	A-022	2,3,4-Trichlorophenol [ACS]	-	100mg	3,600
506-34661	A-023	2,3,5-Trichlorophenol [ACS]	-	100mg	3,600
503-34671	A-024	2,3,6-Trichlorophenol [ACS]	-	100mg	3,600
503-34431	A-025	2,4,5-Trichlorophenol [ACS]	-	100mg	3,600
203-15481	-	2,4,6-Trichlorophenol Standard	残留農薬試験用	200mg	照会
504-34461	ERT-039	3,4,5-Trichlorophenol [CER]	-	100mg	10,000
501-34471	DLM-2428-0.1	2,3,4,5-Tetrachlorophenol [CIL]	-	100mg	14,400
508-34481	ULM-2429-0.1	2,3,4,6-Tetrachlorophenol [CIL]	-	100mg	14,400
505-34491	ULM-2430-0.1	2,3,5,6-Tetrachlorophenol [CIL]	-	100mg	14,400
161-08301	-	PCP Standard	残留農薬試験用	200mg	5,000

サロゲート類

コードNo.	メーカーコード	品名	規格	容量	希望納入価格(円)
502-34381	DLM-1638-0.1	2-Chloropheno(ring - D ₄ ,99%) [CIL]	-	100mg	18,800
502-34401	DLM-1359-0.1	2,4-Dichloropheno(ring-D ₃ ,98%) [CIL]	-	100mg	31,900
509-34411	DLM-1669-0.1	2,4-Dichloropheno(ring-D ₄ ,98%) [CIL]	-	100mg	34,100
500-34441	DLM-2143-0.1	2,4,5-Trichloropheno(ring-D ₂ ,98%) [CIL]	-	100mg	53,800
507-34451	DLM-3093-0.01	2,4,6-Trichloropheno(ring-D ₂ ,98%) [CIL]	-	10mg	18,800
508-34501	CLM-661-0.01	Pentachloropheno(¹³ C ₆ ,99%) [CIL]	-	10mg	34,100

ACS:AccuStandard Inc., CER: Cerilliant, CIL: Cambridge Isotope Laboratories, Inc.


農薬標準品 追加 2 品目！

Bifenazate Standard

残留農薬試験用

外観：白色結晶性粉末

溶解性(20): 水 3.76mg/l




026-14671 200mg 20,000 円

Famozadone Standard

残留農薬試験用

外観：白色粉末

溶解性(20): 水 0.243mg/l (pH 5) 水 0.111mg/l (pH 7) アセトン 274g/l, ジクロロメタン 239g/l



068-04201 200mg 20,000 円


フタル酸エステル分析の標準品 追加！

Di-n-octyl Phthalate Standard

フタル酸エステル試験用

〔規格〕

含量(cGC)：98.0%以上



044-28361 1g 8,000 円

ポリマー系親水性逆相固相抽出カラム Presep-RPP の使用例 血中濃度モニタリング薬物分析の前処理

和光純薬工業株式会社 試薬研究所 吉田貴三子

近年、HPLC 及び GC 分析の試料前処理法として固相抽出法は、簡便性、迅速性、省力化の点で有用性が高く、従来の液液抽出法に代わって普及してきています。充てん剤としては、ODS シリカゲル充てん剤が多く使用されていますが、固相抽出する目的成分によって充てん剤中の残存シラノール基や微量金属イオンの影響を受けやすいものがあります。Presep-RPP は ODS と同様に逆相的な挙動を示すスチレンジビニルベンゼン-ポリメタクリレート系の親水性ポリマーを充てんしたカートリッジカラムで、ODS 充てん剤に比較して 極性化合物の保持が大きい、塩基性化合物の吸着が少ない、使用可能な pH 範囲が広い、などの利点があり、ODS シリカゲル充てん剤では回収困難であった成分の固相抽出に最適です。

血中濃度のモニタリングが必要とされている薬物分析の前処理として、Presep-RPP を使用し良好な回収率を得ることができました。以下に塩基性の薬物である抗不整脈薬、プロカインアミドとその代謝物 *N*-アセチルプロカインアミドの血中濃度分析例をご紹介します。

固相抽出カラムで血清の前処理、除タンパク後、溶出した薬物を HPLC 法で分析しました。

Fig.1 に抽出条件を、Fig.2 に HPLC 分析例を Table.1 に回収率結果を示しました。

ODS シリカゲル充てんの固相抽出カラムでは高回収率が難しいプロカインアミドのような塩基性薬物も良好に回収することができ TDM (Therapeutic Drug Monitoring) で示されている治療域濃度の測定が可能でした。

また、同様の抽出条件で、Table.2 に示した薬物なども血清中から除タンパクし回収することができます。

最適サイズのカラム選択により、目的成分、濃度、検体量、分析方法、など諸条件に合わせた効果的な前処理が可能となると考えます。

最適サイズのカラム選択により、目的成分、濃度、検体量、分析方法、など諸条件に合わせた効果的な前処理が可能となると考えます。




Fig. 2.

固相抽出カラム

Presep-RPP (60mg) 商品については p.28 をご参照下さい。

抽出条件

固相抽出カラムコンディショニング: CH₃OH 3mL
 リン酸緩衝液 3mL

血清検体: 血清1mL + リン酸緩衝液1mL混合してカラムに通す。
 (薬物標準品を5μg添加)

洗浄: リン酸緩衝液 1mL

脱水: 空気 or N₂ガスを5分間

溶出: CH₃OH 1mL

HPLC 10μL

リン酸緩衝液: 20mMリン酸緩衝液 (pH 7)
 血清: 牛胎児血清

Fig. 1. 固相抽出条件

Table 1.

	回収率 (%) n=4	Procainamide		<i>N</i> -Acetyl Procainamide	
		平均回収率 (%)	CV (%)	平均回収率 (%)	CV (%)
1 標準液		101.6	2.3	97.6	2.9
2 牛血清添加		96.1	4.3	95.0	2.1

Table 2. 薬物回収率(標準液:n=4)

	薬物名	平均回収率 (%)	CV (%)
1	dl-Propranolol Hydrochloride	99.3	0.5
2	Doxepin Hydrochloride	100.3	0.7
3	Trimipramine Hydrochloride	96.9	1.5
4	Theophirin	100.3	0.9
5	<i>p</i> -Acetamidophenol	98.8	0.8
6	Caffeine	100.2	1.0
7	Sulfamerazine	100.7	0.4
8	Salicylamide	100.8	0.3

サンプル前処理用 Shodex 固相抽出カートリッジ

SHOWA DENKO

環境ホルモン・薬物前処理用 SPEC EDS-1 シリーズ

環境ホルモン

フェノール性の OH 基を有する物質やエストラジオール抱合体の濃縮に有用です。

薬物

生体液中の薬物及びその代謝物を高い回収率で得ることができます。また、タンパク質などの夾雑成分除去率が高いため、LC / MS 分析用の前処理カートリッジとして好適です。



充てん剤：N-ビニルアセトアミド含有親水性共重合体(50 μm)

コード No.	品名	仕様	容量	希望納入価格(円)
633-03151	Shodex SPEC EDS-1 500-6	500mg/6mℓ	30個/箱	36,000
630-03161	Shodex SPEC EDS-1 250-6	250mg/6mℓ	30個/箱	30,000
637-03171	Shodex SPEC EDS-1 100-3	100mg/3mℓ	50個/箱	30,000
630-03183	Shodex SPEC EDS-1 50-3	50mg/3mℓ	100個/箱	35,000
631-03191	Shodex SPEC EDS-1 50-1	50mg/1mℓ	100個/箱	35,000
634-03201	Shodex SPEC EDS-1 25-1	25mg/1mℓ	100個/箱	28,000


カビ毒のクリーンアップ用 MycoSep シリーズ

アフラトキシン

#224、#226、及び#228(香辛料にも使用可)は、飼料や食品中のアフラトキシンの精製に有用です。コンディショニングは不要です。わずか30秒のワンプッシュ操作だけで充分です。

トリコテセン系カビ毒

#225、#227をお試し下さい。



コード No.	品名	仕様(25個/箱入り)	適用	希望納入価格(円)
631-03211	MycoSep#224	MycoSep#226のハーフサイズ	アフラトキシン(少量試料用)	37,500
638-03221	MycoSep#226	逆相+陽イオン交換+陰イオン交換	アフラトキシン(一般用)	37,500
635-03231	MycoSep#228	逆相を強化した#226充てん剤	アフラトキシン(香辛料用)	40,000
632-03241	MycoSep#225	MycoSep#227のハーフサイズ	トリコテセン(小麦用)	37,500
639-03251	MycoSep#227	逆相+陽イオン交換+陰イオン交換+活性炭	トリコテセン(穀物用)	37,500
636-03261	MultiSep#227	MycoSep#227のシリンジタイプ	トリコテセン(穀物用)	40,000
633-03271	MultiSep#228	MycoSep#228のシリンジタイプ	アフラトキシン(香辛料用)	40,000

MycoSep、MultiSepは、Romer Labs, Inc.の商標です。

生理活性の研究、標準品に

シコニン誘導体

本品はムラサキの根を乾燥した硬紫紺から抽出したナフトキノ系赤色素です。抗菌作用、抗腫瘍作用、抗炎症作用等が知られています。

〔規格〕

含量(HPLC): 98.0%以上
溶解性: アセトン 2mg/ml

〔参考文献〕

Hashimoto, S., Man, Xu., Masuda, Y. et al.: J. Biochem., 125, 17(1999)

NEW

コード No.	品名	規格	容量	希望納入価格(円)
018-19191	Acetylshikonin (Source: <i>Lithospermum erythrorhizon</i>)	生化学用	10mg	24,000
093-04891	Isobutyrylshikonin (Source: <i>Lithospermum erythrorhizon</i>)	生化学用	10mg	24,000
083-07891	-Hydroxyisovalerylshikonin (Source: <i>Lithospermum erythrorhizon</i>)	生化学用	10mg	24,000
191-08681	Shikonin Standard	生薬試験用	10mg	20,000

NEW

NEW

第46話 最近のカブトガニ事情

ご存じのようにリムルス試薬(LAL)は、カブトガニの血球から製造されま
す。カブトガニはアメリカ大陸の東側
及びアジア大陸の東側に生息しており、
アメリカの *Limulus* 属とアジアの3種
類の *Tachypleus* 属の4種類が知られ
ています。和光純薬のLAL製品の原料
は、アメリカカブトガニから製造され
ています。今回はLALの原料である
カブトガニのアメリカ事情をご紹介します。

LAL製造方法は、各メーカーで異
なりませんが、基本的には「カブトガニの
血球を取り出して浸透圧差で内容物を
抽出する」というものです。カブトガニ
からは心臓採血で血リンパ液を採取し、
血球を集めます。カブトガニは開放血
管系を有するため、採血された後も臓
器内に血液が残るため、この採血で死
ぬというわけではありません。実際、
アメリカのLAL製造業者は、採血後
のカブトガニを海に返しています。

最近、アメリカの National Marine
Fisheries Service (NMFS) と Na-
tional Oceanic and Atmospheric
Administration (NOAA) は「デラウ
エア湾の河口半径30海里の海域でカ
ブトガニの捕獲を禁止する。」旨の規
定を Federal Register に掲載しまし
た¹⁾。この目的はカブトガニの生息数
を減らさないようにするためですが、
なぜカブトガニの生息数が問題にな
っているのでしょうか。その理由は、渡り鳥
です。渡り鳥はデラウエア湾で休息を
とるそうです。そのときの餌が、なん
とカブトガニの卵だそうで、ここで十
分餌を食べて休養をとった後、さら
に目的地へと旅立つそうです。さて、
そのカブトガニですが、実はLALを製
造するためよりも遙かに多数のカブ
トガニが捕獲され、ウナギや貝の餌
として殺されているのです。カブトガ
ニが減ると海岸の卵が減る。卵が減ると
渡り鳥が困る。ということで、野鳥の保

護団体等の働きもあって、このような
規定ができてきたということのよう
です。

すでに、アメリカ東海岸の各州でも、
餌のためのカブトガニの捕獲制限を始
めているようで、漁師もカブトガニを
捕獲する量を年々減らされているよう
です。1999年には250万匹ものカブ
トガニが餌として捕獲されていたとの
データもあるようで、これを年々減ら
していく計画が進行しているようです。


これらの規制にLAL製造用のカブ
トガニは含まれていないようですが、
LAL用に捕獲する業者は別に捕獲に
関する条件や報告義務が課せられて
います。「LALは必要だからカブトガ
ニは捕ってもよいけれど、無理な取り
方をせず、ちゃんと生きてまます返
さないよ」というところかもしれません。

カブトガニは、前述のように心臓採
血でも死にませんが、弱っているとき
に水が汚かったりすると死んでしま
います。日本のように、水質汚染や干
拓などの環境変化で生息数が激減す
る場合もあり、水質規制や自然保護
の遅れているアジア産カブトガニも
心配です。LALを用いたエンドキシ
ン試験法の国際調和も行われ、LAL
の重要性はますます高まっています。
アメリカで養殖されているウナギは、
主に日本向けだそうです。カブトガ
ニの数が減らないよう、我々も何か
すべきなのではないでしょうか。でも、
ウナギはおいしいですよ。

〔参考文献〕

1) *Federal Register*, 66, 8906-8911
(2001)

次回は「第47話 エンドキシ
ン試験の国際調和」の予定です。





MIMOTOPES
A MITOKOR COMPANY

固相有機合成用担体 ランタン 新型水溶性グラフトポリマー シリ - ス

水溶性のターゲット アクリルアミド型ポリマーに担持したランタン製品シリーズ

ミモト - プス社の新世代固相有機合成用担体ランタンの適応範囲を更に広げるために、水溶性グラフトポリマーに担持した各種リンカーを揃えました。合成対象が親水性、例えばペプチド系でかつ長鎖になる可能性があるため、リンカー配置密度をあえて希薄化するなど工夫を加えています。

ポリスチレン型と同様に D 型 L 型がありますが、D 型でも loading 量は、小さいものがあります。



メーカーコード	品 名	合成量	ピン数	希望納入価格 (円)
SP-PA-L-NOF-008	SynPhase-PA-D-series, Non-Functionalized	8 micromole	100	69,000
SP-PA-D-NOF-018		18 micromole	100	69,000
SP-PA-L-RAM-008	SynPhase-PA-D-series, Rink Amide Linker	8 micromole	100	93,000
SP-PA-D-RAM-018		18 micromole	100	93,000
SP-PA-L-HMP-008	SynPhase-PA-D-series, Hydroxymethylphenoxy Linker	8 micromole	100	93,000
SP-PA-D-HMP-018		18 micromole	100	93,000
SP-PA-L-TRH-008	SynPhase-PA-D-series, Trityl Alcohol Linker	8 micromole	100	93,000
SP-PA-D-TRH-018		18 micromole	100	93,000
SP-PA-L-HYP-008	SynPhase-PA-D-series, Hyperlabile Linker	8 micromole	100	93,000
SP-PA-D-HYP-018		18 micromole	100	93,000
SP-PA-L-BAL-008	SynPhase-PA-D-series, Backbone Amide Linker	8 micromole	100	132,500
SP-PA-D-BAL-018		18 micromole	100	132,500

初めてランタンを使ってみたい スターターキット

使いやすくなるためのキットを発売します。ランタンは、籠 (lantern) のような形をした新しいタイプの固相合成用の小型のピンで、従来の SPOC 製品の大型マクロシリーズより多い合成量を実現しました。このキットひとつで一通りの反応ができるように器具を揃えてあります。本品により、更に大量の合成処理が容易になります。

メーカーコード	品 名	容 量	希望納入価格 (円)
EA-SK-U-PSD	SynPhase-PS D-series Lantern Starter Kit (ポリスチレンポリマー担持)	1 セット	94,000
EA-SK-U-PAD	SynPhase-PA D-series Lantern Starter Kit (親水性ポリアクリルアミドポリマー担持)	1 セット	94,000

〔キット内容〕

- D 型ランタン 5 種類 各 20 個
Aminomethylated, Chloromethylated, Rink Amide Linker, Hydroxymethylphenoxy, Backbone Amide Linker
- 専用の反応用ガラス容器 2 個
- ドレン用穴付キャップ 2 個
- 洗浄専用ガラス容器 1 個
- Stemholder (ピンを支えるホルダー) 1 個
- 色付ピン 12 個
- 96 穴ポリプロピレン容器 1 個

大量に処理したい アッセンブリキット

実際にランタン製品を数多く処理するとピンの切り離しや取り付けに意外と時間がかかる場合があります。その悩みを解消するため、一括で 96 ピンのプレートに一齐に付けたり外したりする器具が便利です。

2 種 SynPhase Press と Stem Recycler に別れ、それぞれ付属品とセットでご提供します。

SynPhase Press: 万力型の製品中心に組み立てられており、ランタンとステムを一括で装着する道具です。各パーツの組合せで Assembly kit1 と Assembly kit2 があります。詳細は取扱説明書内に説明があります。

Stem Recycler: トランステムと 96 ピンプレートからの一括取外し専用器具です。

製品は、各器具の組合せにより 4 通り準備しております。

メーカーコード	品 名
EAI SRSP1	SynPack1 (TranSort+Assembly kit 1+Stem Recycler)
EAI SRSP2	SynPack2 (TranSort+Assembly kit 2)
EAI SASP3	SynPack3 (Assembly kit 1+Stem Recycler)
EAI SUSP4	SynPack4 (TranSort+Assembly kits 1/2+Stem Recycler+Jumbo Color Pack)

アッセンブリキットの具体的な組合せによる価格は、別途ご相談させていただきますので、担当営業にお問合せ下さい。

参考資料として、キットの取扱説明書 (マニュアル) を用意していますので、ご請求下さい。




チラミド シグナル増感検出キット

本品はTyramide Signal Amplification(TSA)法にMPI社の高性能蛍光プローブ Alexa Fluor dyeを組合せたキットです。免疫組織化学でのタンパク質検出や FISH での核酸を高感度に検出できます。

〔測定原理〕

TSA 法は、HRP の酵素反応を利用し、*in situ* での標的タンパク質や核酸を高密度標識して高感度に検出する酵素増幅検出法です。

1. 標的タンパク質や標的核酸に抗体やプローブを結合させ、続いて HRP 標識した二次プローブを結合させます。
2. HRP は蛍光標識またはビオチン標識 tyramide を活性化 tyramide ラジカルに変換します。
3. 活性化 tyramide ラジカルは近接の求核性残基に共有結合し、標的タンパク質や核酸を高密度標識します。



〔特長〕

HRP で多くの tyramide 基質が活性化されるため、シグナル増幅が得られます。

微量の抗体やハイブリダイゼーションプローブを高感度に検出できます。

発現量の少ない遺伝子の検出ができます。

非特異的反応によるバックグラウンドシグナルが抑えられるために、一次抗体を希釈することができます。


FISH での最適プローブ濃度は従来の 1/2 から 1/10 です。

蛍光顕微鏡、電子顕微鏡での使用では、TSA は DAB (diaminobenzidine) と置き換えることができます。

TSA キットは下記の通り、蛍光色素、ビオチン標識プローブと HRP 標識プローブとの組合せがあります。

Labeled Tyramide	Ex/Em ‡	Horseradish Peroxidase Conjugate		
		Anti-mouse IgG (host=goat)	Anti-rabbit IgG (host=goat)	Streptavidin
Alexa Fluor 350	347/442	T-20917	T-20927	T-20937
Pacific Blue	405/455	T-20920	T-20930	T-20940
Alexa Fluor 488	495/519	T-20912	T-20922	T-20932
Oregon Green 488	496/524	T-20919	T-20929	T-20939
Alexa Fluor 532	531/554	T-20918	T-20928	T-20938
Alexa Fluor 546	556/573	T-20913	T-20923	T-20933
Alexa Fluor 568	579/604	T-20914	T-20924	T-20934
Alexa Fluor 594	591/617	T-20915	T-20925	T-20935
Alexa Fluor 647	650/668	T-20916	T-20926	T-20936
Biotin-XX	-	T-20911	T-20921	T-20931

‡ Ex/Em=Fluorescence Excitation/Emission maxima in nm.



〔次頁に続く〕

コード No.	メーカーコード	品 名	包 装	希望納入価格(円)
508-45111	T-20911	TSA Kit #1 with HRP goat anti-mouse IgG and biotin-XX tyramide	1 キット	74,000
505-45121	T-20912	TSA Kit #2 with HRP goat anti-mouse IgG and Alexa Fluor 488 tyramide	1 キット	88,000
502-45131	T-20913	TSA Kit #3 with HRP goat anti-mouse IgG and Alexa Fluor 546 tyramide	1 キット	88,000
509-45141	T-20914	TSA Kit #4 with HRP goat anti-mouse IgG and Alexa Fluor 568 tyramide	1 キット	88,000
506-45151	T-20915	TSA Kit #5 with HRP goat anti-mouse IgG and Alexa Fluor 594 tyramide	1 キット	88,000
503-45161	T-20916	TSA Kit #6 with HRP goat anti-mouse IgG and Alexa Fluor 647 tyramide	1 キット	88,000
500-45171	T-20917	TSA Kit #7 with HRP goat anti-mouse IgG and Alexa Fluor 350 tyramide	1 キット	88,000
507-45181	T-20918	TSA Kit #8 with HRP goat anti-mouse IgG and Alexa Fluor 532 tyramide	1 キット	88,000
504-45191	T-20919	TSA Kit #9 with HRP goat anti-mouse IgG and Oregon Green 488 tyramide	1 キット	88,000
507-45201	T-20920	TSA Kit #10 with HRP goat anti-mouse IgG and Pacific Blue tyramide	1 キット	88,000
504-45211	T-20921	TSA Kit #11 with HRP goat anti-rabbit IgG and biotin-XX tyramide	1 キット	74,000
501-45221	T-20922	TSA Kit #12 with HRP goat anti-rabbit IgG and Alexa Fluor 488 tyramide	1 キット	88,000
508-45231	T-20923	TSA Kit #13 with HRP goat anti-rabbit IgG and Alexa Fluor 546 tyramide	1 キット	88,000
505-45241	T-20924	TSA Kit #14 with HRP goat anti-rabbit IgG and Alexa Fluor 568 tyramide	1 キット	88,000
502-45251	T-20925	TSA Kit #15 with HRP goat anti-rabbit IgG and Alexa Fluor 594 tyramide	1 キット	88,000
509-45261	T-20926	TSA Kit #16 with HRP goat anti-rabbit IgG and Alexa Fluor 647 tyramide	1 キット	88,000
506-45271	T-20927	TSA Kit #17 with HRP goat anti-rabbit IgG and Alexa Fluor 350 tyramide	1 キット	88,000
503-45281	T-20928	TSA Kit #18 with HRP goat anti-rabbit IgG and Alexa Fluor 532 tyramide	1 キット	88,000
500-45291	T-20929	TSA Kit #19 with HRP goat anti-rabbit IgG and Oregon Green 488 tyramide	1 キット	88,000
503-45301	T-20930	TSA Kit #20 with HRP goat anti-rabbit IgG and Pacific Blue tyramide	1 キット	88,000
500-45311	T-20931	TSA Kit #21 with HRP streptavidin and biotin-XX tyramide	1 キット	74,000
507-45321	T-20932	TSA Kit #22 with HRP streptavidin and Alexa Fluor 488 tyramide	1 キット	88,000
504-45331	T-20933	TSA Kit #23 with HRP streptavidin and Alexa Fluor 546 tyramide	1 キット	88,000
501-45341	T-20934	TSA Kit #24 with HRP streptavidin and Alexa Fluor 568 tyramide	1 キット	88,000
508-45351	T-20935	TSA Kit #25 with HRP streptavidin and Alexa Fluor 594 tyramide	1 キット	88,000
505-45361	T-20936	TSA Kit #26 with HRP streptavidin and Alexa Fluor 647 tyramide	1 キット	88,000
502-45371	T-20937	TSA Kit #27 with HRP streptavidin and Alexa Fluor 350 tyramide	1 キット	88,000
509-45381	T-20938	TSA Kit #28 with HRP streptavidin and Alexa Fluor 532 tyramide	1 キット	88,000
506-45391	T-20939	TSA Kit #29 with HRP streptavidin and Oregon Green 488 tyramide	1 キット	88,000
509-45401	T-20940	TSA Kit #30 with HRP streptavidin and Pacific Blue tyramide	1 キット	88,000

TSA : Tyramide Signal Amplification

1 キット : 50 ~ 150 スライド用

新規ふっ素化剤

2,2-Difluoro-1,3-dimethylimidazolidine【DFI】

有機合成用


2,2-Difluoro-1,3-dimethylimidazolidine(DFI)は高選択性の新規ふっ素化剤で、熱安定性に優れており、広範囲な有機合成反応に使用可能で、幅広い応用が期待できます。また、既存のふっ素化剤に比べて取扱いが容易で価格も安価です。

〔DFIの特長〕



- ・アルコ-ル、カルボン酸、アルデヒド、ケトン等の官能基をもつ化合物と反応して高選択的にふっ素化合物を生成。
- ・ α 位にメチレンを有するカルボニル化合物をアセチレン化合物に変換する事が可能。
- ・*n*-ヘキサンから非プロトン性極性溶媒までの幅広い溶媒と相互に溶解。

〔DFIの反応例〕

アルコールとの反応



アセチレン生成反応



Cas No. [220405-40-3]

048-28401 10mℓ 照 会

パーキンソン病とその治療薬

京都薬科大学 病態生理学教室 北村 佳久

パーキンソン病(PD)は黒質緻密層のドパミン(DA)神経細胞が変性・脱落し、安静時振戦・筋強剛・無動/寡動・姿勢反射障害などの症状を特徴とする。その病因として、老化・酸化ストレス・ミトコンドリア障害・DA神経毒など様々な要因が想定されているが、未だその詳細は解明されていない^{1,2)}。本稿では、最近のPD研究ならびにその治療薬について概説したい。

PD発症はほとんどが孤発性であるが、一部の家族性PDおよびパーキンソニズム(AR-JP、瀬川病、FTDP-17など)の解析から、関連遺伝子として α -synuclein、parkin、UCH-L1、GCH-1、tauなどが同定されている^{1,3-5)}。PDの特徴的な病理所見としてLewy小体がある。これには、 α -synuclein、ユビキチン、parkin、UCH-L1、synphilin-1、cytochrome c、などが含まれており^{1,6,7)}、細胞内蛋白質の品質管理・分解機構の異常が推定される。日本の研究グループの精力的な解析により原因遺伝子がparkinであると解明された常染色体劣性若年発症パーキンソニズム(AR-JP)では、黒質DA神経細胞の脱落は起こるが、興味深いことにLewy小体は出現しない^{3,4)}。最近、parkinにはユビキチンリガーゼ(E3)機能がありプロテアソームによる蛋白質分解系に参与することが明らかとなった。AR-JPのparkin遺伝子ではloss-of-function型変異が起こっており、何らかの蛋白質が分解されず蓄積されるものと考えられている。ここまで研究が進むと、次の課題は1) α -synucleinとparkinはどのような関係にあるのか、2)DA神経細胞死はどのようにして引き起こされるのか、という点に絞られてくる。

現在までにparkinの基質としてグリコシル化 α -synuclein(α Sp22)、parkin-associated endothelin receptor-like 受容体(Pael-R)、CDCrel-1などが同




図1 DA神経細胞とその変性、促進、抑制

定されている⁸⁻¹⁰⁾。また、*in vitro* 実験系ではPael-Rの蓄積により小胞体ストレスが発生し、細胞死が引き起こされることが明らかにされている⁹⁾。しかし、 α -synucleinはDA神経細胞だけでなく他の神経細胞にも多く発現している。Lewy小体がなぜDA細胞を好んで形成されるのか、またAR-JPではどのような構造物として変性蛋白質が蓄積するのか、今後の研究に期待したい。

一方、PD治療薬は血液・脳関門を通過できるDA前駆物質のL-DOPAが1960年代に臨床応用され、問題解決されたかにみえた。しかし、L-DOPAの長期投与により副作用と考えられるジスキネジア出現など問題が新たに生じ始めた。このため、DAの生成代謝経路および受容体アゴニストの研究が進み、現在ではD1、D2、D3受容体アゴニストおよびMAO-B抑制薬、DA遊離促進薬などが開発・臨床応用されている^{11,12)}。これらの治療薬には、ラジカルスカベンジャーなど抗酸化作用、Bcl-2、Bcl-xの発現増加作用などを示すものがあり¹¹⁻¹⁵⁾、*in vitro* 系では神経保護作用が証明されている。しかし、臨床的には、まだ神経保護作用を示すかどうか明らかではなく、今後の解析が待たれる。また、

治療効果はL-DOPAに勝るものではなく、DAアゴニストの単独投与からスタートし、L-DOPAを最後の切り札として温存させる試みがされている。PD様症状を呈する疾患は多数あり、このためPDとパーキンソニズム(PD症候群)は臨床的に区別されている。発症原因の違いによりL-DOPAの感受性も異っている。今後のPD研究により、DA神経細胞死ならびにLewy小体形成のメカニズムが解明されれば、副作用の少ないL-DOPAの代替薬および各症状に対する改善薬の開発が進むこととなる。PD解明・治療に向け、さらなる解析が進められている。

[参考文献]

- 1)Dunnett S.B., and Björklund A. : Nature, 399 Suppl., A3X(1999)
- 2)Betarbet, R., et al. : Nature Neuroci., 3, 1301(2000)
- 3)Mizuno, Y., Hattori, N. & Mori, H. : Biomed. Pharmacother., 53, 10X(1999)
- 4)Kitada, T., et al. : Nature, 392, 605 (1998)
- 5)Ichinose, H., et al. : Nature Genet. 8, 23(1994)
- 6)Spillantini, M.G., Crowther, R.A., Jakes, R., Hasegawa, M. & Goedert M. : Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 95, 646X(1998)
- 7)Engelender, S., et al. : Nature Genet., 22, 11(1999)
- 8)Shimura, H., et al.: Science, 293, 263 (2001)

9) Imai, Y., et al.: Cell, 105, 89(2001)
 10) Zhang, Y., et al.: Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 97, 13354(2000)
 11) Ogawa, N.: Eur. Neurol. 34(Suppl. 3), 20(1994)

12) Hagan, J.J., Middlemiss, D.N., Sharpe, P.C. & Poste, G.H.: Trends Pharmacol. Sci., 18, 15(1997)
 13) Kitamura, Y., et al.: Mol. Pharmacol., 54, 104(1998)

14) Takata K., Kitamura Y., Kakimura J., Kohno Y. & Taniguchi T.: Brain Res. 872, 236(2000)
 15) Kakimura J., et al.: Eur. J. Pharmacol., 417, 5(2001)

イノシトールリン脂質代謝関連物質

イノシトールリン脂質は微量ながら速やかに代謝され、細胞内情報伝達に重要な役割を担っています。この代謝回転ではまず、ホスファチジルイノシトール 4,5-二リン酸【PI(4,5)P₂】がホルモンや神経伝達物質などのアゴニスト刺激で活性化されたホスホリパーゼCによって分解され、イノシトール 1,4,5-三リン酸 (IP₃) とジアシ

ルグリセロール (DG) の2つのセカンドメッセンジャーを産生します。この結果、IP₃ は小胞体からのカルシウムイオンの動員を引き起こし、また DG はプロテインキナーゼCを活性化し、各種生理反応を促します。近年、PI(4,5)P₂ がセカンドメッセンジャーの前駆体だけでなく、それ自身細胞骨格制御やタンパク質の機能修飾を引き起こ

すことが知られ、また3位にリン酸が入ったイノシトールリン脂質群の作用ががんとの関連から注目されています。この度品揃えを充実しました。

〔規格〕
 凍結乾燥品、合成品
 含量(NMR): 98%以上

コード No.	品名	規格	容量	希望納入価格(円)
542-01491	D- <i>myo</i> -Inositol 1,4-Diphosphate Tetrapotassium Salt【In(1,4)P ₂ 】	生化学用	500μg	48,000
545-01501	D- <i>myo</i> -Inositol 4,5-Diphosphate Tetrapotassium Salt【In(4,5)P ₂ 】	生化学用	200μg	45,000
543-01781	D- <i>myo</i> -Inositol 1,3,4-Triphosphate Hexapotassium Salt【In(1,3,4)P ₃ 】	生化学用	500μg	50,000
541-01461	D- <i>myo</i> -Inositol 1,4,5-Triphosphate Hexapotassium Salt【In(1,4,5)P ₃ 】	生化学用	1mg	36,000
540-01791	D- <i>myo</i> -Inositol 1,5,6-Triphosphate Hexapotassium Salt【In(1,5,6)P ₃ 】	生化学用	200μg	50,000
546-01771	D- <i>myo</i> -Inositol 2,4,5-Triphosphate Hexapotassium Salt【In(2,4,5)P ₃ 】	生化学用	200μg	50,000
540-01811	D- <i>myo</i> -Inositol 1,2,5,6-Tetraphosphate Octapotassium Salt【In(1,2,5,6)P ₄ 】	生化学用	200μg	50,000
544-01451	D- <i>myo</i> -Inositol 1,3,4,5-Tetraphosphate Octapotassium Salt【In(1,3,4,5)P ₄ 】	生化学用	500μg	57,000
544-01831	D- <i>myo</i> -Inositol 1,3,4,6-Tetraphosphate Octapotassium Salt【In(1,3,4,6)P ₄ 】	生化学用	200μg	50,000
543-01801	D- <i>myo</i> -Inositol 1,4,5,6-Tetraphosphate Octapotassium Salt【In(1,4,5,6)P ₄ 】	生化学用	200μg	50,000
547-01821	D- <i>myo</i> -Inositol 3,4,5,6-Tetraphosphate Octapotassium Salt【In(3,4,5,6)P ₄ 】	生化学用	200μg	50,000
541-01841	D- <i>myo</i> -Inositol 1,3,4,5,6-Pentaphosphate Decapotassium Salt【In(1,3,4,5,6)P ₅ 】	生化学用	200μg	45,000
NEW 549-01881	L- -Phosphatidyl-D- <i>myo</i> -Inositol 3-Monophosphate(dic16)【P(3)P】	生化学用	200μg	照会
545-01481	L- -Phosphatidyl-D- <i>myo</i> -Inositol 4-Monophosphate(dic16)【P(4)P】	生化学用	1mg	25,000
NEW 546-01891	L- -Phosphatidyl-D- <i>myo</i> -Inositol 5-Monophosphate(dic16)【P(5)P】	生化学用	200μg	照会
NEW 548-01851	L- -Phosphatidyl-D- <i>myo</i> -Inositol 3,4-Diphosphate(dic16)【P(3,4)P ₂ 】	生化学用	200μg	照会
NEW 545-01861	L- -Phosphatidyl-D- <i>myo</i> -Inositol 3,5-Diphosphate(dic16)【P(3,5)P ₂ 】	生化学用	200μg	照会
548-01471	L- -Phosphatidyl-D- <i>myo</i> -Inositol 4,5-Diphosphate(dic16)【P(4,5)P ₂ 】	生化学用	500μg	30,000
NEW 542-01871	L- -Phosphatidyl-D- <i>myo</i> -Inositol 3,4,5-Triphosphate(dic16)【P(3,4,5)P ₃ 】	生化学用	200μg	照会



コード No.	品名	容量	希望納入価格(円)
349-05861	DL- <i>myo</i> -Inositol 1,3,4,5-Tetraphosphate Tetrapotassium Salt【In(1,3,4,5)P ₄ (Synthetic)】	100μg	18,800
347-05781	DL- <i>myo</i> -Inositol 1,4,5-Triphosphate Tripotassium Salt【In(1,4,5)P ₃ (Synthetic)】	100μg	15,000
343-05783		1mg	36,000

コード No.	品名	規格	容量	希望納入価格(円)
299-57301	Phosphorylated Tau Immunohistostain Kit	免疫組織染色用	100回用	52,000
542-01011	Tau Protein, Human, recombinant, Solution	生化学用	50μg	25,000
299-56701	Amyloid -Protein Immunohistostain Kit	免疫組織染色用	50回用	90,000
019-18761	Amyloid -Protein (1-40) Trifluoroacetate	生化学用	1mg	36,000
016-18771	Amyloid -Protein (1-42) Trifluoroacetate	生化学用	0.5mg	38,000
014-18951	Amyloid -Protein (1-40) Hydrochloride	生化学用	1mg	48,000
011-18961	Amyloid -Protein (1-42) Hydrochloride	生化学用	1mg	52,000
013-16101	Anti Human bcl-2, Monoclonal Antibody	免疫化学用	100μg	32,000
017-16481	Anti Rat bcl-2, Monoclonal Antibody	免疫化学用	100μg	30,000
014-17591	Anti Human bcl-xL, Monoclonal Antibody	免疫化学用	100μg	35,000
010-16851	Anti Human bcl-xL, Monoclonal Antibody	免疫化学用	100μg	35,000

共存物質の影響を受けにくいタンパク質の固相法による定量キット

Protein Blot Assay Kit wako

本キットはピロガロールレッド-モリブデン錯体(Pyromolex)発色法による測定キットです。従来の比色法に比べて SDS などの界面活性剤の影響を受けにくいことが最大の特長です。


〔発色原理〕

ピロガロールレッドがモリブデン酸と結合し 470nm に吸収極大を持つ赤色錯体 Pyromolex を形成します。この錯体は酸性下でタンパク質と結合すると波長がシフトし青紫色(604nm)を呈します。600nm 付近の吸光度を測定することにより、標準タンパク質の検量線をもとに試料中の総タンパク質量を求めます。


〔測定原理〕

サンプル中のタンパク質を特殊なプロットング溶液を用い、効率的に PVDF 膜へプロットさせます。PVDF 膜を洗浄後、Pyromolex で PVDF 膜上のタンパク質を染色するとタンパク質-Pyromolex の複合体を形成し、青紫色を呈します。デンシトメーターや CCD カメラにより染色強度を読み取り、濃度を測定します。

〔検量線の作成例〕



〔タンパク質の種類による染色強度の差〕



〔共存物質の影響〕

共存物質の影響を受けない共存物質最大濃度

共存物質	固相法 (Sample : IgG) (Protein Blot Assay Kit wako)	液相法 (Protein Assay Rapid Kit wako)
Guanidine-HCl	1mol/l	0.5mol/l
Urea	4mol/l	6mol/l
Ammonium Sulfate	1mol/l	1mol/l
KCl	1mol/l	1mol/l
NaCl	1mol/l	4mol/l
MgCl ₂	0.1mol/l	1mol/l
Sodium Azide	1%	0.2%
Glycerol	50%	99%
Glucose	1mol/l	0.5mmol/l
Sucrose	50%	40%
EDTA	0.2mol/l	0.1mol/l
DTT	0.8mol/l	1mol/l
Mercaptoethanol	2mol/l	1mol/l
Tris	0.5mol/l	2mol/l
HEPES	1mol/l	0.1mol/l
MOPS	1mol/l	0.2mol/l
SDS	4%	0.02%
SLS	2%	
CTAB	0.05%	
CHAPS	1%	
Tween 20	0.05%	0.1%
Tween 80	0.1%	
Triton X-100	2%	0.1%
Brij 35	1%	

コード No.	品名	規格	容量	希望納入価格(円)
291-57001	Protein Blot Assay Kit wako	タンパク質定量用	96Blot 用	8,000
297-57003			480Blot 用	28,000


迅速・簡便なタンパク質の液相法による定量キット

Protein Assay Rapid Kit wako

本キットはピロガロールレッド-モリブデン錯体(Pyromolex)発色法による測定キットです。操作が簡単でルーチンのタンパク質の定量にお薦めします。

〔特長〕

- ① 定量はワンステップで約 20 ~ 25 分で完了
- ② 定量範囲は 60 ~ 2,000 μ g/ml
- ③ 発色試薬はガラス、プラスチック器具への汚染が少ない




コード No.	品名	規格	容量	希望納入価格(円)
293-56101	Protein Assay Rapid Kit wako	タンパク質定量用	100 回用	4,000
299-56103			400 回用	11,000

組換え大腸菌用フィルム培地

 **オリエンタル酵母工業株式会社** エコスクエア

本品は均一乾式フィルムの Ready to Use の培地です。組換え大腸菌の薬剤耐性株の検出、Blue/White スクリーニングやコンピテントセル法またはエレクトロポレーション法による形質転換体の分析、選択に使用できます。




〔製品形態〕

- ▶ 上部フィルムには、TTC 指示薬とゲル化剤を、下部フィルムには、培地栄養成分、pH 指示薬及びゲル化剤を塗布しています。
- ▶ サイズ: 77(横) × 95(縦) × 1(厚さ) mm
- ▶ 質量: 2.7g

〔特長〕

- Ready to Use 培地 培地調製が不要
- TTC 指示薬によりコロニーが染色(Red)される
- コロニーから発生した酸が pH 指示薬を黄色に変色 コロニーの検出が容易
- フィルム培地なのでコンパクト 保管、培養、保存のスペースをとらない(LB プレートの 1/30 の容積) 廃棄が容易
- コロニーの増殖性能は、LB プレートと同等 37 °C、18 ± 4 時間でコロニー検出、釣菌可能に
- コロニー数 15 ~ 150/ フィルム培地の範囲で、LB プレートとの相関性あり LB プレートのデータが再現可能


〔操作の概略〕 コンピテントセル法




〔保存〕 2 ~ 8

開封後は結露防止のため室温(24 °C 以下)に保存し、1ヶ月以内を目安に使いきって下さい。

〔手順〕 (注意: フィルムを室温にもどしてからご使用下さい)





〔培養・選択・回収〕



- 注意 1) 培養液の pH は 6.5 ~ 7.5 の範囲内で使用して下さい。
2) チオ硫酸またはくえん酸の入った培地・緩衝液は使用しないで下さい。

〔実施例〕 JM100 菌株



コード No.	メーカーコード	品名	包装	希望納入価格(円)
308-51781	MB640101	Eco Square	25 枚 × 1	3,000
304-51783	MB640105		25 枚 × 5	14,500
302-51784	MB640110		25 枚 × 10	27,500

リンパ球分離用

Lymphocyte Separation Medium 1077 (for Human)

免疫化学用

Ficoll 400 及び Sodium Diatrizoate からなるリンパ球分離溶液です。密度勾配によりヒト血液から単核球(リンパ球、単球)の分離に用いられます。本品

は滅菌済みですので、そのまま使用することができます。分離したリンパ球は細胞障害性試験、FACS 分析等に用いられます。

〔規格〕

密度:1.077 ± 0.001g/ml
エンドトキシン:0.1EU/ml 以下

126-04871 100ml × 6 照会

高感度マウスインスリン測定キット

Shibayagi レビス®インスリン - マウス(Uタイプ)

わずか 5 μ l の血清から約 4 時間で

絶食時から正常時のマウスインスリンの濃度が測定できます!

〔特長〕

高感度、幅広い測定範囲(39pg/ml ~ 2,500pg/ml)

微量検体(血清、血漿 5 μ l)から測定可能

短時間(約 4 時間)で測定可能

優れた再現性

検体の前処理は不要

プレートはセパレートタイプ

すべての試薬が溶液で即座に使用可能

〔精度〕

同時再現性試験(n=5)C.V 値 2.17%

日差再現性試験(n=3)C.V 値 1.27%

添加回収試験(n=2)95.8 ~ 109%

〔キット構成〕 各 1 本

抗インスリン抗体固相化プレート 96well(8 × 12)

標準インスリン溶液 500 μ l

緩衝液 60ml

ペルオキシダーゼ - アビジン結合物 20 μ l

ビオチン結合抗インスリン抗体 10 μ l


発色剤(TMB) 10ml

反応停止液 10ml


濃縮洗浄液(10 ×) 50ml



〔インスリン- マウス(Uタイプ) 検量線例〕



〔インスリン- マウス(Uタイプ) 低濃度域検量線例〕



〔絶食時マウス インスリン値〕
条件: Balb/c マウス 6 週齢
48 時間絶食(血清検体)

検体	インスリン値(pg/ml) N=2
1	83.5
2	110
3	80.9
4	117
5	105
6	105
7	93.3
8	136

コード No.	メーカーコード	品名	容量	希望納入価格(円)
633-03411	AKRIN-031	Lbis® Insulin-Mouse(U-Type)	96 回用	62,000

〔関連商品〕

コード No.	メーカーコード	品名	容量	希望納入価格(円)
639-03131	AKRIN-030	Lbis® Insulin-Ra(U-Type)	96 回用	62,000

Phosphoinositide 3-Kinase p110 , Human, recombinant, Solution

生化学用

ホスホイノシチド3-キナーゼは、PI₃K (PI(4)P、PI(4,5)P₂)の3位の水酸基をリン酸化する酵素です。産生されるリン脂質はcAMPやIP₃と同様にセカンドメッセンジャーとして働きます。1B型PI3-キナーゼはp110 γ の触媒サブユニットとp101のアダプターサブ

ユニットからなり、Gタンパク質(G $\beta\gamma$)によって活性化されます。

起 源 : *Sy9* 昆虫細胞で発現させた全長ヒトPI3K p110 γ (C末端にHis₆を融合)

形 状 : 25mmol/l HEPES、pH 7.4、100mmol/l 塩化ナトリウ

ム、0.5mmol/l 塩化マグネシウム、50% グリセリン

活 性 : 4.5nmol/min/mg (実績値)
〔参考文献〕

Leopoldt, D. *et al.* : *J. Biol. Chem.*, 273, 7024 (1998)

168-20531 10 μ g (10 μ l) 50,000 円

ELISA やプロットングに 発色基質溶液 / 錠剤

生化学用

ペルオキシダーゼ、アルカリフォスファターゼの発色基質溶液及び錠剤

です。ELISA、組織染色、プロットング等にご利用下さい。

〔保存条件〕 2 ~ 10 °C ・ 遮光保存
〔使用期限〕 1 年

Solution

コードNo.	品 名	酵 素	用 途	容 量	希望納入価格(円)
546-01911	TMB Solution (Microwell)	Peroxidase	ELISA	100ml	12,000
543-01921	TMB Solution (Membrane)	Peroxidase	Histochemistry Blotting	100ml	12,500
549-01901	2,2'-Azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic Acid) Solution	Peroxidase	ELISA	100ml	11,000
547-01941	BCIP/NBT Solution	Alkaline phosphatase	Histochemistry Blotting	100ml	12,500
540-01931	pNPP Solution	Alkaline phosphatase	Histochemistry Blotting	100ml	11,000

Tablet

コードNo.	品 名	酵 素	用 途	容 量	希望納入価格(円)
040-27001	DAB Tablet 5mg/錠	Peroxidase	Histochemistry Blotting	50 錠	9,000
046-27003	DAB Tablet 5mg/錠	Peroxidase	Histochemistry Blotting	100 錠	16,000
049-22831	DAB Tablet 10mg/錠	Peroxidase	Histochemistry Blotting	50 錠	9,500
045-22833	DAB Tablet 10mg/錠	Peroxidase	Histochemistry Blotting	100 錠	16,500
151-02141	OPD Tablet 2mg/錠	Peroxidase	ELISA	50 錠	5,500
157-02143	OPD Tablet 2mg/錠	Peroxidase	ELISA	100 錠	9,000
158-02151	OPD Tablet 5mg/錠	Peroxidase	ELISA	50 錠	5,600
154-02153	OPD Tablet 5mg/錠	Peroxidase	ELISA	100 錠	9,200
155-02161	OPD Tablet 10mg/錠	Peroxidase	ELISA	50 錠	5,600
151-02163	OPD Tablet 10mg/錠	Peroxidase	ELISA	100 錠	9,200
158-01671	OPD Tablet 13mg/錠	Peroxidase	ELISA	50 錠	6,000
154-01673	OPD Tablet 13mg/錠	Peroxidase	ELISA	100 錠	9,800
152-01674	OPD Tablet 13mg/錠	Peroxidase	ELISA	2,000 錠	130,000
152-02171	OPD Tablet 30mg/錠	Peroxidase	ELISA	50 錠	6,000
158-02173	OPD Tablet 30mg/錠	Peroxidase	ELISA	100 錠	9,800



ニッポンイージーティー カスタムオリゴ合成サービス

ニッポンイージーティーでは、この度カスタムオリゴ合成サービスを開始しました。

ニッポンイージーティーは遺伝子工学用試薬メーカーのニッポンジーンとユーロジェンテック(本社 ベルギー)が設立したジョイントベンチャーです。ユーロジェンテックは1985年にリエージュ大学(ベルギー)をスピンオフしたメンバーが設立したバイオベンチャーで、ゲノミクス及びプロテオミクスの領域での製品やサービスを提供しています。ニッポンイージーティーはユーロジェンテック社の持つビジネス及びオリゴヌクレオチド製造のノウハウを最大限に生かし、高品質のオリゴヌクレオチドをご提供します。

〔特 長〕

100 μ mol/l の水溶液(MilliQ)でお届け

即日合成、翌日出荷
リーズナブルな価格

脱塩処理済み

スタンダードタイプ、インターネットで午後2時までの受注分の場合です。収量不足等で、再合成となった場合は変更になります。その場合はe-mailまたはFAXでご連絡します。

〔保証 OD〕

スタンダード 5OD
カートリッジ精製 2OD

〔スタンダード〕

0.05 μ mole スケール

脱塩

100 μ mol/l 水溶液(Milli Q)

15 ~ 35mer まで

上記以外のオリゴマーをご希望の場合は、お問合せ下さい。

〔納 期〕

月	火	水	木	金	翌週月	翌週火
受注日	出荷日	納品日				
	受注日	出荷日	納品日			
		受注日	出荷日	納品日		
			受注日	出荷日	納品日	
				受注日	出荷日	納品日

* ご注文方法 *

siyaku.com (現在作業中)またはニッポンイージーティーのホームページ (<http://www.n-egt.com>) からご注文下さい。大量のご注文の場合は、ホームページ上のご注文フォーム(Excel)をご利用下さい。FAX でのご注文の場合は、ホームページ上のご注文フォーム(PDF)をご利用下さい。

指示薬溶液

JIS K 8001 に記載されている滴定用指示薬を中心に汎用性の高い指示薬を多数取揃えました。
100ml 包装については滴下用褐色瓶を採用しましたので、使い易い包装になっています。

(印の製品は 100ml 包装について滴下瓶を使用していません)



滴定用指示薬

コード No.	品 名	規 格	容 量	希望納入価格 (円)
013-19141	0.1w/v% アリザリンレッド S 溶液	滴定用	100ml	1,700
010-19151	6w/v% 硫酸アンモニウム鉄(Ⅲ) 溶液	滴定用	100ml	1,700
020-11411 022-11415	0.1w/v% プロモフェノールブルーエタノール(50) 溶液	中和滴定用	100ml 500ml	1,800 2,300
026-14551	0.1w/v% プロモクレゾールグリーンエタノール(50) 溶液	滴定用	100ml	1,900
020-14571 022-14575	プロモクレゾールグリーン-メチルレッド・エタノール溶液	滴定用	100ml 500ml	1,900 4,200
027-14581	0.05w/v% プロモクレゾールパーブルエタノール(20) 溶液	滴定用	100ml	1,800
027-14601 029-14605	0.1w/v% プロモチモールブルーエタノール(50) 溶液	滴定用	100ml 500ml	1,600 2,800
025-14641	BANASS-プリリアントエロー・メタノール(90) 溶液	滴定用	100ml	3,000
036-18511	0.1w/v% クルクミンエタノール溶液	滴定用	100ml	2,200
030-18531	0.1w/v% クレゾールレッドエタノール(20) 溶液	滴定用	100ml	1,700
034-18551	0.1w/v% クロロフェノールレッドエタノール(20) 溶液	滴定用	100ml	1,800
045-28391	1w/v% ジフェニルアミン硫酸溶液	滴定用	100ml	2,700
066-04241	1.5w/v% フェロイン溶液	滴定用	100ml	3,000
099-04871	0.18w/v% インジゴカルミン溶液	-	100ml	1,800
096-04881	4.2w/v% 硝酸鉄(Ⅲ) 溶液	滴定用	100ml	2,100
139-14051	0.1w/v% メチルエローエタノール(90) 溶液	滴定用	100ml	1,800
136-10781 138-10785	0.1w/v% メチルオレンジ溶液	中和滴定用	100ml 500ml	1,700 2,200
139-10771 131-10775	メチルオレンジ-キシレンシアノール FF・エタノール(50) 溶液	中和滴定用	100ml 500ml	2,700 5,000
130-14101	メチルオレンジ-キシレンシアノール FF-フェノールフタレイン・エタノール(70) 溶液	滴定用	100ml	2,500
137-14111 139-14115	0.1w/v% メチルレッドエタノール溶液	滴定用	100ml 500ml	1,800 3,500
131-14131	メチルレッド-メチレンブルー・エタノール溶液	滴定用	100ml	2,000
146-07391	0.2w/v% p-ニトロフェノール溶液	滴定用	100ml	1,800
149-07401	0.1w/v% ニュートラルレッドエタノール(70) 溶液	滴定用	100ml	1,800
146-07411	ニュートラルレッド-プロモチモールブルー・エタノール溶液	滴定用	100ml	2,200
169-20561	1w/v% パラソール酸エタノール(50) 溶液	滴定用	100ml	1,900
166-20571	0.1w/v% ピロカテコールバイオレット溶液	滴定用	100ml	2,300
160-20591 162-20595	0.1w/v% フェノールフタレインエタノール(90) 溶液	滴定用	100ml 500ml	1,700 2,800
167-15731 169-15735	1.0w/v% フェノールフタレインエタノール(90) 溶液	中和滴定用	100ml 500ml	1,600 2,700
160-20611	0.1w/v% フェノールレッドエタノール(20) 溶液	滴定用	100ml	1,700
208-11771 200-11775	0.1w/v% チモールフタレインエタノール溶液	中和滴定用	100ml 500ml	1,900 2,800
201-11761 203-11765	0.1w/v% チモールブルーエタノール(50) 溶液	中和滴定用	100ml 500ml	1,900 2,600
212-01081 214-01085	0.2w/v% ウラニン溶液	滴定用	100ml 500ml	1,600 3,000
248-00741	0.1w/v% キシレノールオレンジ溶液	滴定用	100ml	1,700

pH 試験用指示薬


コード No.	品 名	規 格	容 量	希望納入価格 (円)
023-14561	0.04w/v% プロモクレゾールグリーン溶液	pH 試験用	100ml	1,600
025-14565	0.04w/v% プロモクレゾールグリーン溶液	pH 試験用	500ml	2,900
024-14591	0.04w/v% プロモクレゾールパーブル溶液	pH 試験用	100ml	1,700
024-14611 026-14615	0.04w/v% プロモチモールブルー溶液	pH 試験用	100ml 500ml	1,200 2,100
028-14631	0.04w/v% プロモフェノールブルー溶液	pH 試験用	100ml	1,600
037-18541	0.04w/v% クレゾールレッド溶液	pH 試験用	100ml	1,700
031-18561	0.04w/v% クロロフェノールレッド溶液	pH 試験用	100ml	1,700
038-18571	0.1w/v% コンゴレッド溶液	pH 試験用	100ml	1,700
136-14061	0.05w/v% メチルエローエタノール溶液	pH 試験用	100ml	1,800
130-14081	0.1w/v% メチルオレンジ溶液	pH 試験用	100ml	1,700
134-14121 136-14125	0.04w/v% メチルレッド溶液	pH 試験用	100ml 500ml	1,500 3,000
138-14141	0.04w/v% メタクレゾールパーブル溶液	pH 試験用	100ml	1,700
163-20601	0.04w/v% フェノールフタレインエタノール(40) 溶液	pH 試験用	100ml	1,700
167-20621	0.04w/v% フェノールレッド溶液	pH 試験用	100ml	1,700
203-15501	0.1w/v% チモールフタレインエタノール溶液	pH 試験用	100ml	1,900
207-15521	0.04w/v% チモールブルー溶液	pH 試験用	100ml	1,800

タンパク質染色がたったの 10 分、ペプチドマスフィンガープリント (PMF) OK ネガティブゲル染色 MS キット

アクリルアミドゲルにより泳動分離したタンパク質をネガティブ染色すると、ゲルのバックグラウンドが白濁し、バンドの透明な像が得られます。泳動像は黒い紙を背景にして確認します。本品は、CBB 染色に比べ時間短縮及び高感度化しており、プロット前の分離チェックの他、タンパク質が不必要な修飾を受けませんのでシークエンスや質量分析のバンドの切り出しに有効です。



〔特長〕

- ① 5 ~ 10 分で銀染色と同等の高感度
(3ng まで検出可能)



- ② タンパク質が色素による修飾を受けずペプチドマスフィンガープリンティングに最適

アクリルアミドゲルで電気泳動後の rat muscle glycogen phosphorylase をネガティブ染色し、50ng のバンドを切り出してトリプシンで in-gel 消化後、質量分析した。



(データ提供:大阪府立母子保健総合医療センター研究所
和田芳直先生)

- ③ ウエスタンプロット可能
- ④ 染色後 2 週間冷蔵保存でもプロテオーム解析 OK
- ⑤ 染色・脱色の繰り返し可能

〔キット構成〕

染色液 A	500ml × 1 本
染色液 B	500ml × 1 本
脱色液	500ml × 1 本

保存条件:室温保存



- Q. なぜバックグラウンドが白濁するのですか?
A. バックグラウンドでは、染色液 A に含まれるイミダゾール誘導体の水素原子が染色液 B に含まれる硫酸亜鉛の Zn に置換され白濁します。一方、タンパク質バンドは一般的に電荷を持っておりイミダゾール誘導体に Zn が置換されるのを阻害します。
- Q. プレステインマーカ―や有色タンパク質を染色するとどうなりますか?
A. バックグラウンドが白濁し、マーカ―は通常の染色を示します。
- Q. 染色後のゲルを乾燥して保存できますか?
A. できません。乾燥しないように適量の水が入ったポリ袋中、冷蔵で 3 週間安定です。
- Q. 染色時の温度条件は?
A. 室温で染色して下さい。銀染色のような温度管理は必要ありません。
- Q. 染色前に固定する必要はありますか?
A. 必要ありませんが、50% エタノールで 5 分間固定するとより高感度に染色できます。
- Q. 商品名の MS の意味は?
A. Mass Spectrometry (質量分析) の略です。泳動分離したタンパク質バンドは染色色素の修飾を受けず、質量分析に使用できますので商品名としました。

〔参考文献〕

Fernandez-Patron, C. et al.: *Anal. Biochem.*, 224, 263 (1995)

コード No.	品名	規格	容量	希望納入価格 (円)
293-57701	Negative Gel Stain MS Kit	電気泳動用	20 回用	11,000

試料前処理用シリンジタイプ固相抽出カラム

Presep® RPP

複雑な組成の試料から目的の物質のみを抽出する方法として、固相抽出法は簡便で溶媒使用量も少ないといった利点をもちます。

Presep® RPPはポリマー素材を改良したスチレンジビニルベンゼン-ポリメタクリレートを充てん剤として採用したシリンジタイプ固相抽出カラムです。シリカ系充てん剤と比較して、極性化合物の保持が大きく、塩基性化合物の相互作用による吸着が少ないといった利点をもちます。

生体試料中の薬物分析、環境分析など幅広い分野での適用が可能です。



〔特長〕

優れた回収率、再現性
幅広いpH範囲(pH 1 ~ 14)で
使用可能

	平均細孔径	細孔容積	比表面積	平均粒子径
プレセップ® RPP (60mg/3ml)	9nm	1.2ml/g	600m ² /g	30μm
プレセップ® RPP (200mg/6ml)				60μm
プレセップ® RPP (500mg/6ml)				

コード No.	品名	規格	容量	希望納入価格(円)
294-36851	Presep® RPP (60mg/3ml)	試料前処理用	10個×5	照会
290-36951	Presep® RPP (200mg/6ml)	試料前処理用	10個×5	照会
290-37051	Presep® RPP (500mg/6ml)	試料前処理用	10個×5	照会

〔関連商品〕

コード No.	品名	規格	容量	希望納入価格(円)
291-26851	Presep®-Agri	残留農薬試験用	10個×5	38,000
292-35051	Presep® けいそう土(1g/6ml)	試料前処理用	100本	22,000
298-35151	Presep® けいそう土(2g/15ml)	試料前処理用	100本	24,000
294-35251	Presep® けいそう土(4.5g/25ml)	試料前処理用	100本	26,000

試料前処理用カートリッジタイプ固相抽出カラム

Presep®-C アルミナ

ご好評いただいております、カートリッジタイプ固相抽出カラムプレセップ®-Cシリーズに、新たにアルミナが加わりました。塩基性アルミナを充てん、環境分析・食品分析などの各種試料のクリーンアップ・目的成分の濃縮にお使いいただけます。

また、製品は充てん状態試験をはじめとする厳重な品質管理を行っておりますので再現性がよく、安心してご利用いただけます。



コード No.	品名	規格	容量	希望納入価格(円)
290-32051	Presep® -C Alumina	試料前処理用	10個×5	照会

〔関連商品〕

コード No.	品名	規格	容量	希望納入価格(円)
294-31851	Presep® -C Silicagel	試料前処理用	10個×5	25,000
290-31951	Presep® -C Florisil	試料前処理用	10個×5	25,000
292-32251	Presep® -C C18 (ODS)	試料前処理用	10個×5	25,000
296-32151	Presep® -C Na ₂ SO ₄	試料前処理用	10個×5	25,000
296-32651	Presep® -C Agr (Short)	試料前処理用	10個×5	38,000

収載されている試薬は、試験・研究の目的にのみ使用されるものであり、家庭用、医療用等の用途には用いられません。

コード No. が 54* -***** の商品は、Wako Chemicals USA, Inc. で製造されたものです。

記載価格は希望納入価格であり消費税等は含まれておりません。

発行所	和光純薬工業株式会社 〒540-8605 大阪市中央区道修町三丁目1番2号 TEL. 06-6203-3741(代表)	発行日	2002年1月15日
		発行責任者	岸井松司
		編集責任者	大西礼子
		印刷所	共進社印刷株式会社