

特集


縮合剤

ORGANIC SQUARE

SEPTEMBER 2015

53

ミセル-水界面での脱水縮合反応の加速
界面集積型 DMT-MM..... 9



反応基質と脱水縮合剤がすべて界面に集積

↓
2,000 倍の加速

Kunishima, et al., *Angew. Chem. Int. Ed.*: 44, 7254 (2005).
Kunishima, et al., *Angew. Chem. Int. Ed.*: 51, 2080 (2012).

特別講座

ペプチド合成の最近の進歩 2

サイエンスライター 佐藤健太郎

- ホスホニウム系脱水縮合剤 5
 - ウロニウム系縮合剤 6
 - 光延反応試薬 7
 - その他の縮合剤 8
- ミセル界面で反応を加速させる縮合剤 -
界面集積型 DMT-MM 9
- シリカゲルに担持された HOBt 10
- O- 選択的エステル交換触媒 -ZnTAC24™ 11

[合成材料]

- 高光学純度キラル試薬<不斉配位子・不斉触媒>..... 14
- ペロブスカイト型太陽電池関連試薬..... 16
- ご好評につき少量包装キャンペーン延長!
- リチウムイオン内包フラーレン..... 18

[分析]

- イオン交換樹脂 DOWEX™ ファインメッシュシリーズ 12
- イオン交換樹脂 各種 DOWEX™ 13

[合成関連器材]

- 薄層クロマトグラフ用 TLC プレート 20

[お知らせ]

- 縮合剤カタログのご案内.....4
- セミナー開催のご案内 NMRによる新しい定量分析 (qNMR)
“どこまで真の値に近づけるか!” 19
- メール会員募集中! 19

ペプチド合成の最近の進歩

サイエンスライター 佐藤 健太郎

プロテイン (protein) という言葉は、「第一の物質」を表すギリシャ語からきている。ペプチド及びタンパク質が、生命にとって文字通り「第一の物質」であることは、論をまたないところだろう。となれば、その合成法が化学における重要テーマであり続けていることも、不思議なことではない。

現在では、ほしい配列のタンパク質に対応する遺伝子を、大腸菌などの宿主に組み込んで発現させる遺伝子工学的な技法が普及し、十分な量のタンパク質を得ることが可能になっている。また近年では、大腸菌などを用いず酵素のみでタンパク質合成を行う、無細胞タンパク質合成系の研究も進んでいる。

とはいえこれらの方法では、基本的に 20 種の天然アミノ酸から成る単純なタンパク質しか合成できず、糖タンパク質やリン酸化タンパク質など重要な役割を担うタンパク質を得ることは難しい。また、非天然アミノ酸を含むタンパク質や、蛍光標識を組み込んだタンパク質なども、特殊な手法を用いない限り、今のところ合成困難だ。


一方、有機合成の技術でアミノ酸をつなぎ合わせる技法によれば、特殊アミノ酸も問題なくペプチド鎖に組み込める。また化学合成法では、洗練された技術がすでに蓄積されているため、大がかりな設備や熟達した技術者がなくとも、ペプチド合成が可能であることも魅力だ。

というわけで、フラスコ内でアミノ酸を連結させていく化学合成法も変わらず重要であり、一世紀以上の歴史を経た今も、なお研究の余地は多く残されている。その課題と最近の進歩について、簡単にまとめてみたい。

・縮合

ペプチド合成の肝となるアミド結合を生成する手法については、多くの研究が積み重ねられてきた。この時間問題となるのは、主にラセミ化 (アミノ酸 α 炭素のエピ化) で、ペプチド合成において宿命としてつきまとう。特に、長いペプチド鎖同士を結合させる「フラグメント縮合」を行う場合、ラセミ化の問題は顕著となる。このためアミノ酸鎖伸長は、固相合成でも液相合成においても、N-保護アミノ酸を一つずつ N 端へ順次縮合させていくことが普通だ。

近年では、ラセミ化を抑制できる優秀な縮合剤が多数開発されている。たとえばよく用いられる縮合剤 O-(7-アザベンゾトリアゾール-1-イル)-N,N,N',N'-テトラメチルウロニウムヘキサフルオロホスファート (HATU) などは、ほとんどアミノ酸のラセミ化を伴わずカップリングが行える。最近登場した (1-シアノ-2-エトキシ-2-オキソエチリデンアミノオキシ)ジメチルアミノ-モルホリノ-カルベニウムヘキサフルオロリン酸塩 (COMU) はさらに優秀で、フラグメント縮合においてもラセミ化を最小限に抑えられる¹⁾。



HATU (左) と COMU (右)


反応速度の面においても改善され、N-メチルアミノ酸や α 、 α -ジアルキルアミノ酸など、立体障害の大きなアミノ酸でも十分な速度でカップリングが行えるようになっている。また、水洗のみで副生成物を除去できるなど、使い勝手も優れている。これら縮合剤については、本誌 46 号 (2013 年 12 月号) に詳述したので参考にされたい。

・NCL 法の登場

通常行われる、1 残基ずつアミノ酸鎖を伸ばしていく手法よりも、ある程度長いペプチド鎖同士の結合を繰り返す収束的な合成法のほうが、効率に勝ることはいうまでもない。ただし前述のように、この方法ではラセミ化という深刻な問題を伴う。また、側鎖の保護されたペプチド鎖は溶解度に劣り、反応点同士が出会う確率も低くなるので、反応速度は一般に低下する。側鎖の保護されていないペプチド鎖同士を、選択的に N 端と C 端で結合させる方法があればよいが、長らくこれは夢のような話と考えられてきた。

1994 年、Kent らはこの壁を打ち破るネイティブ・ケミカル・ライゲーション法 (NCL 法) を発表した²⁾。突破口となったのは、システイン側鎖のメルカプト基の特殊な反応性であった。システインを N 末端に持ったペプチド鎖と、カルボンチオエステルとを反応させ、両者を結びつけるというものだ。

まずチオエステル交換反応によって、システインのメルカプト基がアシル化された中間体が生成し、次にアシル基が S \rightarrow N 転位を起こして完全なペプチド鎖が得られる。この方法によれば、ペプチド鎖を傷める可能性のある酸・塩基・金属試薬などを用いることなく、全く無保護の状態のまま、ペプチド鎖同士を連結させることができる。つまり、遺伝子工学的手法で作ったペプチド及びタンパク質に対し、さらにアミノ酸鎖を延伸することも可能になる。



NCL 法によるアミド結合生成

この方法は、遺伝子工学的な手法では合成困難な糖タンパク質にも、適用が可能である。たとえば Bertozzi らは、この方法によって 82 残基から成るジブテリシンという抗菌性糖タンパクの改変体を合成した³⁾。このペプチドは 10 番目と 54 番目のトレオニン残基に糖が結合しており、25 番目にシステイン残基を持つので、ここで NCL 法を適用することができる。


Bertozzi らはまず、1~24 番目と、25~82 番目のペプチドを別々に固相法で合成した。また 1~24 番目のペプチドは特殊なリンカーを介して樹脂と結合させてあり、ペプチド鎖を伸長させた後にベンジルチオールで処理すると、C 端がチオールエステルの形で得られる仕掛けがしてある。

こうして得られた両フラグメントを、pH7.5のバッファ中室温で18時間反応させると、収率55%で目的のペプチドが得られた。従来の液相法でも固相法でも、これだけのサイズとなると合成は難しいとされてきた。NCL法の威力が、遺憾なく発揮されたといえる。


・NCL法の拡大

NCL法の最も大きな弱点は、システイン残基のところでは結合生成が行えない点だ。この制限があるため、システインが適切な位置にない、あるいはシステインを全く含まないペプチドやタンパク質に対しては、単純なNCL法は適用できない。


そこで、いったんシステインの形でライゲーションを行った後、ラーネーニッケルで処理することでシステインのメルカプト基を除去し、アラニンに変える方法が開発された⁴⁾。また、N端にペニシラミンを導入しておいてここでライゲーションを行い、同様に脱硫してバリンに変える手段も発表されている⁵⁾。アラニンやバリンはタンパク質中の含有比率が高いアミノ酸であるから、これによってNCL法の適用範囲は大きく広がった。またDanishefskyらは、金属などを使わない脱硫方法を報告しており、多くの官能基を持つペプチドにも適用しやすい⁶⁾。



さらに長いペプチド鎖を合成したい場合には、1ヶ所でNCLを行うだけでは不十分になる。そこで、N端システインをチアゾリジニカルボン酸の形で「保護」しておくことにより、2段階のNCLを行う手法も開発された。チアゾリジニカルボン酸はメトキシアミン塩酸塩などで処理すると、窒素とイオウを結ぶメチレンが脱離してシステインを遊離するので、ここでもう一段のライゲーションが可能になる。




C. Unverzagtらはこの連続ライゲーションを用いて、124残基のペプチド鎖に9糖から成る糖鎖が結合した、リボヌクレアーゼCの合成に成功した⁷⁾。40~124番目に当たるペプチド鎖を遺伝子組み換え法によって作っておき、ここに固相法で合成した26~39番のペプチド(N端はチアゾリジニカルボン酸、34番のアスパラギンに糖鎖が結合している)をNCLで連結、メトキシアミン塩酸塩で処理した後1~25番のペプチドともう一度ライゲーションを行い、目的の糖タンパクを得ている。



ほか、NCL法にはさまざまなバリエーションが登場しており、適用範囲はますます広がっている。その他の方法については、総説を参照されたい⁸⁾。

・Bode法

またBodeらは、これと異なるタイプのライゲーションを報告している。 α -ケト酸と、N-ヒドロキシルアミンを単に混合するだけで、水と二酸化炭素の放出を伴いつつアミド結合が形成されるという方法である⁹⁾。



Bode法は官能基許容性が高く、NCL法と同様に側鎖は無保護のままカップリング反応が行える。また、ペプチドのN端アミノ基をヒドロキシルアミンへと酸化する反応¹⁰⁾、C端カルボキシ基から α -ケトカルボン酸へ変換する反応も報告¹¹⁾されており、多くの基質に適用できる条件が整えられている。

縮合剤などを全く用いないBode法は、ペプチド合成の歴史の中でも画期的といえる。副生成物は水と二酸化炭素だけなので、生きた細胞内などでの適用も可能だろう。さらなる展開が期待される。

・マイクロフロー合成法

NMRや質量分析など、化学における分析手法はこの数十年の間に大きく進歩した。一方、反応を行う容器に関しては、フラスコと攪拌機の時代が長く続いており、100年以上本質的に変わっていないともいえる。しかし近年になり、この分野によりやくマイクロフロー法と呼ばれる手法が、その一つだ。新しい波が訪れつつある。

マイクロフロー法は、細いチューブ状の空間に基質や試薬の溶液を送り込み、混合させて反応を行う仕組みであり、反

応時間は混合液の流路の長さによって制御できる。反応容器として熱交換効率の高い素材を用いることで、精密な反応温度制御なども可能となっている。不安定な反応中間体を素早く次の反応に使用することで、通常低温条件を必要とする反応を、室温でも副反応なしに行なった例も報告されている。

このマイクロフロー法を、ペプチド合成に利用した例が登場してきた。東工大の布施らは、細いチューブ内でN-保護アミノ酸をトリホスゲンで活性化し、アミノ酸エステルと縮合させる反応を行った¹²⁾。この条件ではアミノ酸を酸塩化物として活性化するため、通常では反応性が高すぎ、かなりのラセミ化が起きてしまうのが常識であった。

布施らは反応条件を検討し、トリホスゲンによる活性化を20°C、0.5秒で、カップリングを4.3秒で行なった。この結果、ほとんどの基質でラセミ化は1%以下に抑制され、90%以上の良好な収率でジペプチドが得られた。

温和な試薬で長時間かけて反応を行うのではなく、強い活性化法で瞬時に反応させるという発想の転換により、極めて高速に反応を行うことに成功した。トリホスゲンは他の縮合剤に比べて比較的安価であり、廃棄物もはるかに少なく済む。フロー時間を長くする、あるいは並行させて反応を行うことで、スケールアップも行いやすい。自動化にもつなげやすいから、将来応用範囲が広がることが期待される。

ペプチド合成は Fischer 以来の長い歴史を持つが、なお研究は積み重ねられ、革新的な技術も現れている。この結果、必ずしも有機合成に習熟していない他分野の研究者でも、十分利用可能な技術として洗練されつつある。また、この分野で得られた知見は、多くの有機合成反応に応用が可能だ。ペプチドを研究対象とする者のみならず、多くの科学者にとって目を向ける価値のある分野といえよう。

参考文献

- 1) El-Faham, A., Albericio, F.: *J. Org. Chem.*, **73**, 2731 (2008).
- 2) Dawson, P. E. *et al.*: *Science*, **266**, 776(1994).
- 3) Winans K. A. *et al.*: *Biochemistry.*, **38**, 11700 (1999).
- 4) Yan, L. Z. *et al.*: *J. Am. Chem. Soc.*, **123**, 526 (2001).
- 5) Haase, C. *et al.*: *Angew. Chem. Int. Ed.*, **47**, 6807 (2008).
- 6) Wan, Q., Danishefsky, S.J.: *Angew. Chem. Int. Ed.*, **46**, 9248 (2007).
- 7) Piontek, C. *et al.*: *Angew. Chem. Int. Ed.*, **468**, 1941 (2009).
- 8) P. Thapa *et al.*: *Molecules*, **19**, 14461(2014).
- 9) Bode, J. W. *et al.*: *Angew. Chem. Int. Ed.*, **45**, 1248 (2006).
- 10) Fukuzumi, T., Bode, J. W.: *J. Am. Chem. Soc.*, **131**, 3864 (2009).
- 11) Lu, J. *et al.*: *J. Am. Chem. Soc.*, **130**, 4253 (2008).
- 12) S. Fuse *et al.*: *Angew. Chem. Int. Ed.*, **53**, 851 (2014).

お知らせ

縮合剤カタログのご案内

縮合反応は有機合成をはじめ、ライフサイエンスの分野ではペプチド合成において多用されています。

本カタログでは、これらの縮合反応で一般的に用いられる製品をラインアップ、反応操作と製品ごとの特長を併せて掲載しています。

- カルボジイミド系縮合剤
- イミダゾール系縮合剤
- トリアジン系縮合剤
- ホスホニウム系縮合剤
- ウロニウム系縮合剤
- 光延反応試薬



(全 12 ページ)

内容例

カルボジイミド系縮合剤

特長

- エステル、アミド、ペプチドの合成に適しています。
- カルボジイミド系縮合剤の中でも最も反応性が優れているため、反応速度が速く、副反応が少なくて済みます。

反応例

H₂N-CH(R)-COOH + HOOC-CH(R')-COOH → H₂N-CH(R)-CO-CH(R')-COOH

ラセミ化を抑制する縮合剤 (HOBT・HOBt)

アミノ酸の縮合反応では、縮合剤として HOBT (HOBt) を用いることで、縮合反応のラセミ化を抑制することができます。

カルボジイミド系縮合剤

商品名	CAS No.	分子量	性状	用途
1-エチル-3-(3-ジメチルホルミルイミド)カルボジイミド (EDCI)	133-07-1	227.27	白色結晶性粉末	ペプチド合成、アミノ酸エステル合成
1-エチル-3-(3-ジメチルホルミルイミド)カルボジイミド (EDCI)・HCl	133-07-1	271.31	白色結晶性粉末	ペプチド合成、アミノ酸エステル合成
1-エチル-3-(3-ジメチルホルミルイミド)カルボジイミド (EDCI)・HCl・DMAP	133-07-1	315.35	白色結晶性粉末	ペプチド合成、アミノ酸エステル合成
1-エチル-3-(3-ジメチルホルミルイミド)カルボジイミド (EDCI)・HCl・DMAP・NMP	133-07-1	359.39	白色結晶性粉末	ペプチド合成、アミノ酸エステル合成
1-エチル-3-(3-ジメチルホルミルイミド)カルボジイミド (EDCI)・HCl・DMAP・NMP・DMF	133-07-1	403.43	白色結晶性粉末	ペプチド合成、アミノ酸エステル合成


[カタログ請求先]
Wako Organic Square 係
E-mail: org@wako-chem.co.jp

ホスホニウム系脱水縮合剤


特長

- ラセミ化を抑制し、ペプチドの合成で汎用されます。
- 反応が速やかに完結し精製も容易です。

反応例



Nathalie G., Jacques C., Philippe B. and Patrick J. : *Tetrahedron Lett.*, **37**, 3997 (1996).



Zhi-Wei Z. and Jiong Y. : *Tetrahedron Lett.*, **55**, 761 (2014).


コード No.	品名	構造式	規格	容量	希望納入価格(円)
			CAS No.		
019-25591	(7-Azabenzotriazol-1-yloxy)tripyrrolidino phosphonium Hexafluorophosphate 【略称: PyAOP】		有機合成用	1g	5,000
015-25593				5g	13,000
017-25592				156311-83-0	25g
021-17742	1H-Benzotriazol-1-yloxy tris(dimethylamino) phosphonium Hexafluorophosphate 【略称: BOP】		有機合成用	25g	8,000
023-17741				56602-33-6	100g
026-17731	1H-Benzotriazol-1-yloxytripyrrolidinophosphonium Hexafluorophosphate 【略称: PyBOP】		有機合成用	5g	7,000
024-17732				128625-52-5	25g
021-18641	Bromotris(dimethylamino)phosphonium Hexafluorophosphate 【略称: Brop】		有機合成用	5g	14,000
029-18642				50296-37-2	25g
038-22621	Chlorotripyrrolidinophosphonium Hexafluorophosphate 【略称: PyClOp】		有機合成用	1g	5,000
034-22623				5g	10,000
036-22622				133894-48-1	25g
044-32911	3-(Diethoxyphosphoryloxy)-1,2,3-benzotriazin-4(3H)-one 【略称: DEPBT】		有機合成用	5g	8,500
042-32912				165534-43-0	25g

ウロニウム系縮合剤

特長

- アミド、ペプチドの合成で汎用されます。
- ラセミ化を抑制します。

反応例



Brodney, M. A., Beck, E. M., Butler, C. R., Barreiro, G., Johnson, E. F., Riddell, D., Parris, K., Nolan, C. E., Fan, Y., Atchison, K. and *et al.* : *J. Med. Chem.*, **55**, 761 (2014).

【新製品】

コード No.	品名	構造式	規格	容量	希望納入価格(円)
			CAS No.		
018-26122	O-(7-Azabenzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium Hexafluorophosphate 【略称：HATU】		有機合成用	25g	23,000
010-26121				100g	65,000
012-26125			New	148893-10-1	500g
025-18781	O-(Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium Hexafluorophosphate 【略称：HBTU】		有機合成用	100g	34,000
027-18785			New	94790-37-1	500g
156-03291	S-(1-Oxido-2-pyridyl)-N,N,N',N'-tetramethylthiuronium Tetrafluoroborate 【略称：TOTT】		有機合成用	1g	6,500
152-03293				5g	17,000
154-03292			New	255825-38-8	25g
155-03261	O-[2-Oxo-1(2H)-pyridyl]-N,N,N',N'-tetramethyluronium Tetrafluoroborate 【略称：TPTU】		有機合成用	5g	10,000
153-03262			New	125700-71-2	25g
195-17712	O-(N-Succinimidyl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium Hexafluorophosphate 【略称：HSTU】		有機合成用	25g	19,000
			New		

【その他の商品】


コード No.	品名	規格	容量	希望納入価格(円)
		CAS No.		
013-21731	O-(7-Azabenzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium Hexafluorophosphate 【略称：HATU】	ペプチド合成用	1g	3,500
019-21733			5g	11,000
011-21732		Ref	148893-10-1	25g
022-14891	O-(Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium Hexafluorophosphate 【略称：HBTU】	ペプチド合成用	5g	4,000
020-14892		Ref	94790-37-1	25g
038-22481	{{{(1-Cyano-2-ethoxy-2-oxoethylidene)amino}oxy}-4-morpholinomethylene}dimethylammonium Hexafluorophosphate	有機合成用	5g	8,000
036-22482			25g	24,000
034-22483		Ref 劇-II	1075198-30-9	100g
041-32541	O-(3,4-Dihydro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium Tetrafluoroborate 【略称：TDBTU】	有機合成用	1g	6,000
047-32543		Ref 劇-II	125700-69-8	5g
190-16601	O-(N-Succinimidyl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium Tetrafluoroborate 【略称：TSTU】	有機合成用	1g	5,000
196-16603			5g	10,000
198-16602		Ref 劇-II	105832-38-0	25g

光延反応試薬


特長

- 立体反転を伴うエステル、アルコールの合成に使用されます。
- 光延試薬由来の副生物を抽出操作で容易に除去できます*¹⁾。

反応例



Yamamoto, J., Maeda, N., Komiya, C., Tanaka, T., Denda, M., Ebisuno, K., Nomura, W., Tamamura, H., Sato, Y., Yamauchi, A., Shigenaga, A. and Otaka, A. : *Tetrahedron*, **21**, 5900 (2013).



Carbone, Anna, Lucas, Catherine L., Moody, Christopher: *J. Org. Chem.*, **77**, 9179 (2012).

コード No.	品名	構造式	規格	容量	希望納入価格(円)
			CAS No.		
019-25351	1,1'-Azobis(<i>N,N</i> -dimethylformamide) 【略称: TMAD】		有機合成用	1g	9,500
015-25353			10465-78-8	5g	27,000
010-25761	1,1'-(Azodicarbonyl)dipiperidine 【略称: ADDP】		有機合成用	5g	7,500
018-25762			10465-81-3	25g	24,000
016-25763			100g	80,000	
028-16691	Bis(2-methoxyethyl) Azodicarboxylate* ¹⁾ 【略称: DMEAD】		有機合成用	5g	7,000
026-16692			940868-64-4	25g	24,000
024-16693			100g	75,000	
047-33621	Diethyl Azodicarboxylate 【略称: DEAD】		有機合成用	5g	6,000
045-33622			1972-28-7	25g	19,000
043-33623			100g	55,000	
048-29361	Dimethyl Azodicarboxylate 【略称: DMAD】		有機合成用	5g	8,000
046-29362			2446-84-6	25g	26,000
040-27682	Diisopropyl Azodicarboxylate 【略称: DIAD】		-	25mL	4,800
042-27681			2446-83-5	100mL	11,000
202-03062	Triphenyl Phosphine		和光特級	25g	1,800
204-03061			603-35-0	100g	2,900
206-03065			500g	6,100	
200-07723	Tributyl Phosphine		和光一級	25mL	5,000
204-07726			998-40-3	500mL	21,000
204-16192	Tricyclohexylphosphine Toluene Solution (abt. 20%)		有機合成用	25mL	4,000
208-16195			2622-14-2	500mL	30,000
203-19881	Tricyclohexylphosphine		有機合成用	1g	4,500
209-19883			2622-14-2	5g	15,000
201-19882			25g	55,000	
325-67222	Tri- <i>n</i> -octylphosphine		-	25g	4,000
329-67225			4731-53-7	500g	32,000

その他の縮合剤

【新製品】

コード No.	品名	構造式	規格	容量	希望納入価格(円)
			CAS No.		
034-23681	1-(Chloro-1-pyrrolidinylmethylene)pyrrolidinium Hexafluorophosphate		有機合成用	5g	13,000
032-23682	【略称: PyCIU】		135540-11-3	25g	45,000
035-23731	1,1'-Carbonyldi(1,2,4-triazole)		有機合成用	5g	9,500
033-23732	【略称: CDT】		41864-22-6	25g	33,000
036-23641	2-Chloro-1,3-dimethylimidazolium Hexafluorophosphate		有機合成用	5g	10,000
034-23642	【略称: CIP】		101385-69-7	25g	35,000
044-32531	<i>N,N'</i> -Disuccinimidyl Carbonate 【略称: DSC】		有機合成用	1g	4,200
040-32533			74124-79-1	5g	8,000
042-32532			25g	24,000	
060-06341	2-Fluoro-1,3-dimethylimidazolium Hexafluorophosphate 【略称: DFIH】		有機合成用	1g	5,500
066-06343			164298-27-5	5g	15,000
068-06342			25g	55,000	
066-06321	Fluoro- <i>N,N,N',N'</i> -tetramethylformamidinium Hexafluorophosphate 【略称: TFFH】		有機合成用	1g	6,500
062-06323			164298-23-1	5g	21,000
081-09771	<i>N</i> -Hydroxysuccinimide 【略称: HOSu】		有機合成用	100g	9,000
083-09775			6066-82-6	500g	35,000

【その他の商品】

コード No.	品名	規格	容量	希望納入価格(円)
039-22612	<i>N,N'</i> -Carbonyldiimidazole 【略称: CDI】	有機合成用	25g	7,000
031-22611		530-62-1	250g	36,000
037-12561	<i>N</i> -Cyclohexyl- <i>N'</i> -(2-morpholinoethyl)carbodiimide Metho- <i>p</i> -toluenesulfonate 【略称: CME-カルボジイミド】	ペプチド合成用	5g	38,000
		2491-17-0		
040-01682	<i>N,N'</i> -Dicyclohexylcarbodiimide 【略称: DCC】	和光一級	25g	1,800
042-01681			100g	3,800
044-01685		538-75-0	500g	11,500
042-32892	<i>N,N'</i> -Diisopropylcarbodiimide 【略称: DIC】	有機合成用	25g	6,000
044-32891			100g	13,000
046-32895		693-13-0	500g	50,000
322-73521	1-[3-(Dimethylamino)propyl]-3-ethylcarbodiimide 【略称: WSC】	-	5g	5,900
320-73522		1892-57-5	25g	20,100
510-91401	SiliaBond® HOBt →詳細は 10 ページにてご紹介しております。	SiliCycle	5g	25,800
047-32401	4-(4,6-Dimethoxy-1,3,5-triazin-2-yl)-4-methylmorpholinium Chloride <i>n</i> -Hydrate 【略称: DMT-MM】	有機合成用	5g	7,500
045-32402		3945-69-5	25g	21,500
043-32403		(Anhy)	100g	63,000
040-32751	(4,6-Dimethoxy-1,3,5-triazin-2-yl)-(2-octoxy-2-oxoethyl)dimethylammonium Trifluoromethanesulfonate 【略称: 界面集積型 DMT-MM】 →詳細は 9 ページにてご紹介しております。	有機合成用	1g	17,000
046-32753		-	5g	65,000
348-03631		-	5g	6,400
346-03632		25952-53-8	25g	22,000
344-03633	1-Ethyl-3-(3-dimethylaminopropyl)carbodiimide Hydrochloride (WSC) 【略称: WSC・HCl】		100g	65,600
517-93731	ZnTAC24™ Oxo[hexa(trifluoroacetato)]tetrazinc trifluoroacetic acid adduct	Strem	5g	26,100
515-93732	→詳細は 11 ページにてご紹介しております。	1299489-47-6	25g	100,800


(K.KB.)

ミセル界面で反応を加速させる縮合剤-界面集積型 DMT-MM


これまでに水を含む溶媒中で使用可能な縮合剤として DMT-MM が報告され、アミド化やエステル化に用いられています。しかし DMT-MM は水溶性であり、水を含む溶媒中で用いられる縮合剤であるため、水に不溶性の基質に対しては適さない場合があります。

本品は、DMT-MM のようなジメトキシトリアジン骨格を有する化合物に疎水性基を導入することによって水界面への特異的な集積性を有する両親媒性の界面活性剤型脱水縮合剤です。反応基質であるカルボン酸やアミン・アルコールが両親媒性である場合、本縮合剤と反応基質とが水溶液中でミセルを形成して水界面に集積されます。その結果として水界面で反応基質の濃度が上昇し、効率的に脱水縮合反応を行うことができます。

ミセル界面において反応が進行する模式図



反応例



- 1A** : R¹=C₃H₉
1B : R¹=C₇H₁₅
1C : R¹=C₁₁H₂₃
1D : R¹=C₈H₁₇CH=CHC₇H₁₄
2a : R²=C₂H₅
2b : R²=C₈H₁₇ (本品)

1A-2a の擬 1 次速度定数を 1 とした時の各基質における相対的反応速度

	1A	1B	1C	1D
2a	1*	1.1	56	63
2b (本品)	0.7	3	1200	830

time(min)	0.5	0.75	1
yield(%)	41.4	64.8	74.5

* 擬 1 次速度定数 $k=1.0 \times 10^{-3} \text{ (min}^{-1}\text{)}$

<参考文献>

- 1) H. Imada, K. Kikuchi, K. Hioki, J. Nishida, S. Tani, M. Kunishima: *Angew. Chem. Int. Ed.* **44**, 7254 (2005).
- 2) 国嶋崇隆: 化学, **67** (6), 68 (2012).

コード No.	品名	規格	容量	希望納入価格(円)
040-32751	(4,6-Dimethoxy-1,3,5-triazin-2-yl)-(2-octoxy-2-oxoethyl)-dimethylammonium Trifluoromethanesulfonate	有機合成用	1g	17,000
046-32753			5g	65,000

(G.S.M.)

特集


回収再利用ができる HOBt - SiliaBond® HOBt

1-ヒドロキシベンゾトリアゾール(HOBt)は、脱水縮合反応やペプチド合成におけるアミドカップリング反応試薬として用いることで収量が上がり、更にアミノ酸のラセミ化が低減するメリットがあります。

SiliaBond® HOBt は、HOBt にシリカゲルを結合させた製品です。シリカゲルに結合しているため回収再利用が可能です。また、無水 HOBt の爆発の危険性を抑制することができます。




特長

- 反応操作が容易。
- HOBt はる過で回収可能。
- 再利用が可能。
- 爆発性がない。



反応例

【SiliaBond HOBt によるベンジルアミンの Cbz 化】



Activation and recycling Results

Entry	Yield*
Activation	96%
1 st Recycling	86%
2 nd Recycling	95%
3 rd Recycling	96%

*Conversion determined by GC-MS

コード No.	メーカーコード	品名	容量	希望納入価格 (円)
510-91401	R70730B	SiliaBond® HOBt	5g	25,800

【関連製品】


コード No.	品名	規格 CAS No.	容量	希望納入価格 (円)
349-03622	1-Hydroxybenzotriazole	-	25g	5,800
341-03621	【略称：HOBt】	2592-95-2	100g	17,600
325-29161	1-Hydroxy-7-azabenzotriazole	-	1g	5,200
321-29163	【略称：HOAt】	39968-33-7	5g	16,200

(G.S.M.)

O-選択的エステル交換触媒-ZnTAC24™

ZnTAC24™は穏やかな条件下でエステル交換反応を進めることができます。
またアミン存在下でのO-選択的エステル交換反応、環化異性化反応によるフラン環生成反応等にも応用できます。


化合物



構造式： $\text{Zn}_4(\text{CF}_3\text{COO})_6(\text{O})(\text{CF}_3\text{COOH})_x$
(トリフルオロ酢酸付加体)


CAS：1299489-47-6

Note：Manufactured under license of Takasago patent.




反応例


【2級アルコールのエステル交換反応】



【アミン,水酸基共存下のO-選択的エステル交換反応】



【環化異性化反応によるフラン環生成反応】



<参考文献>

- 1) T.Iwasaki, Y.Maegawa, Y.Hayashi, T.Ohshima, K.Mashima : *J. Org. Chem.*, **73**, 5147 (2008).
- 2) T.Ohshima, T.Iwasaki, Y.Maegawa, A.Yoshiyama, K.Mashima : *J. Am. Chem. Soc.*, **130**, 2944 (2008).
- 3) A.Sniady, A.Durham, M.S.Morreale, A.Marcinek, S.Szafert, T.Lis, K.R.Brzezinska, T.Iwasaki, T.Ohshima, K.Mashima, R.Dembinski : *J. Org. Chem.*, **73**, 5881 (2008).

コード No.	メーカーコード	品名	容量	希望納入価格(円)
517-93731	30-4050	ZnTAC24™	5g	26,100
515-93732		Oxo[hexa(trifluoroacetato)]tetrazinc trifluoroacetic acid adduct	25g	100,800

(G.S.M.)

イオン交換樹脂 DOWEX™ ファインメッシュシリーズ

DOWEX™ (ダウエックス) ファインメッシュ樹脂は一般的な工業用樹脂を製造するために使用する懸濁重合法 (Suspension polymerization) をより選択的に制御することによって生産されております。

これによる厳格な粒径、架橋度の管理により破砕状の樹脂と比べ信頼性と再現性の高いパフォーマンスを示します。



* 樹脂名称について

DOWEX™ ファインメッシュ樹脂の名称は下記 2 種類の樹脂の形に“X”と樹脂の架橋度を示す数字を記載しています。(数字は樹脂の共重合体中のジビニルベンゼン (DVB) の割合を表しています。)

50W : 強酸性陽イオン交換樹脂

1 : 強塩基性陰イオン交換樹脂、タイプ I

例)

・ダウエックス™ 50W×8 : 8%DVB を含む強酸性陽イオン交換樹脂

・ダウエックス™ 1×4 : 4%DVB を含む強塩基性陰イオン交換樹脂、タイプ I

主な物性 (参考値)

陽イオン交換樹脂	架橋度(%)	メッシュサイズ	イオン形	含水率(%)	総交換容量(meq/mL)	出荷比重(g/cm ³)
DOWEX™ 50WX2	2	50-100、100-200、200-400	H ⁺	74-82	0.6	0.74
DOWEX™ 50WX4	4	50-100、100-200、200-400	H ⁺	64-72	1.1	0.77
DOWEX™ 50WX8	8	50-100	H ⁺	50-56	1.7	0.80
DOWEX™ 50WX8	8	100-200、200-400	H ⁺	50-58	1.7	0.80
陰イオン交換樹脂	架橋度(%)	メッシュサイズ	イオン形	含水率(%)	総交換容量(meq/mL)	出荷比重(g/cm ³)
DOWEX™ 1X2	2	50-100	Cl ⁻	65-75	0.7	0.70
DOWEX™ 1X2	2	100-200、200-400	Cl ⁻	70-80	0.6	0.70
DOWEX™ 1X4	4	50-100	Cl ⁻	50min.	1.0	0.70
DOWEX™ 1X4	4	100-200、200-400	Cl ⁻	55-63	1.0	0.70
DOWEX™ 1X8	8	50-100	Cl ⁻	43-48	1.2	0.70
DOWEX™ 1X8	8	100-200、200-400	Cl ⁻	39-45	1.2	0.70

ファインメッシュシリーズ

	コード No.	品名	容量	希望納入価格(円)		コード No.	品名	容量	希望納入価格(円)	
強酸性陽イオン交換樹脂 (H 形)	322-97561	ダウエックス™ 50Wx2 50-100 メッシュ	100mL	7,000	強塩基性 I 型陰イオン交換樹脂 (Cl 形)	323-97471	ダウエックス™ 1x2 50-100 メッシュ	100mL	7,000	
	324-97565		500mL	19,000		325-97475		500mL	19,000	
	325-97551	ダウエックス™ 50Wx2 100-200 メッシュ	100mL	7,000		326-97461	ダウエックス™ 1x2 100-200 メッシュ	100mL	7,000	
	327-97555		500mL	19,000		328-97465		500mL	19,000	
	359-27261	ダウエックス™ 50Wx2 200-400 メッシュ	100mL	7,000		352-27251	ダウエックス™ 1x2 200-400 メッシュ	100mL	7,000	
	351-27265		500mL	19,000		354-27255		500mL	19,000	
	356-27271	ダウエックス™ 50Wx4 50-100 メッシュ	100mL	7,000		320-97481	ダウエックス™ 1x4 20-50 メッシュ	100mL	7,000	
	358-27275		500mL	19,000		322-97485		500mL	19,000	
	329-97571	ダウエックス™ 50Wx4 100-200 メッシュ	100mL	7,000		327-97511	ダウエックス™ 1x4 50-100 メッシュ	100mL	7,000	
	321-97575		500mL	19,000		329-97515		500mL	19,000	
	353-27281	ダウエックス™ 50Wx4 200-400 メッシュ	100mL	7,000		320-97501	ダウエックス™ 1x4 100-200 メッシュ	100mL	7,000	
	355-27285		500mL	19,000		322-97505		500mL	19,000	
	323-97591	ダウエックス™ 50Wx8 50-100 メッシュ	100mL	7,000		355-27241	ダウエックス™ 1x4 200-400 メッシュ	100mL	7,000	
	325-97595		500mL	19,000		357-27245		500mL	19,000	
	328-97541	ダウエックス™ 50Wx8 100-200 メッシュ	100mL	7,000		324-97521	ダウエックス™ 1x8 50-100 メッシュ	100mL	7,000	
	320-97545		500mL	19,000		326-97525		500mL	19,000	
	326-97581	ダウエックス™ 50Wx8 200-400 メッシュ	100mL	7,000		327-97491	ダウエックス™ 1x8 100-200 メッシュ	100mL	7,000	
	328-97585		500mL	19,000		329-97495		500mL	19,000	
							321-97531	ダウエックス™ 1x8 200-400 メッシュ	100mL	7,000
							323-97535		500mL	19,000

DOWEX はザ・ダウケミカルカンパニー又はその関連会社の商標です

イオン交換樹脂 各種 DOWEX™

DOWEX™ (ダウエックス™) は、ダウ・ケミカル社が製造しているイオン交換樹脂で、水処理をはじめ、アミノ酸、糖などの化合物の精製や金属の除去など、様々な用途で使用されています。

当社では、DOWEX™ ファインメッシュシリーズをはじめとする様々なイオン交換樹脂を取扱っております。別容量の注文もお受けできますのでぜひお問合せください。

主な物性 (参考値)

強酸性カチオン交換樹脂	ゲル/マクロ	イオン形	サイズ	含水率 (%)	総交換容量 (meq/mL)	出荷比重 (g/L)	pH 範囲	耐用温度	主な用途※
ダウエックス™ HCR-S	ゲル	Na ⁺	300~1200 μm: 90%min.	44-52	1.9	800	0-14	120°C	A
ダウエックス™ モノスフィア™ 650C (H)	ゲル	H ⁺	600~700 μm	46-51	2.0	785	0-14	120°C	A
ダウエックス マラソン™ C-10	ゲル	Na ⁺	580~680 μm	40-45	2.2	845	0-14	130°C	A
弱塩基性アニオン交換樹脂	ゲル/マクロ	イオン形	サイズ	含水率 (%)	総交換容量 (meq/mL)	出荷比重 (g/L)	pH 範囲	耐用温度	主な用途※
ダウエックス™ 66	マクロ	遊離塩	300~1200 μm: 95%min.	40-46	1.6	640	0-7	60°C	B
ダウエックス マラソン™ WBA	マクロ	遊離塩	475~575 μm	50-60	1.3	640	0-7	100°C	A
ダウエックス™ モノスフィア™ 77	マクロ	遊離塩	475~600 μm	40-50	1.7	640	0-7	60°C	B
タイプ I 強塩基性アニオン交換樹脂	ゲル/マクロ	イオン形	サイズ	含水率 (%)	総交換容量 (meq/mL)	出荷比重 (g/L)	pH 範囲	耐用温度	主な用途※
ダウエックス マラソン™ A	ゲル	Cl ⁻	525~625 μm	50-60	1.3	670	0-14	100°C	A
ダウエックス マラソン™ MSA	マクロ	Cl ⁻	590~690 μm	56-66	1.1	670	0-14	100°C	A
ダウエックス™ モノスフィア™ 550A (OH)	ゲル	OH ⁻	540~640 μm	55-65	1.0	660	0-14	60°C	A
タイプ II 強塩基性アニオン交換樹脂	ゲル/マクロ	イオン形	サイズ	含水率 (%)	総交換容量 (meq/mL)	出荷比重 (g/L)	pH 範囲	耐用温度	主な用途※
ダウエックス™ 22	マクロ	Cl ⁻	300~1200 μm: 97%min.	48-56	1.2	670	0-14	46°C	B
ダウエックス™ MSA-2	マクロ	Cl ⁻	300~1200 μm: 90%min.	48-56	1.1	670	0-14	70°C	A
ダウエックス マラソン™ A2	ゲル	Cl ⁻	500~600 μm	45-54	1.2	690	0-14	70°C	A

<用途>

A: 純水の製造・復水の脱塩 B: 糖の精製・脱色

取り扱い製品一覧

	コード No.	品名	容量	希望納入価格(円)
強酸性カチオン交換樹脂	357-14371	ダウエックス™ HCR-S	100mL	4,500
	353-14373	ダウエックス™ HCR-S	1000mL	16,000
	354-14381	ダウエックス™ モノスフィア™ 650C (H)	100mL	5,000
	350-14383	ダウエックス™ モノスフィア™ 650C (H)	1000mL	18,000
	354-14401	ダウエックス マラソン™ C-10	100mL	5,000
	350-14403	ダウエックス マラソン™ C-10	1000mL	18,000
弱塩基性アニオン交換樹脂	350-14481	ダウエックス™ 66	100mL	5,000
	356-14483	ダウエックス™ 66	1000mL	18,000
	357-14491	ダウエックス マラソン™ WBA	100mL	5,000
	353-14493	ダウエックス マラソン™ WBA	1000mL	18,000
	350-14501	ダウエックス™ モノスフィア™ 77	100mL	5,500
	356-14503	ダウエックス™ モノスフィア™ 77	1000mL	19,000
タイプ I 強塩基性アニオン交換樹脂	358-14421	ダウエックス マラソン™ A	100mL	5,000
	354-14423	ダウエックス マラソン™ A	1000mL	18,000
	352-14441	ダウエックス マラソン™ MSA	100mL	5,000
	358-14443	ダウエックス マラソン™ MSA	1000mL	18,000
	355-14431	ダウエックス™ モノスフィア™ 550A (OH)	100mL	5,500
	351-14433	ダウエックス™ モノスフィア™ 550A (OH)	1000mL	19,000
タイプ II 強塩基性アニオン交換樹脂	353-14471	ダウエックス™ 22	100mL	5,000
	359-14473	ダウエックス™ 22	1000mL	18,000
	356-14461	ダウエックス™ MSA-2	100mL	5,500
	352-14463	ダウエックス™ MSA-2	1000mL	18,000
	359-14451	ダウエックス マラソン™ A2	100mL	5,500
	355-14453	ダウエックス マラソン™ A2	1000mL	18,000




































DOWEX はザ・ダウケミカルカンパニー又はその関連会社の商標です (M.M.)

高光学純度キラル試薬<不斉配位子・不斉触媒>

種々の合成反応に用いられる不斉合成触媒やキラル試薬の光学純度は、生成物の光学純度に大きく影響します。

ダイセルのキラル試薬は、光学純度 99%e.e.以上を保証しており、全商品の光学純度を測定したクロマトチャートを添付しています。現在、日本国内では 154 種類のキラル試薬を取り扱っており、2015 年度にはさらに 350 種類までラインアップを増やしていく予定です。

【製品ラインアップ一覧 (不斉触媒・配位子)】

Thiourea-Based & Squaramides Organocatalysts				
				
CAS No.620960-26-1 ※1	CAS No.851477-20-8 ※1	CAS No.820242-14-6 ※1	CAS No.1221442-12-1 ※1	CAS No.1244061-69-5 ※1
要問合せ	要問合せ	要問合せ	要問合せ	要問合せ
Thiourea-Based & Squaramides Organocatalysts			Proline-Based Organocatalysts	
				
CAS No.1289514-24-4 ※1	CAS No.834917-24-7 ※1	CAS No.1233369-41-9 ※1	110501-001G	110502-001G
要問合せ	要問合せ	要問合せ	381-05521 1g 13,500円	388-05531 1g 13,400円
SPINOL-Based Ligands		Trost Ligands		
				
120071-001G	120072-001G	100785-001G	100786-001G	135084-001G
385-05281 1g 34,400円	382-05291 1g 34,300円	388-05151 1g 15,700円	385-05161 1g 13,800円	384-05631 1g 21,000円
Trost Ligands		Salens Ligands	TADDOLS Ligands	
				
135085-001G	121395-025G	121406-025G	110405-001G	110406-001G
381-05641 1g 21,000円	388-05592 25g 42,000円	381-05602 25g 42,000円	389-05701 1g 11,600円	386-05711 1g 11,500円
TADDOLS Ligands		Ferrocene Ligands	Pybox Ligands	
				
135718-001G	135719-001G	100291-001G	100292-001G	110361-001G
389-07261 1g 18,500円	386-07271 1g 18,500円	381-05021 1g 12,900円	388-05031 1g 13,300円	381-05261 1g 21,900円
Pybox Ligands		BINAM Ligands		
				
110362-001G	110811-001G	110812-001G	100801-001G	100751-001G
388-05271 1g 21,900円	385-05541 1g 22,500円	382-05551 1g 20,200円	386-05691 1g 21,900円	384-05131 1g 15,700円
BINAM Ligands		Chiral Phosphoric Acids	Chiral Phosphoramidite Ligands	
				
100752-001G	100241-001G	100242-001G	110291-001G	110292-001G
381-05141 1g 14,200円	387-05001 1g 11,400円	384-05011 1g 11,300円	387-05241 1g 12,100円	384-05251 1g 12,100円

BINOL Ligands				
100671-001G	100672-001G	100681-001G	100682-001G	100701-001G
385-05041 1g 14,600円	382-05051 1g 14,600円	389-05061 1g 15,100円	389-04961 1g 15,100円	386-05071 1g 16,200円
100702-001G	100711-001G	100712-001G	100021-025G	100022-025G
383-05081 1g 13,700円	380-05091 1g 13,300円	383-05101 1g 13,300円	387-06042 25g 45,700円	384-06052 25g 45,700円
100721-001G	100722-001G	100731-001G	100732-001G	100741-001G
387-06081 1g 34,700円	384-06091 1g 33,500円	380-05111 1g 15,100円	387-05121 1g 14,700円	387-06101 1g 33,500円
100742-001G	110062-001G	110081-001G	110082-001G	110091-001G
384-06111 1g 33,500円	382-05171 1g 13,600円	385-06141 1g 36,000円	382-06151 1g 42,300円	389-05181 1g 16,000円
110092-001G	110101-001G	110102-001G	110151-001G	110152-001G
386-05191 1g 15,700円	386-04971 1g 17,200円	1g 17,200円	389-05201 1g 22,000円	386-05211 1g 17,200円
100601-001G	100602-001G	135830-250MG	135831-250MG	135022-250MG
383-06061 1g 95,000円	380-06071 1g 95,000円	383-07281 250mg 27,600円	380-07291 250mg 27,600円	384-07191 250mg 34,900円
135021-250MG	135888-250MG	135889-250MG		
387-07181 250mg 34,900円	383-07301 250mg 40,100円	380-07311 250mg 40,100円		

※1: 住友化学株式会社様よりライセンスを受けた試薬です。価格に関しましてはお問合せ下さい。

※容量は各製品 1g, 5g, 25g をご用意しております (一部例外商品もあります)。

各製品の容量毎のお値段・納期に関しましてはお問合せ下さい。

また上記以外のキラル試薬に関してもご用意しておりますので、お問合せ下さい。



(K.A.)


ペロブスカイト型太陽電池関連試薬

概要

自然エネルギー発電に関する買取制度の提案等により、新たな再生可能エネルギーの開発に注目が集まっています。太陽光発電はクリーンで再生可能なエネルギー源ですが、シリコンを基盤とした現在の太陽電池は、製造工程で高温条件や真空条件が必要となるなど、煩雑な作業が多く課題が残されています。近年、次世代の太陽電池として、ペロブスカイト型太陽電池が注目されています。ペロブスカイト型太陽電池は、2009年に桐蔭横浜大学の宮坂教授の報告があり¹⁾、現在では15%を超えるエネルギー変換効率も報告されております。

今回、ペロブスカイト型太陽電池研究などに使用される、ハロゲン化メチルアンモニウムなど関連試薬を紹介します。

●ペロブスカイト型太陽電池の構造図




<参考文献>

- 1) Kojima, A., Teshima, K., Shirai, Y. and Miyasaka, T.: *J. Am. Chem. Soc.*, **131**, 6050 (2009).
- 2) Julian B., et al.: *Nature*, **499**, 316 (2013).
- 3) Julian B., et al.: *Chem. Master.*, **25** (15), 2986 (2013).
- 4) Julian B., et al.: *J. Am. Chem. Soc.*, **133** (45), 18042 (2011).
- 5) Giles E., et al.: *Energy Environ. Sci.*, **7**, 982 (2014).


●ペロブスカイト前駆体材料

コード No. (メーカーコード)	品名	メーカー・規格	容量	希望納入価格(円)
134-18261	Methylammonium Iodide[CH ₃ NH ₃ I]	電池研究用	1g	6,000
130-18263			5g	15,000
132-18262			25g	45,000
132-18321	Methylammonium Bromide[CH ₃ NH ₃ Br]	電池研究用	1g	6,000
138-18323			5g	17,000
130-18322			25g	50,000
139-18331	Methylammonium Chloride[CH ₃ NH ₃ Cl]	電池研究用	1g	6,000
135-18333			5g	15,000
137-18332			25g	45,000
559-21841	Formamidinium Iodide	Lumtec	10g	23,900
537-77951 (82-0750)	Lead(II) Iodide 99.999%	Strem	10g	11,000
			50g	43,600
589-65181 (010720)	Lead(II) bromide, Puratronic®, 99.999% (metals basis)	Alfa Aesar	5g	12,400
			25g	44,400
(010722)	Lead(II) chloride, Puratronic®, 99.999% (metals basis)	Alfa Aesar	25g	28,100
			100g	81,300


●HTM：正孔輸送材料




Spiro-MeOTAD




p,m-Spiro-MeOTAD



p,o-Spiro-MeOTAD



FK209




FK102


●正孔輸送材料およびドーパント

コード No.	品名	メーカー・規格	容量	希望納入価格(円)
206-19751	2,2',7,7'-Tetrakis[<i>N,N</i> -di- <i>p</i> -methoxyphenylamino]-9,9'-spirobifluorene [Spiro-MeOTAD]	機能性有機材料用	250mg	25,000
202-19753			1g	83,000
555-17933		Lumtec	5g	255,400
559-17931			10g	439,900
558-22031	<i>p,m</i> -Spiro-MeOTAD	Lumtec	1g	45,000
555-22041	<i>p,o</i> -Spiro-MeOTAD	Lumtec	1g	45,000
552-21831	Tris(2-(1 <i>H</i> -pyrazol-1-yl)-4- <i>tert</i> -butylpyridine)cobalt(III)	Lumtec	5g	93,500
556-21834	Tris(bis(trifluoromethylsulfonyl)imide)[FK209]		10g	153,600
557-21864	FK102	Lumtec	10g	20,400
559-21863			50g	90,700


色素増感太陽電池 色素



N3



N719



Z907

コード No.	品名	メーカー・規格	容量	希望納入価格(円)
022-17831	N3 Dye[<i>cis</i> -Bis(2,2'-bipyridyl-4,4'-dicarboxylato)diisothiocyanatoruthenium(II)]	機能性有機材料用 	250mg	35,000
024-17891	N719 Dye[<i>cis</i> -Bis(2,2'-bipyridyl-4,4'-dicarboxylato)diisothiocyanatoruthenium(II) Ditetabutylammonium]	機能性有機材料用 	250mg	37,000
510-96881	Z907 Dye	Lumtec	1g	177,700

(U.MX.)

ご好評につき少量包装キャンペーン延長！

リチウムイオン内包フラーレン




イデア・インターナショナル(株)は、世界で初めてリチウムイオン内包フラーレンの量産化に成功しました。量産化により、安定した品質、必要量の供給が可能となり、この1~2年で研究が加速し、その特徴的な物性が明らかになりつつあります。

この度、より多くの研究者にお使いいただけるよう小包装の製品をご用意しました。また、合わせて単結晶の $[\text{Li}^+@C_{60}]\text{PF}_6^-$ 、溶解性を高めた $[\text{Li}^+@C_{60}]\text{NTf}_2^-$ も発売しております。この機会にリチウムイオン内包フラーレンの持つ可能性を是非お試しください。

特長

C_{60} に内包されているのは安定した Li^+ イオンです。
中心から少し偏った位置に存在します。



物性

- 強い電子捕獲能力・・・空の C_{60} に比べて0.7eVも低い還元電位。
- 有機溶媒中で優れたイオン伝導性を示す。
- THz領域に固有振動を持つ。
- 内包したリチウムイオンの効果で安定したコンプレックスの形成。
- 内包した Li^+ は外部電場で Li の位置が変化。



期待される応用例

- 色素増感太陽電池の変換効率アップ。
- 溶媒和がない急速充放電可能なキャパシタへの応用。
- THz領域の固有振動に対応した電磁波の高感度検出。
- 高感度ガスセンサーへの応用。
- 外部電場によって変化する陽イオン。センサー、スイッチデバイスへの応用。

コード No.	メーカーコード	品名	容量	希望納入価格(円)
384-02652	001D04TE1	$[\text{Li}^+@C_{60}]\text{PF}_6^-$ Salt, powder	1.3mg	28,000
—	001D04TE2		3mg	50,000
①	001F01	$[\text{Li}^+@C_{60}]\text{PF}_6^-$ Salt, single crystals	3mg	照会
②	001E01	$[\text{Li}^+@C_{60}]\text{NTf}_2^-$ Salt, powder	2mg	照会

各製品、上記以外の容量取り扱いもございます。当社まで問い合わせ下さい。

①は $[\text{Li}^+@C_{60}]\text{PF}_6^-$ 粉末を再結晶化によって作成した単結晶で、より高純度化を図りました。

②は溶媒に溶けやすく、化学的により安定な $[\text{Li}^+@C_{60}]$ 塩です。

*本製品は Li^+ の内包と外接を見分けるNMRによる評価結果を添付するとともに、Ar封入アンプルにパッケージします。

最新文献リスト及び学会発表などは下記URL参照願います。

<http://www.lic60.jp/english/li-c60-related-publication-and-conference-presentations/>

(M.M.)

セミナー開催のご案内

NMRによる新しい定量分析(qNMR)“どこまで真の値に近づけるか！”

日時：平成27年10月13日(火) 13:00~17:00

会場：タワーホール船堀(東京都江戸川区)5階小ホール

日本化学会秋季事業 第5回 CSJ 化学フェスタ 2015

主催：和光純薬工業株式会社 / 共催：日本化学会

座長：国立医薬品食品衛生研究所 食品添加物部第2室 室長 杉本 直樹

講演プログラム

演題	所属	講演者
定量 NMR とは? -公定法への導入の意義-	国立医薬品食品衛生研究所 食品添加物部第2室	室長 杉本 直樹
定量 NMR のための装置バリデーションを考える	株式会社 JEOL RESONANCE アプリケーショングループ	末松 孝子
定量 NMR の医薬品開発研究への応用	エーザイ株式会社 分析研究部	江奈 英里
天びんに求められる精密さ	メトラー・トレド株式会社 GWP コンサルタント	加藤 洋
定量 NMR 用認証標準物質(CRM)を使った分析用標準品の品質保証	和光純薬工業株式会社 試薬化成品研究所	三浦 亨

参加費：無料

定員：250名(申込先着順にて、定員になり次第締め切らせて頂きます)

お問い合わせ先：和光純薬工業株式会社 営業推進本部 営業企画部 学術課

TEL：03-3270-8243

参加申込方法：自社 HP 準備中

日本化学会秋季事業 第5回 CSJ 化学フェスタ 2015 <http://www.csj.jp/festa/2015/>



(K.A.)

メール会員募集中!

新製品情報、サンプル、キャンペーンの情報など、お得な情報をお届け致します。ぜひご登録下さい。

☆★連載中の内容★★

●和光純薬ニュース

新製品情報、キャンペーンなど最新情報をお届けします。

●Wako Organic Chemical News

有機合成分野で話題のトピックについての解説と、関連試薬をご紹介します。

●法規制改正案内

昨今の危険ドラッグによる事件を受け、指定薬物の追加が相次いで行われております。これらの追加物質や、そのほか試薬に関する様々な法規制についてご案内いたします。

ご登録はこちらから QR コード
https://mdm.wako-chem.co.jp/webapp/form/14370_sgv_13/index.do



内容例

メールマガジン <Wako Organic Chemical News> No.8
最新号のご案内

[今月の反応・試薬](#)

[新製品紹介](#)

[注目の論文](#)

■今月の反応・試薬 「フィネルシュタイン反応とその関連反応」
サイエンスライター：佐藤 健太郎氏

筆者はかつて、製薬企業の研究所に勤務していた。医薬候補化合物の最適化段階においては、主骨格に多数の置換基を導入し、最も活性の高いものを探索する検討が行われる。このため、多数のアルキル化剤を用意しなければならなかった。この工程で多用したのが、塩化アルキルに対してヨウ化ナトリウムを作用させ、ヨウ化アルキルへ変換する、ハロゲン交換

