

SERIES

Talking of LAL


第2話 エンドトキシン(後編)

2-2 Reference Standard EndotoxinとControl Standard Endotoxin

米国薬局方では、米国の定めた国家标准品をReference Standard Endotoxin (RSE)、RBS¹⁾に対して標準化された他のエンドトキシン標品をControl Standard Endotoxin(CSE)と定めています²⁾。CSEはRSEによってその力値を決定する必要があり、力値の決定はLALのロットまたはCSEのロットが変わる度に行うよう規定されています。すなわち、CSEのロット間はもちろん、LALのロット間においてもCSEの換算係数が変動する可能性を、FDAは考えているようです。この点は、リムルステストを行う上で注意を払うべき点の一つと思われます。実際、我々の試製したCSEを用いて米国標準品に対する力値を調べたところ、Table 1に示すように、LALのロットが変わると相対力値が変わる傾向が認められました³⁾。やはり、CSEを使用する場合には、試薬のバルクロットが変わることで相対力値を定める必要があります。このことから、CSEの力値試験回数を減らす意味で、できるだけ大きいロットを使用した方が経済的と言えるでしょう。

現在の米国の標準品は、ラクトース及びポリエチレングリコール6000を添加剤とし、*E. coli* 0113:H10株由来のLPSから調製された凍結乾燥品です⁴⁾。この標品は、Office of Biologics (OB) US Standard Endotoxin (Lot EC-5) 並びに US Pharmacopeia (USP) Endotoxin Reference Standard (Lot F) として採用されています。

さて、日本薬局方では、マンニトールを添加剤とし、*E. coli* UKT-B株由来のLPSより調製されたエンドトキシン標準品を採用しております⁵⁾。このエンドトキシン標準品は、ウサギ発熱性試験及びリムルステストによる米国標準品との比較から、8 EU/ngと



決定されました⁶⁾。この値は多くのデータから統計的に求められた数値であり、LALのロットによって多少変化する可能性があると思われます。また、日本薬局方ではCSEについて述べておらず、現在のところ、最終試験には国家標準品を使用する必要がありそうです。

以上述べて参りましたように、エンドトキシン標品間の相対力値はLALのロットによって変わる可能性があります。すなわち、同じ標準を対照として測定した場合でも、試料中のエンドトキシンの由来等は不明なわけですか

ら、LALのロットによってその力値が変わることになります。エンドトキシンの構造に多様性があることを考えれば、これも当然のことかもしれません。もちろん、Table 1に示すように、その変動がとても大きくないというわけではありませんし、現在のところ標準品を対照とした測定が最も推奨される方法と言えるでしょう。特に、医薬品の安全性試験としてのリムルステストにおいては、各国のエンドトキシン標準品を基準とすることが重要と思われます。

Table 1. Effect of LAL lot on CSE/RSE conversion.

99-84-331	0.5	4600 (n = 7)
96-82-329	0.25	4000 (n = 2)
99-07-352	0.125	5800 (n = 2)
96-80-327	0.05	4700 (n = 2)
99-31-375	0.03	4200 (n = 3)
mean		4660 EU/vial
SD		698.6
CV		14.99%

*CSE lot# M-004 was used.

*CSE/RSE conversion using the Toxinometer was performed according to the FDA guideline⁶⁾.

[参考文献]

- The United States Pharmacopeia 22th, p. 1493, Pharmacopie Convention Inc., MD (1989).
- 土谷正和：防衛防衛, 18, 287 (1990)
- Hochstein, H.D. et al : J. Biol. Standardization, 11,251 (1983)
- 第十一改正日本薬局方追補、B-11 (1988)
- 長寿問題基礎科学研究事業官民共同プロジェクト研究報告-第2分野-, P.184, 財團法人ヒューマンサイエンス振興財团、東京 (1988)
- Guideline on validation of the Limulus amebocyte lysate test as an end-product endotoxin test for human and animal parenteral drugs, biological products, and medical devices (1987) FDA.

次回は「第3話 LALの特異性」の予定です。