

N-Diamour Vitrification Device


〈ディアムール〉

使いやすさを追求した
ガラス化凍結保存デバイス

Diamourは三菱製紙株式会社の登録商標(商標登録第5832221号)です。



※本製品は研究用機器であり、薬機法の定めるところの「医薬品」「医薬部外品」ではありません。
※本製品は成績を保証するものではありません。
※本製品のご使用前に説明書をよくお読みになりご使用ください。

構造




- 本製品では、溶出物の化学的な分析、細胞毒性試験、マウスエンブリオアッセイなどにより安全性が確認された材料を使用しています。

凍結・融解速度



温度分布の変化



※ガラス化液量 0.1 μlの条件での当社シミュレーション結果

ラインアップ

製品名	カラー	入数
N - Diamour-op (N)	○ ナチュラル	10本
N - Diamour-op (B)	● 青	10本
N - Diamour-op (G)	● 緑	10本
N - Diamour-op (R)	● 赤	10本
N - Diamour-op (Y)	● 黄	10本

※本カタログの仕様は改良のため変更されることがあります。

品質項目

- エンドトキシンテスト済み
- マウスエンブリオアッセイ済み
- 滅菌済み



三菱製紙株式会社

機能商品事業部 事業開発部
〒130-0026 東京都墨田区両国2丁目10番14号 両国シティコア 03(5600)1473
URL <https://www.mppm.co.jp> E-mail:kinou_new-item@mppm.co.jp

販売店 富士フイルム 和光純薬株式会社

〈製品に関するお問合せ〉
東京本店 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町二丁目4番1号
TEL:03(6225)2562

〈ご注文〉
戸田事業所 〒335-0026 埼玉県戸田市新曾南三丁目17番35号
TEL:048(433)2063 FAX:048(433)2112 ☎0120(41)1581