

# 残留農薬の分析に 残留農薬・PCB 300/5,000シリーズ

厳しい基準値が設定されている残留農薬分析では、抽出・精製に使用される溶媒の品質が食品衛生法などで指定されています。本品は厳しい品質規格を設定し、300倍および5,000倍濃縮時でも食品衛生法で指定されている品位を満足させることを保証しています。さらにJISに記載のある7種の溶媒について、JIS認定を取得しています。



## 特長

- ✓ ECD-GC :  
溶媒中の不純物がγ-BHC(有機塩素系農薬)のピーク高(20 pg)の**1/2以下**
- ✓ FPD-GC :  
溶媒中の不純物がMPP(有機りん系農薬)のピーク高(0.5 ng)の**1/5以下**

※ 一部の溶媒では規格値が異なります。  
購入の際には最新版の規格書をご確認ください。

試験項目	規格 (アセトンの場合)
外観	無色透明の液体
密度(20 °C)	0.789~0.792 g/mL
水分	0.3%以下
不揮発物	0.0002%以下
純度(GC)	99.5%以上
残留農薬適合性試験	300倍又は5,000倍濃縮液不純物ピーク ・ ECD : γ-BHC (20 pg)の1/2以下 ・ FPD : MPP (0.5 ng)の1/5以下

## 製品一覧

### ■ 残留農薬・PCB 300シリーズ



Code No.	品名	容量	希望納入価格(円)
015-11281	アセトン	1 L	2,300
011-11283	Acetone	3 L	5,650
015-11301	アセトニトリル	1 L	4,300
011-11303	Acetonitrile	3 L	9,900
021-08631	ベンゼンBenzene	1 L	2,550
024-14351	t-ブチルメチルエーテル t-Butyl Methyl Ether	1 L	8,400
038-16751	シクロヘキサン	1 L	4,550
034-16753	Cyclohexane	3 L	12,400
039-11801	クロロホルム Chloroform	1 L	4,300
133-08841	ジクロロメタン	1 L	3,150
139-08843	Dichloromethane	3 L	7,600
050-04461	ジエチルエーテル Diethyl Ether	1 L	5,400
056-04441	エタノール	1 L	4,980
052-04443	Ethanol	3 L	13,800
052-04421	酢酸エチル	1 L	2,700
058-04423	Ethyl Acetate	3 L	5,950
084-04761	ヘキサン	1 L	2,300
080-04763	Hexane	3 L	5,100
139-08821	メタノール	1 L	2,100
135-08823	Methanol	3 L	5,350
165-12971	石油エーテル Petroleum Ether	1 L	3,450
203-11601	トルエン	1 L	2,800
209-11603	Toluene	3 L	7,400

### ■ 残留農薬・PCB 5,000シリーズ

Code No.	品名	容量	希望納入価格(円)
011-19201	アセトン	1 L	2,900
017-19203	Acetone	3 L	6,700
013-19401	アセトニトリル	1 L	4,800
019-19403	Acetonitrile	3 L	11,200
028-14751	ベンゼンBenzene	1 L	2,750
020-14831	t-ブチルメチルエーテル t-Butyl Methyl Ether	1 L	13,000
036-18631	シクロヘキサン Cyclohexane	1 L	4,900
033-18641	クロロホルム Chloroform	1 L	4,700
043-28451	ジクロロメタン	1 L	3,700
049-28453	Dichloromethane	3 L	8,700
042-30011	ジクロロメタン(2-メチル-2-ブテン添加品) Dichloromethane 2-Methyl-2-butene added	1 L	3,500
040-28461	ジエチルエーテル Diethyl Ether	1 L	5,900
053-07011	エタノール Ethanol	1 L	5,700
052-06981	酢酸エチル	1 L	2,900
058-06983	Ethyl Acetate	3 L	6,800
083-07911	ヘキサン	1 L	2,500
089-07913	Hexane	3 L	5,800
132-14161	メタノール	1 L	2,500
138-14163	Methanol	3 L	6,200
162-20671	石油エーテル Petroleum Ether	1 L	3,900
209-15581	トルエン	1 L	3,750
205-15583	Toluene	3 L	8,800

希望納入価格は予告なく変更する場合がございます。

## 和光の残留農薬分析製品



詳細は当社の残留農薬分析総合カタログをご覧ください！



<https://labchem-wako-pages.fujifilm.com/catalog-analytical-reagents.html>

Ref…2~10℃保存 F…-20℃保存 B…-80℃保存 表示が無い場合は室温保存です。  
 特定 劇-I…特定毒物 劇-II…毒物 劇-III…劇物 毒…毒薬 劇…劇薬 危…危険物 特…向精神薬 特麻原…特定麻薬向精神薬原料 カルタヘナ…カルタヘナ法  
 審-1…化審法 第一種特定化学物質 審-2…化審法 第二種特定化学物質 化兵1…化学兵器禁止法 第一種指定物質 化兵2…化学兵器禁止法 第二種指定物質  
 覚せい剤取締法…「覚せい剤原料研究者又は取扱者」の免許を取得して、ご購入に際しては、譲受証及び譲渡証による受け渡しが必要となります。覚  
 国民保護法…生物・毒素兵器の製造、使用防止のため、「毒素等」を試験研究用に使用することを確認する証を頂戴しております。毒薬等  
 上記以外の法律及び最新情報は、siyaku.com (<https://www.siyaku.com/>) をご参照下さい。

- 本文に記載しております試薬は、試験・研究の目的にのみ使用されるもので、「医療品」、「食品」、「生活用品」などとして使用できません。
- 希望納入価格には消費税等が含まれておりません。

## 富士フイルム 和光純薬株式会社

本社 〒540-8605 大阪市中央区道修町三丁目1番2号 TEL 06-6203-3741 (代表)  
 東京本店 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町二丁目4番1号 TEL 03-3270-8571 (代表)

- 九州営業所
- 中国営業所
- 東海営業所
- 横浜営業所
- 筑波営業所
- 東北営業所
- 北海道営業所



フリーダイヤル 0120-052-099  
 フリーファックス 0120-052-806  
 試薬URL : <https://labchem.wako-chem.co.jp>

■ FUJIFILM Wako Chemicals U.S.A. Corporation 1600 Bellwood Road, Richmond, VA 23237, USA TEL: +1-804-714-1920 FAX: +1-804-271-7791  
 ■ FUJIFILM Wako Chemicals Europe GmbH Fuggerstraße 12, 41468 Neuss, Germany TEL: +49-2131-311-0 FAX: +49-2131-311-100

Online Catalog: [www.e-reagent.com](http://www.e-reagent.com)