

【研究用試薬】 嗅覚同定能力研究用カードキット

Open Essence -オープン エッセンス

嗅覚は、生活の中で「ガス漏れ」や「腐敗臭」など 重大な危険を察知したり、食事や草花の香りを感じるなど、豊かでゆとりある生活を送ったりするのに欠かすことが出来ない機能です。

従来、嗅覚の測定には、基準嗅覚検査（T&T 検査）や 静脈性（血行性）嗅覚検査（アリナミン法）が使われていますが、匂いが拡散すること、測定に手間と時間がかかることなどから、より簡便な測定法の開発が望まれていました。

「**Open Essence -オープン エッセンス-**」は、
測定者が一人で行なうことが出来、匂いの拡散もない、
簡便なカードタイプの測定キットです。



本製品は、(国研) 産業技術総合研究所 人間情報研究部門 人間環境インタラクション研究グループ
技術指導のもと開発された商品です。

特 長

- 日本人に親しみやすい12種類の匂いを採用
- 嗅覚同定能力のスクリーニングに最適
- 匂いが部屋に拡散しません
- カードに「マイクロカプセル化した匂い」と 「解答の選択肢」を印刷
- 1人で測定可能
- 短時間で結果が判明
- 正誤確認が容易な解答用紙の採用（特許第5390809号）
- 場所を取らないコンパクト設計、1測定分ずつの個装包装室温保存

キ ャ ッ ト 内 容

- ①測定カード：12種類（1セット）×50
- ②回答用紙：50枚
- ③取扱説明書：1枚



コードNo.	品 名	規 格	容 量	希望納入価格
294-67501	Open Essence(嗅覚同定能力測定用カードキット)	嗅覚研究用	50回用	65,000円

Ref. ②…2~10℃保存 F ①…-20℃保存 B ①…-80℃保存 表示が無い場合は室温保存です。
 特定 I-I ①…特定毒物 I-I ②…毒物 I-I ③…劇物 毒 ①…毒薬 ②…劇薬 危 ①…危険物 ③…向精神薬 特麻原 ①…特定麻薬向精神薬原料 カルタヘナ ①…カルタヘナ法
 ①…化審法 第一種特定化学物質 ②…化審法 第二種特定化学物質 化兵1 ①…化学兵器禁止法 第一種指定物質 化兵2 ①…化学兵器禁止法 第二種指定物質
 覚せい剤取締法…「覚せい剤原料研究者又は取扱者」の免許を取得して、ご購入に際しては、譲受証及び譲渡証による受け渡しが必要となります。 関
 国民保護法…生物・毒素兵器の製造、使用防止のため、「毒素等」を試験研究用に使用することを確認する証を頂戴しております。 毒薬等
 上記以外の法律及び最新情報は、siyaku.com (https://www.siyaku.com/) をご参照下さい。

- 本文に記載しております試薬は、試験・研究の目的にのみ使用されるもので、「医療品」、「食品」、「生活用品」などとして使用できません。
- 希望納入価格には消費税等が含まれておりません。

富士フイルム 和光純薬株式会社

本 社 〒540-8605 大阪市中央区道修町三丁目1番2号 TEL 06-6203-3741 (代表)
 東京本店 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町二丁目4番1号 TEL 03-3270-8571 (代表)

- 九州営業所 ● 中国営業所
- 東海営業所 ● 横浜営業所
- 筑波営業所 ● 東北営業所
- 北海道営業所

フリーダイヤル 0120-052-099
 フリーファックス 0120-052-806
 試薬URL : https://labchem.wako-chem.co.jp

■ FUJIFILM Wako Chemicals U.S.A. Corporation 1600 Bellwood Road, Richmond, VA 23237, USA
 TEL:+1-804-714-1920 FAX:+1-804-271-7791
 ■ FUJIFILM Wako Chemicals Europe GmbH Fuggerstraße 12, 41468 Neuss, Germany
 TEL:+49-2131-3111-0 FAX:+49-2131-3111-100

Online Catalog: www.e-reagent.com