

最新データ追加！

低吸着・低アルカリ・低溶出！ 品質を重視するお客様に

国産ガラスバイアルキット



↑
高品質 で 低コスト な国産ガラスバイアルキット！
↓


低吸着・低アルカリバイアル と 低溶出セプタム の組み合わせ！

高温加熱成型過程の加工温度を適正化した独自の製造方法により、シラン処理などの化学処理を行うことなく低吸着、低アルカリを実現しています。また低溶出セプタムは圧着型のため、サンプルの吸着、分解、ゴーストピークの出現のほかセプタム脱落のトラブルにお悩みのお客様におすすです。

✓ 高品質なバイアルを低コストで導入したい ▶ テクノラボエスシ 国産ガラスバイアルキットをぜひお試しください！


他社製品との性能比較

①バイアルへの試料吸着比較




他社の品質証明書付きバイアルと遜色ない低吸着！

②バイアルからのNaイオン溶出量比較



③セプタムからの溶出成分比較



バイアル・セプタムいずれも極めて低い溶出量！

製品情報

対応機種メーカー : 島津・日立・Waters・Agilent 他
 ガラス材質 : ホウケイ酸ガラス *低吸着、低アルカリ
 セプタム材質 : PTFE/シリコン *低溶出セプタム (HPLC試験済) / 圧着タイプ
 バイアルねじ規格 : 9-425 (WatersやAgilentで採用されている規格です。)

国産ガラスバイアルキット一覧

コードNo.	メーカーコード	仕様	入数	希望納入価格(円)
620-04341	AS217-MB35	1.5 mL 透明 セプタム圧着キャップ青	100	6,000
627-04351	AS217-MB36	1.5 mL 透明 セプタム圧着キャップ青 スリット付	100	6,300
628-04381	AS237-MB35	1.5 mL 透明 ラベル付 セプタム圧着キャップ青	100	7,100
625-04391	AS237-MB36	1.5 mL 透明 ラベル付 セプタム圧着キャップ青 スリット付	100	7,400
624-04361	AS227-MB35	1.5 mL 褐色 セプタム圧着キャップ青	100	6,100
621-04371	AS227-MB36	1.5 mL 褐色 セプタム圧着キャップ青 スリット付	100	6,400
628-04401	AS247-MB35	1.5 mL 褐色 ラベル付 セプタム圧着キャップ青	100	7,400
625-04411	AS247-MB36	1.5 mL 褐色 ラベル付 セプタム圧着キャップ青 スリット付	100	7,700

キット部材製品一覧

国産ガラスバイアルキットに含まれる各種バイアル、セプタム圧着型キャップは単品でもご注文いただけます。

コードNo.	メーカーコード	仕様	入数	希望納入価格(円)
621-01831	VS121-3000	1.5 mL 透明 9 mm 広口 スクリューバイアル	100	2,400
625-01851	VS123-3000	1.5 mL 透明 9 mm 広口 スクリューバイアル ラベル付	100	3,500
628-01841	VS122-3000	1.5 mL 褐色 9 mm 広口 スクリューバイアル	100	2,500
622-01861	VS124-3000	1.5 mL 褐色 9 mm 広口 スクリューバイアル ラベル付	100	3,800
629-02471	CM121-B301	圧着型セプタム付スクリューキャップ 青	100	3,600
626-02481	CM121-B311	圧着型セプタム付スクリューキャップ 青 スリット付	100	3,900


Ref…2~10℃保存 F…-20℃保存 -80…-80℃保存 表示が無い場合は室温保存です。
 特定 I…特定毒物 I-II…毒物 I-II…劇物 III…劇物 毒薬 劇薬 危…危険物 向精神薬 特麻原…特定麻薬向精神薬原料 カルタヘナ…カルタヘナ法
 審1…化審法 第一種特定化学物質 審2…化審法 第二種特定化学物質 化兵1…化学兵器禁止法 第一種指定物質 化兵2…化学兵器禁止法 第二種指定物質
 覚せい剤取締法…「覚せい剤原料研究者又は取扱者」の免許を取得して、ご購入に際しては、譲受証及び譲渡証による受け渡しが必要となります。覚
 国民保護法…生物・毒素兵器の製造、使用防止のため、「毒素等」を試験研究用に使用することを確認する証を頂戴しております。毒薬等
 上記以外の法律及び最新情報は、弊社試薬サイト (<https://labchem-wako.fujifilm.com>) をご参照下さい。

- 本文に記載しております試薬は、試験・研究の目的にのみ使用されるもので、「医療品」、「食品」、「生活用品」などとして使用できません。
- 希望納入価格には消費税等が含まれておりません。

富士フイルム 和光純薬株式会社

本社 〒540-8605 大阪市中央区道修町三丁目1番2号 TEL 06-6203-3741 (代表)
 東京本店 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町二丁目4番1号 TEL 03-3270-8571 (代表)

- 九州営業所
- 中国営業所
- 東海営業所
- 横浜営業所
- 筑波営業所
- 東北営業所
- 北海道営業所

 フリーダイヤル 0120-052-099
 試薬URL : <https://labchem-wako.fujifilm.com>

■ FUJIFILM Wako Chemicals U.S.A. Corporation 1600 Bellwood Road, Richmond, VA 23237, USA TEL:+1-804-714-1920 FAX:+1-804-271-7791
 ■ FUJIFILM Wako Chemicals Europe GmbH Fuggerstr 12, 41468 Neuss, Germany TEL:+49-2131-311-0 FAX:+49-2131-311-100