


球状シリカゲル Wakosil® 60

カラムクロマトグラフ用の球状シリカゲル Wakosil®60シリーズにフラッシュクロマトに最適な粒子径38-63 μmの製品を追加しました。Wakosil®60シリーズは分取・精製用に最も用いられている、細孔径6 nmの球状シリカゲルです。保持性能が高く、大スケールでの分取精製に適しています。



物性情報

品名	形状	細孔径	比表面積	pH
Wakosil® 60, 38~63 μm	球状	6 nm	450-550 m ² /g	6.2-7.5
Wakosil® 60, 64~210 μm				

商品紹介

コードNo.	品名	規格	容量	希望納入価格(円)
237-02775	Wakosil® 60, 38~63 μm	カラムクロマト グラフ用	500 g	5,500
235-02771			2 kg	20,000
233-02777			10 kg	68,000
231-02778			25 kg	照会
230-02765	Wakosil® 60, 64~210 μm	カラムクロマト グラフ用	500 g	4,600
238-02761			2 kg	13,500
236-02767			10 kg	38,000
234-02768			25 kg	照会

詳細は当社HPをご確認ください。

当社HPトップ>分析>カラムクロマトグラフ用製品>未修飾シリカゲル担体
>球状シリカゲル>Wakosil® シリーズ

<https://labchem-wako.fujifilm.com/jp/category/01752.html>

カラムクロマトグラフ用シリカゲル

形状	コードNo.	品名	粒子径 (μm)	細孔径 (nm)	細孔容量 (mL/g)	比表面積 (m ² /g)	pH	容量	希望納入価格 (円)		
球状	235-02455	Wakosil® HC-N	35~63	3	0.6	780	6.5~7.5	500 g	8,000		
	233-02451							2 kg	25,000		
	231-02457							10 kg	照会		
	230-01665	Wakosil® C-200	64~210	6	0.75	475		500 g	5,500		
	238-01661							2 kg	16,000		
	236-01667							10 kg	照会		
	237-01675	Wakosil® C-300	40~64	4.5	1.0	900		8.5~11.5	500 g	7,000	
	235-01671								2 kg	22,000	
	233-01677								10 kg	照会	
	239-02671	Wakosil® 50NH ₂ (HC)	35~63	4.5	1.0	900			100 g	9,000	
231-02675	500 g						31,000				
破碎状	230-00065	Wakogel® C-100	150~425	7	0.8	450	5.5~7.0		500 g	4,800	
	238-00061								2 kg	13,500	
	236-00067								10 kg	照会	
	237-00075	Wakogel® C-200	75~150	7	0.8	450			5.5~7.0	500 g	4,600
	235-00071									2 kg	13,500
	233-00077							10 kg		照会	
	233-01437	Wakogel® C-200E						5.5~7.5		10 kg	照会
	234-00085	Wakogel® C-300	45~75	7	0.8	450		5.5~7.5		500 g	4,500
	232-00081									2 kg	13,500
	230-00087									10 kg	照会
	230-01447	Wakogel® C-300E					5.5~7.5			10 kg	照会
	238-01465	Wakogel® C-300HG	40~60	7	0.8	450	-			500 g	5,200
	236-01461									2 kg	15,000
	234-01467								10 kg	照会	
	235-01475	Wakogel® C-400HG	20~40	7	0.8	450			-	500g	5,000
	233-01471									2 kg	14,200
	231-01477									10 kg	照会
	232-01485	Wakogel® C-500HG	5~20							500 g	5,500
	232-00905	Wakogel® LP-60	40~60							500 g	6,300
	239-00895	Wakogel® FC-40	20~40	7	0.8	450		-		500 g	10,500
235-00897	10 kg									照会	
239-02311	Wakogel® 50NH ₂	38~63	6.5	0.7	450	8.5~11.5	100 g			8,000	
231-02315	(シリカゲルNH ₂)						500 g			28,000	

R_{ref}…2~10℃保存 F…-20℃保存 B₈₀…-80℃保存 表示が無い場合は室温保存です。
 特定 I…特定毒物 I II…毒物 I II III…劇物 毒…毒薬 劇…劇薬 危…危険物 向…向精神薬 特麻原…特定麻薬向精神薬原料 カルタヘナ法
審1…化審法 第一種特定化学物質 審2…化審法 第二種特定化学物質 化兵1…化学兵器禁止法 第一種指定物質 化兵2…化学兵器禁止法 第二種指定物質
 覚せい剤取締法…「覚せい剤原料研究者又は取扱者」の免許を取得して、ご購入に際しては、譲受証及び譲渡証による受け渡しが必要となります。覚
 国民保護法…生物・毒素兵器の製造、使用防止のため、「毒素等」を試験研究用に使用することを確認する証を頂戴しております。毒薬等
 上記以外の法律及び最新情報は、siyaku.com (<https://www.siyaku.com/>) をご参照下さい。

- 本文に記載しております試薬は、試験・研究の目的にのみ使用されるもので、「医療品」、「食品」、「生活用品」などとして使用できません。
- 希望納入価格には消費税等が含まれておりません。

富士フイルム 和光純薬株式会社

本 社 〒540-8605 大阪市中央区道修町三丁目1番2号 TEL 06-6203-3741 (代表)
 東京本店 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町二丁目4番1号 TEL 03-3270-8571 (代表)

- 九州営業所 ● 中国営業所
 - 東海営業所 ● 横浜営業所
 - 筑波営業所 ● 東北営業所
 - 北海道営業所
- フリーダイヤル 0120-052-099
 フリーファックス 0120-052-806
 試薬URL : <https://labchem.wako-chem.co.jp>

■ FUJIFILM Wako Chemicals U.S.A. Corporation 1600 Bellwood Road, Richmond, VA 23237, USA TEL: +1-804-714-1920 FAX: +1-804-271-7791
 ■ FUJIFILM Wako Chemicals Europe GmbH Fuggerstraße 12, 41468 Neuss, Germany TEL: +49-2131-311-0 FAX: +49-2131-311-100

Online Catalog: www.e-reagent.com