

除菌用エタノール

新型コロナウイルスが流行する中、ウイルス対策としてアルコール除菌の意識が高まっています。本品は、除菌効果が高いといわれる濃度(77~82 vol%)に調製されたエタノール溶液です。また、メタノール等の不純物を含まない低毒性なエタノール(変性アルコールではない)で、実験機器や実験台の除菌やよごれの清拭など、様々な場面でお使いいただけます。

特長

★ **除菌効果が高いといわれる濃度(77~82 vol%)に調製されています。**

アルコールは、ウイルスの「膜」を壊すことで無毒化します。最も殺菌効果のある濃度は77~82 vol%とされています。

★ **メタノール等の不純物を含まない低毒性なエタノール溶液です。**

コロナウイルスの影響で、変性アルコールを使用した安価な除菌剤が流通しています。変性アルコールとは飲食用に転用されることを防止するために有毒な変性剤(メタノール、イソプロパノール)を入れたエタノールです。

★ **豊富なラインアップ**

					
製品コード	051-09376	053-09375	057-09373	059-09377	051-09131
品名	80vol%エタノール 				エタノールスプレー 
規格	除菌用				
容量	500 mL		5 L	18 L	170 mL
希望納入価格	1,480円	1,900円	12,500円	41,650円	3,650円
容器	ポリエチレン系樹脂容器	硬質ガラス瓶	ポリエチレン系樹脂容器	一斗缶	スプレー缶
特長	専用キャップ(スプレーorポンプ)に付け替え可能! ※1	丈夫な硬質ガラス瓶!	詰め替えに便利な専用注ぎ口付き!	400 ccボトル約45回分の大容量!	高圧ガスが充填されワンプッシュで持続的噴霧が可能!

※1 詳しくは裏面をご確認ください。

※2 製品詳細については当社HPをご確認ください。

当社試薬HP>常用試薬・ラボウェア>消耗品>除菌剤・洗浄剤>除菌剤>除菌用エタノール
<https://labchem-wako.fujifilm.com/jp/category/01862.html>



専用キャップに付替えてそのままお使いいただけます



★ こんな場面で使用できます



✓ **職場環境や研究室の清拭や除菌に**
 スプレータイプなら持ち運びが簡単！
 机やドアノブ、実験器具など、気になる
 ところをすぐに除菌できます。
 原料に不純物を含まない為、コンタミの
 心配もありません。



✓ **持ち運び用の除菌剤として**
 外出先でのウイルス対策に！
 スプレーにはストッパーがついて
 いる為、カバンの中で漏れる心配も
 ありません。



✓ **職場のウイルス対策に**
 ポンプタイプは消毒液スタンド
 に取り付け可能！建物の入り口
 や机の上などでご使用いただけ
 ます。

コードNo.	品名	規格	容量	希望納入価格 (円)
290-36331	80vol%エタノール用ポンプディスペンサー	無規格	5個	2,500
291-36361	80vol%エタノール用スプレーディスペンサー	無規格	5個	2,000


Ref...2~10℃保存 F...-20℃保存 -80...-80℃保存 表示が無い場合は室温保存です。
 特定 毒-I...特定毒物 毒-II 毒-III...毒物 劇-I 劇-II 劇-III...劇物 毒...毒薬 劇...劇薬 危...危険物 特...向精神薬 特...特定麻薬向精神薬原料 カルタヘナ...カルタヘナ法
 毒-1...化審法 第一種特定化学物質 毒-2...化審法 第二種特定化学物質 化兵1...化学兵器禁止法 第一種指定物質 化兵2...化学兵器禁止法 第二種指定物質
 覚せい剤取締法...「覚せい剤原料研究者又は取扱者」の免許を取得して、ご購入に際しては、譲受証及び譲渡証による受け渡しが必要となります。覚
 国民保護法...生物・毒素兵器の製造、使用防止のため、「毒素等」を試験研究用に使用することを確認する証を頂戴しております。毒薬等
 上記以外の法律及び最新情報は、弊社試薬サイト (<https://labchem-wako.fujifilm.com>)をご参照下さい。

- 本文に記載しております試薬は、試験・研究の目的にのみ使用されるもので、「医療品」、「食品」、「生活用品」などとして使用できません。
- 希望納入価格には消費税等が含まれておりません。

富士フイルム 和光純薬株式会社

本 社 〒540-8605 大阪市中央区道修町三丁目1番2号 TEL 06-6203-3741 (代表)
 東京本店 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町二丁目4番1号 TEL 03-3270-8571 (代表)

- 九州営業所
- 中国営業所
- 東海営業所
- 横浜営業所
- 筑波営業所
- 東北営業所
- 北海道営業所

 フリーダイヤル 0120-052-099
 試薬URL : <https://labchem-wako.fujifilm.com>

■ FUJIFILM Wako Chemicals U.S.A. Corporation 1600 Bellwood Road, Richmond, VA 23237, USA
 TEL: +1-804-714-1920 FAX: +1-804-271-7791
 ■ FUJIFILM Wako Chemicals Europe GmbH Fuggerstr 12, 41468 Neuss, Germany
 TEL: +49-2131-311-0 FAX: +49-2131-311-100