

2025 年 7 月

和光純薬時報 Vol.93 No.3 訂正案内

平素より弊社製品をご愛顧頂き、誠にありがとうございます。

和光純薬時報 Vol.93 No.3 の記事中に誤りがございました。下記の通り訂正をご案内させていただきますとともに、深くお詫び申し上げます。

記

<訂正内容>

掲載箇所：p.20

訂正箇所：「精製 EV 用 RNA 定量キット」

「測定プロトコル：1-3. コントロール RNA 溶液」 の表中の値

訂正内容：

[誤]

[正]

RNA 濃度(ng/ μ L)	コントロール RNA 溶液の容量	1×希釈液
10	100ng/ μ L 溶液：2 μ L	18 μ L

RNA 濃度(ng/ μ L)	コントロール RNA 溶液の容量	1×希釈液
10	100ng/ μ L 溶液：10 μ L	90 μ L

尚、ホームページ掲載 PDF ファイルは訂正致しております。

以上