

CultureSure® DMSO

エンドトキシン試験/無菌試験済みのジメチルスルホキシド(DMSO)です。
フィルター滅菌済みのため細胞培養に安心してご利用いただけます。

特長

- 国産原料を蒸留後、0.1 μmフィルター滅菌
- 高純度(≥99.9%)
- エンドトキシン試験/無菌試験済み
- 密封性の高い硝子バイアル+テフロンゴム栓+アルミシール

製品情報

試験項目	規格値
比重	1.095-1.101
水分	0.2%以下
吸光度(275nm)	0.20以下
吸光度比(A ₂₈₅ /A ₂₇₅)	0.65以下
吸光度比(A ₂₉₅ /A ₂₇₅)	0.45以下
蒸発残分	0.01%以下
酸	試験適合
類縁物質	0.1%以下
含量	99.9%以上
外観	無色澄明の液体
屈折率(n _D ²⁰)	1.477~1.480
凝固点	18℃~20℃
エンドトキシン試験	0.25EU/ml未満
無菌試験	試験適合

コードNo.	品名	規格	容量	希望納入価格 (円)
031-24051	CultureSure® DMSO	細胞培養用	10ml×10本	23,000

関連製品

CultureSure®凍結保存溶液

無血清タイプの細胞凍結保存溶液です。
種々の動物細胞の凍結保存に使用でき、血清含有品と同等の性能を示します。
本品はDMSOを10%含みます。

コードNo.	品名	規格	容量	希望納入価格 (円)
039-23511	CultureSure® 凍結保存溶液 	細胞培養用	100ml	8,000

StemSure®凍結保存溶液

無血清タイプの細胞凍結保存溶液です。
マウスES細胞を含む種々の細胞の凍結保存に使用できます。
本品はDMSOを10%含みます。

コードNo.	品名	規格	容量	希望納入価格 (円)
195-16031	StemSure® 凍結保存溶液 	細胞培養用	100ml	12,000

脳組織凍結保存溶液

ラット、マウス胎児脳組織用の凍結保存溶液です。
解凍した本品に脳組織を入れるだけで凍結保存可能です。
保存した脳組織は、融解後、神経細胞用分散液(コードNo. 291-78001, 297-78101)にて分散し、神経細胞用培地(コードNo. 148-09671)を用いて培養して下さい。

コードNo.	品名	規格	容量	希望納入価格 (円)
029-19161	脳組織凍結保存溶液 	細胞培養用	1ml×10本/箱	24,000

…2~10℃保存 …-20℃保存 …-80℃保存 表示が無い場合は室温保存です。
 特定 …特定毒物 …I …II …毒物 …I …II …III …劇物 …毒薬 …劇薬 …危険物 …向精神薬 …特定麻薬向精神薬原料 …カルタヘナ法
…化審法 第一種特定化学物質 …化審法 第二種特定化学物質 …化学兵器禁止法 第一種指定物質 …化学兵器禁止法 第二種指定物質
 覚せい剤取締法…「覚せい剤原料研究者又は取扱者」の免許を取得して、ご購入に際しては、譲受証及び譲渡証による受け渡しが必要となります。
 国民保護法…生物・毒素兵器の製造、使用防止のため、「毒素等」を試験研究用に使用することを確認する証を頂戴しております。
 上記以外の法律及び最新情報は、siyaku.com (<https://www.siyaku.com/>) をご参照下さい。

- 本文に記載しております試薬は、試験・研究の目的にのみ使用されるもので、「医療品」、「食品」、「生活用品」などとして使用できません。
- 希望納入価格には消費税等が含まれておりません。

富士フイルム 和光純薬株式会社

本 社 〒540-8605 大阪市中央区道修町三丁目1番2号 TEL 06-6203-3741 (代表)
 東京本店 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町二丁目4番1号 TEL 03-3270-8571 (代表)

- 九州営業所
- 中国営業所
- 東海営業所
- 横浜営業所
- 筑波営業所
- 東北営業所
- 北海道営業所



フリーダイヤル 0120-052-099
 フリーファックス 0120-052-806
 試薬URL : <https://labchem.wako-chem.co.jp>

■ FUJIFILM Wako Chemicals U.S.A. Corporation 1600 Bellwood Road, Richmond, VA 23237, USA TEL: +1-804-714-1920 FAX: +1-804-271-7791
 ■ FUJIFILM Wako Chemicals Europe GmbH Fuggerstraße 12, 41468 Neuss, Germany TEL: +49-2131-311-0 FAX: +49-2131-311-100

Online Catalog: www.e-reagent.com