

WFI Quality Water

3極薬局方に規格適合した注射用蒸留水相当の水


- 本品はGMP対応で製造・品質管理致します。

(2024年1月以降GMP対応品を販売開始予定)

- 製造フロー【富士フイルム和光純薬 国内工場にて製造】

原水にEDI（電気脱イオン処理）、RO（逆浸透膜）による処理を行った後、

UF（限外濾過）膜にてUF水を製造し、その後蒸留工程を経て製品化します。



製品ラインナップ

コードNo	品名	容量	容器	希望納入価格
284-41681	WFI Quality Water	1L	ボトル	6,000円
280-41683	WFI Quality Water	10L	SUバッグ	問い合わせ
282-41687	WFI Quality Water	200L	SUバッグ	問い合わせ

規格項目(3局薬局方に規格適合)

【製品規格】

性状	適合
純度試験	適合
導電率	5 μ S/cm
エンドトキシン	<0.25 EU/mL
不溶性異物	適合
不溶性微粒子	適合
無菌試験	適合
蒸発残分	≤ 3 mg ($\leq 0.003\%$)




バッグ仕様

10L, 200 Lはバッグ充填でご納品致します。
基本仕様の詳細は右記をご確認下さい。

※ご使用にあたってのコネクター等部材も
ご用意しておりますのでお気軽にご相談
ください。


※将来的にバッグ仕様詳細は変更する可能性
がございます。

10L : 2Dバッグ



- ① : 弊社充填用(シール済)
- ② : C-Flex 3/8"×5/8"×300mm
MPC male + MPC female cap
- ③ : サンプルポート
1/4"×3/8"×80mm
Luer barb + Luer cap

200L : 3Dバッグ



- ① : 弊社充填用(シール済)
- ② : C-Flex 1/2"×3/4"×1,000mm
MPX male + MPX female cap
- ③ : サンプルポート
1/4"×3/8"×200mm
Luer barb + Luer plug

関連サービス 受託調液サービス

当社では、バイオ医薬品製造プロセスでご使用いただけるようWFI Quality Waterを使用した各種特注調液の受託製造を承っております。

容器や容量、試験項目含めてカスタマイズ可能ですので、お気軽にご相談ください。

富士フイルム 和光純薬株式会社

本社 〒540-8605 大阪市中央区道修町三丁目1番2号 TEL 06-6203-3741 (代表)
東京本店 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町二丁目4番1号 TEL 03-3270-8571 (代表)

- 九州営業所 ●中国営業所
 - 東海営業所 ●横浜営業所
 - 筑波営業所 ●東北営業所
 - 北海道営業所
- フリーダイヤル 0120-052-099
フリーファックス 0120-052-806
試験URL : <https://labchem.wako-chem.co.jp>

■FUJIFILM Wako Chemicals U.S.A. Corporation 1600 Bellwood Road, Richmond, VA 23237, USA
TEL: +1-804-714-1920 FAX: +1-804-271-7791

■FUJIFILM Wako Chemicals Europe GmbH Fuggerstraße 12, 41468 Neuss, Germany
TEL: +49-2131-311-0 FAX: +49-2131-311-100

Online Catalog: www.e-reagent.com