

# Luminex Assay 受託解析キャンペーン

**20% OFF**

キャンペーン期間 2024年7月1日～2024年10月25日 注文確定分まで

## このような用途にオススメ!

- 複数のサイトカインの同時定量に
- 少量のサンプルでの定量に
- 解析装置の導入前のデータ確認に
- 多数のタンパク質のスクリーニング検査に

## 特長

### ● 選べる2種類のアッセイ系

安価 & パネルの制限なく自由に測定項目を選択可能!  
(最大 50 項目)

**“Luminex Assay”**

高性能で ELISA との相関が高い

**“Luminex High Performance Assay”**


- 36 サンプル(N=2 の場合)を一度に測定  
(サンプルに使用できるウェル数は 72 です)

- わずか 80  $\mu$ Lのサンプル量 (N=2の場合)


同様の試験を ELISA で行う場合...

- サンプル量 : 3 mL 以上が必要
- コスト : 200 万円以上

## 解析報告例



**マーカーの濃度データ**  
※ サンプルの状態等によって測定不可となる場合や、検出限界以下となる場合があります。あらかじめご了承ください。



**コスト、必要サンプル量に優れた本サービスをお試しください!**

詳細は弊社営業、販売代理店、下記メールアドレスまたはHPよりご確認をお願いいたします。

[jutaku2@fujifilm.com](mailto:jutaku2@fujifilm.com)までご連絡をお願いいたします。




HPはこちら [https://labchem-wako.fujifilm.com/jp/custom\\_service/products/95156.html](https://labchem-wako.fujifilm.com/jp/custom_service/products/95156.html)

# Luminex Assay 受託解析 お見積り依頼書

## お客様情報

ご依頼日	年 月 日	お名前	
ご所属・研究室名			
ご住所	〒		
E-mail			
TEL		販売代理店	

## ご依頼内容

アッセイ系	<input type="checkbox"/> Luminex Assay (旧名: Screening Assay) <input type="checkbox"/> Luminex High Performance Assay		
生物種	※ Luminex Assay のみ 生物種: <input type="checkbox"/> Human <input type="checkbox"/> Mouse <input type="checkbox"/> Rat		
パネル名	※ High Performance Assay のみ パネル名:		
測定項目	測定項目: ご希望の項目を下記に記入ください。確認のため右下に測定項目の合計数をご記入ください。 <a href="https://www.rndsystems.com/luminex/analytes">https://www.rndsystems.com/luminex/analytes</a>  ※測定項目は、HPまたはQRコードよりご確認ください。 <span style="float: right;">合計 _____ 項目</span>		
サンプル種	<input type="checkbox"/> 細胞培養上清 <input type="checkbox"/> 血清 <input type="checkbox"/> 血漿 (ヘパリン) <input type="checkbox"/> 血漿 (EDTA) <input type="checkbox"/> その他 ( _____ ) ※要相談		
検体数	_____ 検体	n数	<input type="checkbox"/> 1 重測定 <input type="checkbox"/> 2 重測定 <input type="checkbox"/> 3 重測定 ※ サンプルに使用できるのは1kit あたり72 ウェルです
残余サンプル	<input type="checkbox"/> 廃棄 <input type="checkbox"/> 返却 (発払いで対応致します)	検体の発送予定日 (平日着をお願いします)	年 月 日
その他ご要望			

### 【納品までの流れ】

- 見積り依頼: 本ページ (お見積り依頼書) に必要事項をご記入の上、下記【お問い合わせ先】へご連絡をお願いいたします。
- 見積り提示・申込書送付: ご依頼の測定項目が同時測定可能か確認し、販売代理店よりお見積書を提示いたします。また、申込書・仕様書をお送りいたします。
- 申込書の提出: 確認事項のチェック、納品方法、サンプルの送付・扱い等を申込書にご記入の上、弊社営業担当者または販売代理店へお渡してください。
- 発注・サンプル送付: 販売代理店へご発注の上、サンプルをドライアイスで十分量詰めた発泡スチロールの箱で融解のないよう冷凍便でお送りください。
- 測定: ユーロフィンジェネティクスラボ社よりLuminex 試薬を発注、ご依頼の項目を測定、報告書を作成いたします。
- 納品: 納期は4週間～です。Luminex 試薬の納入状況、受注時期によりお時間をいただくことがあります。

### 【お問合せ先】

弊社営業担当者または販売代理店へご連絡頂くか、下記メールアドレス、HPよりご連絡をお願いいたします。

E-Mail: [jutaku2@fujifilm.com](mailto:jutaku2@fujifilm.com)


HP: [https://labchem-wako.fujifilm.com/jp/custom\\_service/products/95156.html](https://labchem-wako.fujifilm.com/jp/custom_service/products/95156.html)

※本紙記載の価格は全て税別価格になります。

## 富士フイルム 和光純薬株式会社

本社 〒540-8605 大阪市中央区道修町三丁目1番2号 TEL 06-6203-3741 (代表)  
 東京本店 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町二丁目4番1号 TEL 03-3270-8571 (代表)

- 九州営業所 ●中国営業所
- 東海営業所 ●横浜営業所
- 筑波営業所 ●東北営業所
- 北海道営業所

 フリーダイヤル 0120-052-099  
 試薬URL: <https://labchem-wako.fujifilm.com>

■FUJIFILM Wako Chemicals U.S.A. Corporation  
 1600 Bellwood Road, Richmond, VA 23237, USA  
 TEL: +1-804-714-1920 FAX: +1-804-271-7791

■FUJIFILM Wako Chemicals Europe GmbH  
 Fuggerstr 12, 41468 Neuss, Germany  
 TEL: +49-2131-311-0 FAX: +49-2131-311-100

■富士膠片和光(香港)有限公司  
 Room 1111, 11/F, International Trade Centre,  
 11-19 Sha Tsui Road, Tsuen Wan, N.T., Hong Kong  
 TEL: +852-2799-9019 FAX: +852-2799-9808

■富士膠片和光(広州)貿易有限公司  
 广州市越秀区先烈中路69号东山广场30楼3002-3003室  
 TEL: +86-20-8732-6381 (广州)  
 TEL: +86-21-6288-4751 (上海)  
 TEL: +86-10-6413-6388 (北京)

23600B<sub>01</sub>

[jutaku2@fujifilm.com](mailto:jutaku2@fujifilm.com)