

次世代シーケンス受託キャン

ライブラリー調製~シーケンスまで ●mRNA-Seg(150bp PE, PolyA精製)

リード数(ペアエンドリード) データ量

希望納入価格

6G

2,000万リード

¥18,000/検体

- ▶ 上記のデータ量は、一例となりますので1G単位で変更可能です。価格はお問合せください。
- 2026年3月まで

- ▶ 1検体からご利用いただけます。
- ▶ mRNA-segでは、ストランド特異的シーケンスもオプション料金で選択可能です。
- ▶ RNA調製方法はrRNA枯渇法もオプション料金で選択可能です
- ▶ 全ゲノムシーケンス(WGS)、全エクソームシーケンス(WES)等、上記に記載のないシーケンスも割引価格でご提供いたします。
- ➤ データはFastg形式でクラウドまたはHDD納品(オプション料金)となります。
 - *解析が必要な場合は、cBioinformatics社のサービスをご提供しております。詳しくは裏面をご確認ください。

▮提出検体推奨条件

サンプルの状態	タンパク質除去・Dnase処理後のTotal RNA	OD260/280	1.8~2.2	備考	サンプルには有機物やたんぱく質の 混入がないものとする (ナノドロップでの測定を推奨)
RNA量	≥2 µg	OD260/230	1.8~2.2		
容量	≥10 µL	28S: 18S	≥1.2	1佣45	
濃度	≥100 ng/µL	RIN	≥7		

- ※ご提出いただく検体が、推奨条件を満たさない場合は、お問い合わせください。
- ▶ シーケンスは、全てNovaSeg6000を使用して行います。
- ▶ シーケンスは、中国で実施いたします。発送したサンプルは、返却することができませんのでご了承ください。
- ▶ ご不明点は、販売代理店にお問い合わせください。

▋見積依頼方法

下記内容を記載の上、jutaku@fujifilm.comまでご連絡をお願いいたします。

① 解析種:例) mRNA-seq ② 検体数:例)6検体 ③ 提出検体:例)ライブラリー調製済検体、Total RNA、DNA

④ 生物種:例) ヒト、バクテリア ⑤ データ量:例) 6G ⑥ご利用代理店

※本紙記載の価格は全て税別価格になります。

富士フイルム 和光純薬株式会

本 社 〒540-8605 大阪市中央区道修町三丁目1番2号 TEL 06-6203-3741 (代表) 東京本店 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町二丁目4番1号 TEL 03-3270-8571 (代表)

- 九州営業所 ●中国営業所
- 東海営業所 横浜営業所
- **び**フリーダイヤル 0120-052-099
- 筑 波 営 業 所 東 北 営 業 所 試薬URL: https://labchem-wako.fujifilm.com
- 1600 Bellwood Road, Richmond, VA 23237, USA TEL:+1-804-714-1920 FAX:+1-804-271-7791
- 富士膠片和光 (香港) 有限公司 Room 1111, 11/F, International Trade Centre, 11-19 Sha Tsui Road, Tsuen Wan, N.T., Hong Kong TEL:+852-2799-9019 FAX:+852-2799-9808
- FUJIFILM Wako Chemicals U.S.A. Corporation FUJIFILM Wako Chemicals Europe GmbH Fuggerstr 12, 41468 Neuss, Germa TEL:+49-2131-311-0 FAX:+49-2131-311-100
 - ■富士膠片和光(広州)貿易有限公司 广州市越秀区先列中路69号东山广场30楼3002-3003室 TEL:+86-20-8732-6381 (广州)

23Y02B01P